



- Garantizamos el tallado de 100 piezas dentales con 1 sola fresa CHAMPION.
- El circonio se lo merienda.
- Talla un diente vitalizado en paralelo en 2:30min.

“Tu empresa de confianza, con más de 35 años de experiencia en el sector”



 Casa suiza que inventó las fresas de diamante en 1947

- Heico con **80 años de experiencia** ofrece una clara ventaja sobre la competencia:
- Solo utiliza granos de **DIAMANTE NATURAL** finamente seleccionados, por lo que sus fresas tienen mucho más filo que los granos sintéticos o mixtos que utilizan otros fabricantes.
- Esto se traduce en un **mejor rendimiento de corte y vida útil mucho más larga.**



Fresa CHAMPION bajo el microscopio

Anillo morado			Extra grueso	XG	252µm	Eliminación extra rápida
Anillo azul			Ultra grueso	UG	181µm	Eliminación ultra gruesa
Anillo negro			Super grueso	SG	151µm	Tallado Super gruesa
Anillo verde			Grueso	G	126µm - 151µm	Tallado grueso
Sin anillo			Standard	-	91µm - 107µm	Tallado universal, standard
Anillo rojo			Fino	F	46µm	Rectificado y alisado fino
Anillo amarillo			Extra fino	EF	15µm	Prepulido y acabado
Anillo blanco			Ultra fino	UF	10µm	Acabado y alisado final



Clínica dental y laboratorio

Anillo purpura
+
rojo



Extra gruesa - fino

XGF

252 μ m
-
46 μ m

Tallado super rápido

Anillo negro
+
rojo



Super grueso - fino

SGF

151 μ m
-
46 μ m

Tallado muy rápido

Anillo rojo
+
amarillo



Extra fino - fino

FEF

64 μ m
-
15 μ m

Pre-pulido y pulido
Para unos acabados
excelentes.



Distribuye: ☎ 606997834 ☎ 965361020

¿Cómo hacernos un pedido? ¡Muy fácil! Solamente dinos la **referencia** y el **diámetro** de las fresas que quieres. Ej: **F 846R.314.016**

Simbolos de aplicación y propiedades

Tamaño original de la pieza 1:1

Referencia

Diámetro de la pieza

Referencia + diámetro

Colores= granos disponibles

Longitud de la pieza

Vienen en cajas de 5 unidades

FG 314	846R				
Cono plano, cabeza corta, borde redondo					
Cabeza	L mm	6	6	6	7
ISO	Ø mm	012	016	018	025
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 846R.314. ...		012	012	012	012
⊙ FG UF 846R.314. ...					
● FG EF 846R.314. ...		012	018	012	012
● FG F 846R.314. ...		012	016	012	012
● FG G 846R.314. ...		012	012	012	012
● FG SG 846R.314. ...			012		012
● FG UG 846R.314. ...					
● FG XG 846R.314. ...					

Finalidad de uso

- Diente natural

- Zirconio

Puentes/coronas dentales
Dentadura postiza telescópica

- Cerámica


Puentes/coronas dentales
Dentires telescópicos

- Clínica y laboratorio

La experiencia es una percepción comprendida. Nuestra empresa puede presumir de 80 años de experiencia en técnicas de recubrimiento diamantado. Gracias a ella y a los conocimientos adquiridos, tenemos una clara ventaja sobre nuestros competidores. Solo utilizamos granos de diamante natural finamente seleccionados, que tienen un filo más agudo que los granos sintéticos o mixtos. Esto se traduce en un mejor rendimiento de corte.

Trabaje con refrigeración por agua para lograr el mejor resultado y prolongar la vida útil de la perforadora.


Índice de contenidos Diamante (FG)

															
801	A801	801L	801XL	802	805	806	807	831	831L	808	809	810	812	813	813L
25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27


															
811	370	815	816	817	818	819	820	909	825	826	822	830	830L	A369	379
27	27	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29

															
379XL	A368	368	899	890	A890L	883	889	888	860	862	863	392	832	833 (R)	853
30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	32	32	32

															
852	858	859	859L	845	845R	846	846R	847	847R	848	848R	849	A855	855	856
32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34

															
A856	850	850XL	835	835R	836	836R	837	837R	842	838	880	881	882	882L	881XL
34	34	34	35	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36

															
884	885	886	876	877	878	879	879L	MI801	MI806	MI830	MI838	MI889	MI890	MI368	867K
37	37	37	37	37	37	37	37	39	39	39	39	39	39	39	40

															
868K	869K	875K	877K	878K	879K	Q837	Q842	Q881	Q847	Q848	Q856	Q850	Q878	Q879	QA837
40	40	40	40	40	40	43	43	43	43	43	43	43	43	43	45

															
QA842	QA881	QA847	QA848	QA856	QA850	QA878	QA879	851	857	841	508R	A862	A863	A859	839
45	45	45	45	45	45	45	45	47	47	47	47	47	47	47	47

															
844	H389L	467L	A834	834	845RM										
47	48	48	51	51	51										

FG - Tallo corto- 313

															
S801	S802	S805	S806	S830	S830L	S813	S909	S835	S836	S837	S842	S845	S845R	S846	S846R
52	52	52	52	53	53	53	53	53	53	53	53	54	54	54	54


															
S847	S847R	S848	S856	SA856	S850	S852	S858	S859	S888	S368	S860	S862	S864	S877	S878
54	54	54	55	55	55	55	55	55	55	56	56	56	56	56	56

															
S879	S884	S885	S886	S846RMD											
56	57	57	57	57											



**FG 314
802**

Rund, Hals belegt
Round, coated neck
Boule, cou enduit
Bola, cuello recubierto




Kopf / Head / Tête / Cabeza	2	2	3	3	3	3.5	4	4.5
ISO	009	010	012	014	016	018	021	023
Order No.	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 802.314. ...	009	010	012	014	016	018	021	023
⊙ FG UF 802.314. ...						018		
● FG EF 802.314. ...								
● FG F 802.314. ...				014				
● FG G 802.314. ...	009	010	012	014	016	018		023
● FG SG 802.314. ...						018		
● FG UG 802.314. ...								
● FG XG 802.314. ...								





**FG 314
805**

Umgekehrter Kegel
Inverted Cone
Cône renversé
Cono invertido




Kopf / Head / Tête / Cabeza	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	2
ISO	008	010	012	014	016	018	023
Order No.	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 805.314. ...	008	010	012	014	016	018	023
⊙ FG UF 805.314. ...							
● FG EF 805.314. ...							
● FG F 805.314. ...		010	012	014	016		
● FG G 805.314. ...	008	010	012	014	016	018	023
● FG SG 805.314. ...					016		
● FG UG 805.314. ...							
● FG XG 805.314. ...							





**FG 314
806**

Umgekehrter Kegel, Hals belegt
Inverted Cone, coated neck
Cône renversé, cou enduit
Cono invertido, cuello revestido




Kopf / Head / Tête / Cabeza	2	2	3	3	3	3	3.5
ISO	008	010	012	014	016	018	023
Order No.	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 806.314. ...	008	010	012	014	016	018	023
⊙ FG UF 806.314. ...							
● FG EF 806.314. ...							
● FG F 806.314. ...							
● FG G 806.314. ...		010	012	014	016	018	
● FG SG 806.314. ...				014			
● FG UG 806.314. ...							
● FG XG 806.314. ...							





**FG 314
807**

Umgekehrter Kegel lang
Inverted Cone long
Cône long renversé
Cono largo invertido




Kopf / Head / Tête / Cabeza	3	3.5	4	5
ISO	010	012	016	018
Order No.	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 807.314. ...	010	012	016	018
⊙ FG UF 807.314. ...				
● FG EF 807.314. ...				
● FG F 807.314. ...				
● FG G 807.314. ...	010	012	016	018
● FG SG 807.314. ...		012		
● FG UG 807.314. ...				
● FG XG 807.314. ...				






**FG 314
831**

Umgekehrter Kegel, Kante rund
Inverted Cone, rounded edges
Cône renversé, bord arrondi
Cono invertido, borde redondeado




Kopf / Head / Tête / Cabeza	3	3	3
ISO	010	012	014
Order No.	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 831.314. ...	010	012	014
⊙ FG UF 831.314. ...	010	012	014
● FG EF 831.314. ...	010	012	014
● FG F 831.314. ...	010	012	014
● FG G 831.314. ...	010	012	014
● FG SG 831.314. ...			
● FG UG 831.314. ...			
● FG XG 831.314. ...			







**FG 314
831L**


Umgekehrter Kegel lang, Kante rund
Inverted Cone long, rounded edges
Cône long renversé, bord arrondi
Cono largo invertido, borde redondo





Kopf / Head / Tête / Cabeza	4	5	5
ISO	012	014	016
Order No.	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 831L.314. ...	012	014	016
⊙ FG UF 831L.314. ...	012	014	016
● FG EF 831L.314. ...	012	014	016
● FG F 831L.314. ...	012	014	016
● FG G 831L.314. ...	012	014	016
● FG SG 831L.314. ...			
● FG UG 831L.314. ...			
● FG XG 831L.314. ...			





		FG 314 808					
Umgekehrter Kegel							
Inverted Cone							
Cône renversé							
Cono invertido							
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	0.7	0.8	1.5	2	
ISO		Ø 1/10 mm	018	023	040	050	
Order No.			3/5/10	3/5/10	3/5	3/5	
○	FG	808.314. ...	018	023	040	050	
⊗	FG UF	808.314. ...					
●	FG EF	808.314. ...					
●	FG F	808.314. ...					
●	FG G	808.314. ...					
●	FG SG	808.314. ...					
●	FG UG	808.314. ...					
●	FG XG	808.314. ...					


		FG 314 809					
Umgekehrter Kegel, Hals belegt							
Inverted Cone, coated neck							
Cône renversé, cou enduit							
Cono invertido, cuello revestido							
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	2	2.5			
ISO		Ø 1/10 mm	018	023			
Order No.			3/5/10	3/5/10			
○	FG	809.314. ...	018	023			
⊗	FG UF	809.314. ...					
●	FG EF	809.314. ...					
●	FG F	809.314. ...					
●	FG G	809.314. ...					
●	FG SG	809.314. ...					
●	FG UG	809.314. ...					
●	FG XG	809.314. ...					


		FG 314 810					
Umgekehrter Kegel, spezial							
Inverted Cone, special							
Cône renversé, spécial							
Cono invertido, especial							
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	0.2	0.2			
ISO		Ø 1/10 mm	040	050			
Order No.			3/5	3/5			
○	FG	810.314. ...	040	050			
⊗	FG UF	810.314. ...					
●	FG EF	810.314. ...					
●	FG F	810.314. ...					
●	FG G	810.314. ...					
●	FG SG	810.314. ...					
●	FG UG	810.314. ...					
●	FG XG	810.314. ...					

		FG 314 812					
Umgekehrter Kegel, spezial							
Inverted Cone, special							
Cône renversé, spécial							
Cono invertido, especial							
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	1.5	2			
ISO		Ø 1/10 mm	040	050			
Order No.			3/5	3/5			
○	FG	812.314. ...	040	050			
⊗	FG UF	812.314. ...					
●	FG EF	812.314. ...					
●	FG F	812.314. ...					
●	FG G	812.314. ...					
●	FG SG	812.314. ...					
●	FG UG	812.314. ...					
●	FG XG	812.314. ...					

		FG 314 813					
Umgekehrter Kegel, gegenseitig							
Inverted Cone, mutual							
Cône renversé, mutuel							
Cono invertido, mutuo							
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	1.5	1.6	1.9		
ISO		Ø 1/10 mm	010	014	016		
Order No.			3/5/10	3/5/10	3/5/10		
○	FG	813.314. ...	010	014	016		
⊗	FG UF	813.314. ...					
●	FG EF	813.314. ...					
●	FG F	813.314. ...	010	014	016		
●	FG G	813.314. ...		014	016		
●	FG SG	813.314. ...		014	016		
●	FG UG	813.314. ...					
●	FG XG	813.314. ...					

		FG 314 813L					
Umgekehrter Kegel, lang, gegenseitig							
Inverted Cone, long, mutual							
Cône long, renversé, mutuel							
Cono invertido, largo, mutuo							
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	3	3			
ISO		Ø 1/10 mm	014	016			
Order No.			3/5/10	3/5/10			
○	FG	813L.314. ...	014	016			
⊗	FG UF	813L.314. ...					
●	FG EF	813L.314. ...					
●	FG F	813L.314. ...	014	016			
●	FG G	813L.314. ...	014	016			
●	FG SG	813L.314. ...	014	016			
●	FG UG	813L.314. ...					
●	FG XG	813L.314. ...					

		FG 314 811					
Okklusal-Former							
Occlusal shaper							
Tronçonneuse occlusale							
Fresa oclusal							
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	4	4.5	6	6.5	
ISO		Ø 1/10 mm	031	033	040	042	
Order No.			3/5/10	3/5	3/5	3/5	
○	FG	811.314. ...	031		040		
⊗	FG UF	811.314. ...					
●	FG EF	811.314. ...					
●	FG F	811.314. ...					
●	FG G	811.314. ...	031		040		
●	FG SG	811.314. ...	031				
●	FG UG	811.314. ...	031		040		
●	FG XG	811.314. ...		033		042	


		FG 314 370					
Okklusal-Former							
Occlusal shaper							
Tronçonneuse occlusale							
Fresa oclusal							
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	7				
ISO		Ø 1/10 mm	030				
Order No.			3/5/10				
○	FG	370.314. ...	030				
⊗	FG UF	370.314. ...					
●	FG EF	370.314. ...	030				
●	FG F	370.314. ...	030				
●	FG G	370.314. ...	030				
●	FG SG	370.314. ...	030				
●	FG UG	370.314. ...	030				
●	FG XG	370.314. ...					



FG 314
815

Rad
Wheel
Roue
Rueda


Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	0.5	0.7	0.7	0.8
ISO	Ø 1/10 mm	012	016	018	023
Order No.					
○ FG	815.314. ...	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
⊗ FG	UF 815.314. ...	012	016	018	023
● FG	EF 815.314. ...				
● FG	F 815.314. ...				
● FG	G 815.314. ...	012	016		
● FG	SG 815.314. ...				
● FG	UG 815.314. ...				
● FG	XG 815.314. ...				



FG 314
816

Rad, Hals belegt
Wheel, coated neck
Roue, cou enduit
Rueda, cuello revestido


Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	1.5	1.8	2
ISO	Ø 1/10 mm	012	016	018
Order No.				
○ FG	816.314. ...	3/5/10	3/5/10	3/5/10
⊗ FG	UF 816.314. ...	012	016	018
● FG	EF 816.314. ...			
● FG	F 816.314. ...			
● FG	G 816.314. ...			
● FG	SG 816.314. ...			
● FG	UG 816.314. ...			
● FG	XG 816.314. ...			



FG 314
817

Rad
Wheel
Roue
Rueda


Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	0.7	0.7	0.7
ISO	Ø 1/10 mm	033	040	050
Order No.				
○ FG	817.314. ...	3/5	3/5	3/5
⊗ FG	UF 817.314. ...	033	040	050
● FG	EF 817.314. ...			
● FG	F 817.314. ...			
● FG	G 817.314. ...	033	040	050
● FG	SG 817.314. ...			
● FG	UG 817.314. ...			
● FG	XG 817.314. ...			



FG 314
818

Rad
Wheel
Roue
Rueda

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	1	1	1
ISO	Ø 1/10 mm	033	040	050
Order No.				
○ FG	818.314. ...	3/5	3/5	3/5
⊗ FG	UF 818.314. ...	033	040	050
● FG	EF 818.314. ...			
● FG	F 818.314. ...			
● FG	G 818.314. ...		040	050
● FG	SG 818.314. ...			
● FG	UG 818.314. ...			
● FG	XG 818.314. ...			



FG 314
819

Rad
Wheel
Roue
Rueda


Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	1.3
ISO	Ø 1/10 mm	040
Order No.		5 / 10
○ FG	819.314. ...	040
⊗ FG	UF 819.314. ...	
● FG	EF 819.314. ...	
● FG	F 819.314. ...	
● FG	G 819.314. ...	
● FG	SG 819.314. ...	
● FG	UG 819.314. ...	
● FG	XG 819.314. ...	



FG 314
820

Rad
Wheel
Roue
Rueda


Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	2	2
ISO	Ø 1/10 mm	040	050
Order No.			3/5
○ FG	820.314. ...	3/5	050
⊗ FG	UF 820.314. ...	040	
● FG	EF 820.314. ...		
● FG	F 820.314. ...		
● FG	G 820.314. ...		
● FG	SG 820.314. ...		
● FG	UG 820.314. ...		
● FG	XG 820.314. ...		



FG 314
909

Rad
Wheel
Roue
Rueda

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	1	1.7	2.2
ISO	Ø 1/10 mm	033	040	050
Order No.				
○ FG	909.314. ...	3/5	3/5	3/5
⊗ FG	UF 909.314. ...	033	040	050
● FG	EF 909.314. ...		040	
● FG	F 909.314. ...	033	040	
● FG	G 909.314. ...	033	040	
● FG	SG 909.314. ...		040	
● FG	UG 909.314. ...			
● FG	XG 909.314. ...			



⊗ Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10µ ISO No. 494
● Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15µ ISO No. 504
● Fein / fine / fin / fino	46µ ISO No. 514
○ Mittel / medium / moyen / medio	91µ-107µ ISO No. 524
● Grob / coarse / grossiere / grueso	126µ ISO No. 534
● Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151µ ISO No. 544
● Ultra grob / ultra coarse / ultra grossier / ultra grueso	181µ ISO No. 554
● Extra grob / extra coarse / extra grossier / extra grueso	252µ ISO No. 564

		FG 314	
		825	
Linse			
Lens			
Lentille			
Lente			
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	
ISO		Ø 1/10 mm	
Order No.			
○	FG	825.314. ...	018 025 040
⊗	FG UF	825.314. ...	
●	FG EF	825.314. ...	
●	FG F	825.314. ...	
●	FG G	825.314. ...	040
●	FG SG	825.314. ...	
●	FG UG	825.314. ...	
●	FG XG	825.314. ...	

		FG 314	
		826	
Linse, Hals belegt			
Lens, coated neck			
Lentille, cou enduit			
Lente, cuello revestido			
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	
ISO		Ø 1/10 mm	
Order No.			
○	FG	826.314. ...	018
⊗	FG UF	826.314. ...	
●	FG EF	826.314. ...	
●	FG F	826.314. ...	
●	FG G	826.314. ...	
●	FG SG	826.314. ...	
●	FG UG	826.314. ...	
●	FG XG	826.314. ...	

		FG 314	
		822	
Birne			
Pear			
Poire			
Pera			
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	
ISO		Ø 1/10 mm	
Order No.			
○	FG	822.314. ...	008
⊗	FG UF	822.314. ...	
●	FG EF	822.314. ...	008
●	FG F	822.314. ...	008
●	FG G	822.314. ...	008
●	FG SG	822.314. ...	
●	FG UG	822.314. ...	
●	FG XG	822.314. ...	

		FG 314	
		830	
Birne			
Pear			
Poire			
Pera			
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	
ISO		Ø 1/10 mm	
Order No.			
○	FG	830.314. ...	008 010 012 014 016
⊗	FG UF	830.314. ...	
●	FG EF	830.314. ...	008 010 012 014 016
●	FG F	830.314. ...	008 010 012 014 016
●	FG G	830.314. ...	008 010 012 014 016
●	FG SG	830.314. ...	010 012 014 016
●	FG UG	830.314. ...	012 014
●	FG XG	830.314. ...	

		FG 314	
		830L	
Birne lang			
Pear long			
Poire longue			
Pera larga			
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	
ISO		Ø 1/10 mm	
Order No.			
○	FG	830L.314. ...	010 012 014 016 018 021 023 025
⊗	FG UF	830L.314. ...	
●	FG EF	830L.314. ...	010 012 014 016 018 021 023 025
●	FG F	830L.314. ...	010 012 014 016 018 021 023 025
●	FG G	830L.314. ...	010 012 014 016 018 021 023 025
●	FG SG	830L.314. ...	012 014 016 018 021 023 025
●	FG UG	830L.314. ...	012 014 021 023 025
●	FG XG	830L.314. ...	

		FG 314	
		A369	
Spezialform			
Special shape			
Forme spéciale			
Forma especial			
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	
ISO		Ø 1/10 mm	
Order No.			
○	FG	A369.314. ...	023
⊗	FG UF	A369.314. ...	
●	FG EF	A369.314. ...	023
●	FG F	A369.314. ...	023
●	FG G	A369.314. ...	023
●	FG SG	A369.314. ...	023
●	FG UG	A369.314. ...	
●	FG XG	A369.314. ...	

		FG 314	
		379	
Ei-Form			
Egg Shape			
Forme d'œuf			
Forma de huevo			
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	
ISO		Ø 1/10 mm	
Order No.			
○	FG	379.314. ...	012 014 016 018 021 023 025 027 029
⊗	FG UF	379.314. ...	
●	FG EF	379.314. ...	012 014 016 018 021 023 025 027
●	FG F	379.314. ...	012 014 016 018 021 023 025 027
●	FG G	379.314. ...	012 014 016 018 021 023 025 027
●	FG SG	379.314. ...	012 014 016 018 021 023 025 027
●	FG UG	379.314. ...	012 014 016 018 021 023 025 027
●	FG XG	379.314. ...	016 018 021 023 025 027 029



FG 316

379XL

Ei-Form, extra langer Hals

Egg Shape, extra long neck

Oeufs forme, extra long cou

Forma de huevo con cuello extra largo

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

Order No.

FG 379XL.316. ...

FG UF 379XL.316. ...

FG EF 379XL.316. ...

FG F 379XL.316. ...

FG G 379XL.316. ...

FG SG 379XL.316. ...

FG UG 379XL.316. ...

FG XG 379XL.316. ...

3

3

3.5

3.5

4.5

012

014

016

018

023

3/5

3/5

3/5

3/5

3/5

012

014

016

018

023



⊗ Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10μ ISO No. 494
● Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15μ ISO No. 504
● Fein / fine / fin / fino	46μ ISO No. 514
○ Mittel / medium / moyen / medio	91μ-107μ ISO No. 524
● Grob / coarse / grossiere / grueso	126μ ISO No. 534
● Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151μ ISO No. 544
● Ultra grob / ultra coarse / ultra grossier / ultra grueso	181μ ISO No. 554
● Extra grob / extra coarse / extra grossier / extra grueso	252μ ISO No. 564



FG 314

A368

Knospe, runde Spitze

Pointed Bud, rounded tip

Bouton, bout rond

Brote, punta redonda

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

Order No.

FG A368.314. ...

FG UF A368.314. ...

FG EF A368.314. ...

FG F A368.314. ...

FG G A368.314. ...

FG SG A368.314. ...

FG UG A368.314. ...

FG XG A368.314. ...

5

023

3/5/10

023





FG 314

368

Knospe

Pointed Bud

Bouton

Brote

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

Order No.

FG 368.314. ...

FG UF 368.314. ...

FG EF 368.314. ...

FG F 368.314. ...

FG G 368.314. ...

FG SG 368.314. ...

FG UG 368.314. ...

FG XG 368.314. ...

3.5

4

4.5

5

016

018

021

023

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

016

018

021

023





FG 314

899

Knospe spitz

Bud pointed

Bouton pointu

Brote puntiagudo

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

Order No.

FG 899.314. ...

FG UF 899.314. ...

FG EF 899.314. ...

FG F 899.314. ...

FG G 899.314. ...

FG SG 899.314. ...

FG UG 899.314. ...

FG XG 899.314. ...

6.5

7

7

021

027

031

3/5/10

3/5/10

3/5/10

021

027

031





FG 314

890

Granate

Grenade

Grenade

Granada

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

Order No.

FG 890.314. ...

FG UF 890.314. ...

FG EF 890.314. ...

FG F 890.314. ...

FG G 890.314. ...

FG SG 890.314. ...

FG UG 890.314. ...

FG XG 890.314. ...

3.5

016

3/5/10

016





FG 314

A890L

Granate, runder spitz

Grenade, rounded point

Grenade, bout rond

Granada, punta redonda

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

Order No.

FG A890L.314. ...

FG UF A890L.314. ...

FG EF A890L.314. ...

FG F A890L.314. ...

FG G A890L.314. ...

FG SG A890L.314. ...

FG UG A890L.314. ...

FG XG A890L.314. ...

3

4

014

021

3/5/10

3/5/10

014

021





FG 314

883

Granate, langer Hals

Grenade, long neck

Grenade, long cou

Granada, cuello largo

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

Order No.

FG 883.314. ...

FG UF 883.314. ...

FG EF 883.314. ...

FG F 883.314. ...

FG G 883.314. ...

FG SG 883.314. ...

FG UG 883.314. ...

FG XG 883.314. ...

3

010

3/5/10

010





FG 314

889

Granate, extra langer Hals
Grenade, extra long neck
Grenade, extra long cou
Granada, cuello extra largo

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

3.5

4.5

ISO

Ø 1/10 mm

008


010

Order No.

3/5/10

3/5/10

○	FG	889.314. ...	008	010
⊗	FG UF	889.314. ...	008	010
●	FG EF	889.314. ...	008	010
●	FG F	889.314. ...	008	010
●	FG G	889.314. ...	008	010
●	FG SG	889.314. ...	008	
●	FG UG	889.314. ...		
●	FG XG	889.314. ...		






FG 314

888

Granate, lang
Grenade, long
Grenade, longue
Granada, largo

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

8

ISO

Ø 1/10 mm

012

Order No.

3/5/10

○	FG	888.314. ...	012
⊗	FG UF	888.314. ...	
●	FG EF	888.314. ...	012
●	FG F	888.314. ...	012
●	FG G	888.314. ...	012
●	FG SG	888.314. ...	012
●	FG UG	888.314. ...	
●	FG XG	888.314. ...	






FG 314

860

Flamme, kurz
Flame, short
Flamme, courte
Llama, corta

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

4

5

5

5

6

ISO

Ø 1/10 mm

010

012

014

016

025

Order No.

3/5/10


3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

○	FG	860.314. ...	010	012	014	016	025
⊗	FG UF	860.314. ...	010				025
●	FG EF	860.314. ...	010	012	014	016	025
●	FG F	860.314. ...	010	012	014	016	025
●	FG G	860.314. ...	010	012	014	016	025
●	FG SG	860.314. ...	010	012	014	016	025
●	FG UG	860.314. ...	010	012	014	016	025
●	FG XG	860.314. ...					






FG 314

862

Flamme
Flame
Flamme
Llama

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

8

8

8

8

8

ISO

Ø 1/10 mm

008

010

012

014

016

018

Order No.

3/5/10

3/5/10


3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

○	FG	862.314. ...	008	010	012	014	016	018
⊗	FG UF	862.314. ...		010	012	014		
●	FG EF	862.314. ...		010	012	014	016	018
●	FG F	862.314. ...	008	010	012	014	016	018
●	FG G	862.314. ...		010	012	014	016	018
●	FG SG	862.314. ...		010	012	014	016	018
●	FG UG	862.314. ...			012	014	016	018
●	FG XG	862.314. ...			012		016	






FG 314

863

Flamme, langer Kopf
Flame, long head
Flamme, tête longue
Llama, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

10

10

10

10

10

ISO

Ø 1/10 mm

010

012

014

016

018

Order No.

3/5/10


3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

○	FG	863.314. ...	010	012	014	016	018
⊗	FG UF	863.314. ...		012		016	018
●	FG EF	863.314. ...	010	012	014	016	018
●	FG F	863.314. ...	010	012	014	016	018
●	FG G	863.314. ...	010	012	014	016	018
●	FG SG	863.314. ...		012	014	016	018
●	FG UG	863.314. ...		012	014	016	
●	FG XG	863.314. ...			014		






FG 314

392

Spitz, geschwungen
Pointed, curved
Pointé, courbé
Puntiagudo, curvado

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

5

6

ISO

Ø 1/10 mm

016


018

Order No.

3/5/10

3/5/10

○	FG	392.314. ...	016	018
⊗	FG UF	392.314. ...		
●	FG EF	392.314. ...	016	018
●	FG F	392.314. ...	016	018
●	FG G	392.314. ...		
●	FG SG	392.314. ...		
●	FG UG	392.314. ...		
●	FG XG	392.314. ...		



**FG 314
832**

Spitz, geschwungen
Pointed, curved
Pointé, courbé
Puntiagudo, curvado

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 2.7
ISO Ø 1/10 mm 027

Order No. 3/5/10

○	FG	832.314. ...	027
⊗	FG UF	832.314. ...	
●	FG EF	832.314. ...	027
●	FG F	832.314. ...	027
●	FG G	832.314. ...	
●	FG SG	832.314. ...	
●	FG UG	832.314. ...	
●	FG XG	832.314. ...	





**FG 314
833**

Spitz, geschwungen
Pointed, curved
Pointé, courbé
Puntiagudo, curvado

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 3.5 3.5
ISO Ø 1/10 mm 023 031

Order No. 3/5/10 3/5/10

○	FG	833.314. ...	023	031
⊗	FG UF	833.314. ...		
●	FG EF	833.314. ...	023	031
●	FG F	833.314. ...	023	031
●	FG G	833.314. ...		
●	FG SG	833.314. ...		
●	FG UG	833.314. ...		
●	FG XG	833.314. ...		





**FG 314
833R**

Spitz, geschwungen
Pointed, curved
Pointé, courbé
Puntiagudo, curvado

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 5
ISO Ø 1/10 mm 021

Order No. 3/5/10

○	FG	833R.314. ...	021
⊗	FG UF	833R.314. ...	
●	FG EF	833R.314. ...	021
●	FG F	833R.314. ...	021
●	FG G	833R.314. ...	
●	FG SG	833R.314. ...	
●	FG UG	833R.314. ...	
●	FG XG	833R.314. ...	



**FG 314
853**

Nadel spitz, kurzer Kopf, langer Hals
Needle pointed, short head, long neck
Aiguille pointue, tête courte, long cou
Aguja puntiaguda, cabeza corta, cuello largo

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 3
ISO Ø 1/10 mm 008

Order No. 3/5/10

○	FG	853.314. ...	008
⊗	FG UF	853.314. ...	008
●	FG EF	853.314. ...	008
●	FG F	853.314. ...	008
●	FG G	853.314. ...	
●	FG SG	853.314. ...	
●	FG UG	853.314. ...	
●	FG XG	853.314. ...	



**FG 314
852**

Nadel spitz, kurzer Kopf
Needle pointed, short head
Aiguille pointue, tête courte
Aguja puntiaguda, cabeza corta

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 4 6
ISO Ø 1/10 mm 010 012

Order No. 3/5/10 3/5/10

○	FG	852.314. ...	010	012
⊗	FG UF	852.314. ...	010	012
●	FG EF	852.314. ...	010	012
●	FG F	852.314. ...	010	012
●	FG G	852.314. ...	010	012
●	FG SG	852.314. ...		012
●	FG UG	852.314. ...		
●	FG XG	852.314. ...		



**FG 314
858**

Nadel spitz
Needle pointed
Aiguille pointue
Aguja puntiaguda

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 8 8 8 8 8 8
ISO Ø 1/10 mm 008 010 012 014 016 018

Order No. 3/5/10 3/5/10 3/5/10 3/5/10 3/5/10 3/5/10

○	FG	858.314. ...	008	010	012	014	016	018
⊗	FG UF	858.314. ...	008	010	012	014	016	018
●	FG EF	858.314. ...	008	010	012	014	016	
●	FG F	858.314. ...	008	010	012	014	016	
●	FG G	858.314. ...	008	010	012	014	016	018
●	FG SG	858.314. ...				014		
●	FG UG	858.314. ...						
●	FG XG	858.314. ...						



**FG 314
859**

Nadel spitz, langer Kopf
Needle pointed, long head
Aiguille pointue, tête longue
Aguja puntiaguda, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 10 10 10 10 10
ISO Ø 1/10 mm 010 012 014 016 018

Order No. 3/5/10 3/5/10 3/5/10 3/5/10 3/5/10

○	FG	859.314. ...	010	012	014	016	018
⊗	FG UF	859.314. ...		012		016	018
●	FG EF	859.314. ...	010	012	014	016	018
●	FG F	859.314. ...	010	012	014	016	018
●	FG G	859.314. ...	010	012	014	016	018
●	FG SG	859.314. ...	010	012	014	016	018
●	FG UG	859.314. ...					
●	FG XG	859.314. ...					



**FG 314
859L**

Nadel spitz, langer Kopf
Needle pointed, long head
Aiguille pointue, tête longue
Aguja puntiaguda, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 11 11
ISO Ø 1/10 mm 010 012

Order No. 3/5/10 3/5/10

○	FG	859L.314. ...	010	012
⊗	FG UF	859L.314. ...		
●	FG EF	859L.314. ...		
●	FG F	859L.314. ...	010	012
●	FG G	859L.314. ...	010	012
●	FG SG	859L.314. ...		
●	FG UG	859L.314. ...		
●	FG XG	859L.314. ...		





FG 314


845

Kegel flach, kurzer Kopf

Cone flat, short head

Cône plat, tête courte

Cono plano, cabeza corta



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	4	4	4	4	4	4
ISO	Ø 1/10 mm	009	010	012	014	016	018
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 845.314. ...		009	010	012	014	016	018
⊙ FG UF 845.314. ...							
⦿ FG EF 845.314. ...							
● FG F 845.314. ...				012			
● FG G 845.314. ...			010	012	014	016	
● FG SG 845.314. ...				012	014		
● FG UG 845.314. ...							
● FG XG 845.314. ...							



FG 314


845R

Kegel flach, kurzer Kopf, Kante rund

Cone flat, short head, rounded edges

Cône plat, tête courte, bord rond

Cono plano, cabeza corta, borde redondo



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	4	4	4
ISO	Ø 1/10 mm	018	021	025
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 845R.314. ...		018	021	025
⊙ FG UF 845R.314. ...				
⦿ FG EF 845R.314. ...		018	021	025
● FG F 845R.314. ...		018	021	025
● FG G 845R.314. ...		018	021	025
● FG SG 845R.314. ...				
● FG UG 845R.314. ...				025
● FG XG 845R.314. ...				



FG 314


846

Kegel flach, kurzer Kopf

Cone flat, short head

Cône plat, tête courte

Cono plano, cabeza corta



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	6	6	6	6	7
ISO	Ø 1/10 mm	012	014	016	018	025
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 846.314. ...		012	014	016	018	025
⊙ FG UF 846.314. ...					018	
⦿ FG EF 846.314. ...					018	
● FG F 846.314. ...		012	014	016	018	025
● FG G 846.314. ...		012	014	016	018	025
● FG SG 846.314. ...		012	014	016	018	
● FG UG 846.314. ...						
● FG XG 846.314. ...						



FG 314


846R

Kegel flach, kurzer Kopf, kante rund

Cone flat, short head, rounded edges

Cône plat, tête courte, bord rond

Cono plano, cabeza corta, borde redondo



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	6	6	6	7
ISO	Ø 1/10 mm	012	016	018	025
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 846R.314. ...		012	016	018	025
⊙ FG UF 846R.314. ...					
⦿ FG EF 846R.314. ...		012	016	018	025
● FG F 846R.314. ...		012	016	018	025
● FG G 846R.314. ...		012	016	018	025
● FG SG 846R.314. ...			016		025
● FG UG 846R.314. ...					
● FG XG 846R.314. ...					



FG 314


847

Kegel flach

Cone flat

Cône plat

Cono plano



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	8	8	8	8	8
ISO	Ø 1/10 mm	012	014	016	018	021
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 847.314. ...		012	014	016	018	021
⊙ FG UF 847.314. ...						
⦿ FG EF 847.314. ...				016		
● FG F 847.314. ...		012	014	016	018	021
● FG G 847.314. ...		012	014	016	018	021
● FG SG 847.314. ...		012	014	016	018	021
● FG UG 847.314. ...		012		016	018	
● FG XG 847.314. ...				016	018	



FG 314


847R

Kegel flach, kante rund

Cone flat, rounded edge

Cône plat, bord rond

Cono plano, borde redondo



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	8	8	8	8	8	8
ISO	Ø 1/10 mm	012	014	016	018	021	023
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 847R.314. ...		012	014	016	018	021	023
⊙ FG UF 847R.314. ...			014		021		
⦿ FG EF 847R.314. ...		012	014	016	018	021	
● FG F 847R.314. ...		012	014	016	018	021	023
● FG G 847R.314. ...		012	014	016	018	021	023
● FG SG 847R.314. ...		012	014	016	018		
● FG UG 847R.314. ...		012	014	016	018	021	023
● FG XG 847R.314. ...			014	016	018	021	023



FG 314


848

Kegel flach, langer Kopf

Cone flat, long head

Cône plat, tête longue

Cono plano, cabeza larga



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10	10	10	10	10	10
ISO	Ø 1/10 mm	012	014	016	018	023	025
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 848.314. ...		012	014	016	018	023	018
⊙ FG UF 848.314. ...							
⦿ FG EF 848.314. ...		012		016		023	
● FG F 848.314. ...		012	014	016	018	023	018
● FG G 848.314. ...		012	014	016	018	023	018
● FG SG 848.314. ...		012	014	016	018		
● FG UG 848.314. ...		012		016	018		
● FG XG 848.314. ...					018		



FG 314


848R

Kegel flach, langer Kopf, kante rund

Cone flat, long head, rounded edge

Cône plat, tête longue, bord rond

Cono plano, cabeza larga, borde



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10	10	10	10	10	10
ISO	Ø 1/10 mm	014	016	018	021	023	
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 848R.314. ...		014	016	018	021	023	
⊙ FG UF 848R.314. ...							
⦿ FG EF 848R.314. ...							
● FG F 848R.314. ...		014	016	018	021	023	
● FG G 848R.314. ...		014	016	018	021	023	
● FG SG 848R.314. ...							
● FG UG 848R.314. ...		014	016	018	021	023	
● FG XG 848R.314. ...			016	018	021	023	



FG 314


849

Kegel rund, kurzer Kopf

Cone round, short head

Cône rond, tête courte

Cono redondo, cabeza corta




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	4	4	4
ISO	Ø 1/10 mm	008	010	012
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 849.314. ...		008	010	012
⊗ FG UF 849.314. ...				
● FG EF 849.314. ...			010	
● FG F 849.314. ...		008	010	012
● FG G 849.314. ...			010	012
● FG SG 849.314. ...				012
● FG UG 849.314. ...				012
● FG XG 849.314. ...				



FG 314

A855

Kegel rund, kurzer Kopf

Cone round, short head

Cône rond, tête courte

Cono redondo, cabeza corta




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	6
ISO	Ø 1/10 mm	012
Order No.		3/5/10
○ FG A855.314. ...		012
⊗ FG UF A855.314. ...		
● FG EF A855.314. ...		
● FG F A855.314. ...		012
● FG G A855.314. ...		012
● FG SG A855.314. ...		
● FG UG A855.314. ...		
● FG XG A855.314. ...		



FG 314


855

Kegel rund, kurzer Kopf

Cone round, short head

Cône rond, tête courte

Cono redondo, cabeza corta




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	7	7	7
ISO	Ø 1/10 mm	012	014	023
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 855.314. ...		012	014	023
⊗ FG UF 855.314. ...				
● FG EF 855.314. ...				023
● FG F 855.314. ...		012	014	023
● FG G 855.314. ...		012	014	023
● FG SG 855.314. ...		012	014	023
● FG UG 855.314. ...			014	023
● FG XG 855.314. ...				



FG 314


856

Kegel rund

Cone round

Cône rond

Cono redondo




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	8	8	8	8	8	8	8
ISO	Ø 1/10 mm	012	014	016	018	021	023	025
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 856.314. ...		012	014	016	018	021	023	
⊗ FG UF 856.314. ...								
● FG EF 856.314. ...		012	014	016	018			
● FG F 856.314. ...		012	014	016	018	021	023	
● FG G 856.314. ...		012	014	016	018	021	023	
● FG SG 856.314. ...		012	014	016	018	021	023	
● FG UG 856.314. ...		012	014	016	018	021	023	
● FG XG 856.314. ...			014	016	018	021	023	025



FG 314


A856

Kegel rund, mit flachem Winkel

Cone round, with flat angle

Cône rond, avec angle plat

Cono redondo, con ángulo plano




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	8	8	8	8
ISO	Ø 1/10 mm	018	021	023	025
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG A856.314. ...		018	021	023	
⊗ FG UF A856.314. ...					
● FG EF A856.314. ...		018	021	023	
● FG F A856.314. ...		018	021	023	
● FG G A856.314. ...		018	021	023	
● FG SG A856.314. ...		018	021	023	
● FG UG A856.314. ...		018	021	023	
● FG XG A856.314. ...			021	023	025



FG 314


850

Kegel rund, langer Kopf

Cone round, long head

Cône rond, tête longue

Cono redondo, cabeza larga




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10	10	10	10	10
ISO	Ø 1/10 mm	012	014	016	018	023
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG 850.314. ...		012	014	016	018	023
⊗ FG UF 850.314. ...						
● FG EF 850.314. ...		012		016		023
● FG F 850.314. ...		012	014	016	018	023
● FG G 850.314. ...		012	014	016	018	023
● FG SG 850.314. ...		012	014	016	018	023
● FG UG 850.314. ...		012	014	016	018	023
● FG XG 850.314. ...				016	018	023



FG 316


850XL

Kegel rund, extra langer Hals

Cone round, extra long neck

Cône rond, extra long cou

Cono redondo, cabeza extra larga




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10	10	10
ISO	Ø 1/10 mm	014	021	023
Order No.		3/5	3/5	3/5
○ FG 850XL.314. ...		014	021	023
⊗ FG UF 850XL.314. ...				
● FG EF 850XL.314. ...		014	021	023
● FG F 850XL.314. ...		014	021	023
● FG G 850XL.314. ...		014	021	023
● FG SG 850XL.314. ...				
● FG UG 850XL.314. ...				
● FG XG 850XL.314. ...				



FG 316

850XXL

Kegel rund, extra langer Hals


Cone round, extra long neck


Cône rond, extra long cou


Cono redondo, cabeza extra larga






Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10
ISO	Ø 1/10 mm	014
Order No.		3/5
○ FG 850XXL.316. ...		014
⊗ FG UF 850XXL.316. ...		
● FG EF 850XXL.316. ...		014
● FG F 850XXL.316. ...		014
● FG G 850XXL.316. ...		014
● FG SG 850XXL.316. ...		
● FG UG 850XXL.316. ...		
● FG XG 850XXL.316. ...		


							
FG 314 835							
Zylinder flach, kurzer Kopf Cylinder flat, short head Cylindre plat, tête courte Cilindro plano, cabeza corta							
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		3	4	4	4	4	5
Order No.		008	010	012	014	016	027
○ FG 835.314. ...		008	010	012	014	016	027
⊙ FG UF 835.314. ...							
⊙ FG EF 835.314. ...			010				
● FG F 835.314. ...			010	012	014	016	
● FG G 835.314. ...		008	010	012	014	016	
● FG SG 835.314. ...		008	010	012	014	016	
● FG UG 835.314. ...			010	012	014		
● FG XG 835.314. ...							


							
FG 314 835R							
Zylinder flach, kurzer Kopf, kante rund Cylinder flat, short head, rounded edges Cylindre plat, tête courte, bord rond Cilindro plano, cabeza corta, borde							
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		3	4	4	4	4	
Order No.		008	010	012	014	016	
○ FG 835R.314. ...		008	010	012	014	016	
⊙ FG UF 835R.314. ...							
⊙ FG EF 835R.314. ...		008	010	012	014	016	
● FG F 835R.314. ...		008	010	012	014	016	
● FG G 835R.314. ...		008	010	012	014	016	
● FG SG 835R.314. ...				012			
● FG UG 835R.314. ...							
● FG XG 835R.314. ...							

							
FG 314 836							
Zylinder flach Cylinder flat Cylindre plat Cilindro plano							
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		6	6	6	6	7	
Order No.		010	012	014	018	027	
○ FG 836.314. ...		012	014	016	018	023	
⊙ FG UF 836.314. ...							
⊙ FG EF 836.314. ...						023	
● FG F 836.314. ...		012	014	016	018	023	
● FG G 836.314. ...		012	014	016	018	023	
● FG SG 836.314. ...		012	014	016			
● FG UG 836.314. ...			014	016		023	
● FG XG 836.314. ...				016			

							
FG 314 836R							
Zylinder flach, kante rund Cylinder flat, rounded edges Cylindre plat, bord rond Cilindro plano, borde redondo							
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		6	6	6	6	7	
Order No.		010	012	014	016	018	027
○ FG 836R.314. ...		010	012	014	016	018	027
⊙ FG UF 836R.314. ...							
⊙ FG EF 836R.314. ...		010	012	014	016	018	027
● FG F 836R.314. ...		010	012	014	016	018	027
● FG G 836R.314. ...		010	012	014	016	018	027
● FG SG 836R.314. ...				014	016		
● FG UG 836R.314. ...			012	014	016		
● FG XG 836R.314. ...							

							
FG 314 837							
Zylinder flach Cylinder flat Cylindre plat Cilindro plano							
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		8	8	8	8	8	
Order No.		010	012	014	016	018	
○ FG 837.314. ...		010	012	014	016	018	
⊙ FG UF 837.314. ...							
⊙ FG EF 837.314. ...		010	012	014			
● FG F 837.314. ...		010	012	014	016	018	
● FG G 837.314. ...		010	012	014	016	018	
● FG SG 837.314. ...		010	012	014	016		
● FG UG 837.314. ...				014	016		
● FG XG 837.314. ...				014			

							
FG 314 837R							
Zylinder flach, kante rund Cylinder flat, rounded edges Cylindre plat, bord rond Cilindro plano, borde redondo							
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		8	8	8			
Order No.		012	014	016			
○ FG 837R.314. ...		012	014	016			
⊙ FG UF 837R.314. ...							
⊙ FG EF 837R.314. ...		012	014	016			
● FG F 837R.314. ...		012	014	016			
● FG G 837R.314. ...		012	014	016			
● FG SG 837R.314. ...		012					
● FG UG 837R.314. ...			014				
● FG XG 837R.314. ...			014				

							
FG 314 842							
Zylinder flach Cylinder flat Cylindre plat Cilindro plano							
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		10	10	10	10		
Order No.		012	014	016	018		
○ FG 842.314. ...		012	014	016	018		
⊙ FG UF 842.314. ...							
⊙ FG EF 842.314. ...							
● FG F 842.314. ...		012	014	016			
● FG G 842.314. ...		012	014	016	018		
● FG SG 842.314. ...							
● FG UG 842.314. ...			014	016	018		
● FG XG 842.314. ...							

⊙ Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10µ ISO No. 494
⊙ Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15µ ISO No. 504
● Fein / fine / fin / fino	46µ ISO No. 514
○ Mittel / medium / moyen / medio	91µ-107µ ISO No. 524
● Grob / coarse / grossiere / grueso	126µ ISO No. 534
● Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151µ ISO No. 544
● Ultra grob / ultra coarse / ultra grossier / ultra grueso	181µ ISO No. 554
● Extra grob / extra coarse / extra grossier / extra grueso	252µ ISO No. 564



FG 314

838

Zylinder rund, kurzer Kopf
Cylinder round, short head
Cylindre rond, tête courte
Cilindro redondo, cabeza corta

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

3

3

4

4

008

009

010

012

Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○	FG 838.314. ...	008	009	010	012
⊗	FG UF 838.314. ...				
●	FG EF 838.314. ...				
●	FG F 838.314. ...			010	012
●	FG G 838.314. ...			010	012
●	FG SG 838.314. ...			010	012
●	FG UG 838.314. ...				012
●	FG XG 838.314. ...				





FG 314

880

Zylinder rund
Cylinder round
Cylindre rond
Cilindro redondo

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

6

6

6

6

012

014

016

018

Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○	FG 880.314. ...	012	014	016	018
⊗	FG UF 880.314. ...				
●	FG EF 880.314. ...		014		
●	FG F 880.314. ...	012	014	016	
●	FG G 880.314. ...	012	014	016	018
●	FG SG 880.314. ...	012	014	016	018
●	FG UG 880.314. ...	012		016	
●	FG XG 880.314. ...				





FG 314

881

Zylinder rund
Cylinder round
Cylindre rond
Cilindro redondo

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

8

8

8

8

8

8

008

010

012

014

016

018

Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○	FG 881.314. ...	008	010	012	014	016	018
⊗	FG UF 881.314. ...						018
●	FG EF 881.314. ...	008	010	012	014	016	018
●	FG F 881.314. ...	008	010	012	014	016	018
●	FG G 881.314. ...	008	010	012	014	016	018
●	FG SG 881.314. ...		010	012	014	016	018
●	FG UG 881.314. ...				014	016	018
●	FG XG 881.314. ...				014	016	018





FG 314

882

Kegel rund, langer Kopf
Cylinder round, long head
Cylindre rond, tête longue
Cilindro redondo, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

10

10

012

014

Order No.		3/5/10	3/5/10
○	FG 882.314. ...	012	014
⊗	FG UF 882.314. ...		
●	FG EF 882.314. ...	012	014
●	FG F 882.314. ...	012	014
●	FG G 882.314. ...	012	014
●	FG SG 882.314. ...	012	014
●	FG UG 882.314. ...		
●	FG XG 882.314. ...		





Preparación cavitaria



Preparación de rellenos



Extracción de coronas



Preparación coronaria



Eliminación de empastes antiguos



Preparación del conducto radicular



FG 314

882L

Zylinder rund, extra langer Kopf
Cylinder round, extra long head
Cylindre rond, tête extra longue
Cilindro redondo, cabeza extra larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

12

12

012

014

Order No.		3/5/10	3/5/10
○	FG 882L.314. ...	012	014
⊗	FG UF 882L.314. ...		
●	FG EF 882L.314. ...	012	014
●	FG F 882L.314. ...	012	014
●	FG G 882L.314. ...	012	014
●	FG SG 882L.314. ...		
●	FG UG 882L.314. ...		
●	FG XG 882L.314. ...		





FG 316

881XL

Zylinder rund, extra langer Hals
Cylinder round, extra long neck
Cylindre rond, extra long cou
Cilindro redondo, cuello extra largo

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

ISO

Ø 1/10 mm

8

8

014

016

Order No.		3/5	3/5
○	FG 881XL.316. ...	014	016
⊗	FG UF 881XL.316. ...		
●	FG EF 881XL.316. ...	014	016
●	FG F 881XL.316. ...	014	016
●	FG G 881XL.316. ...	014	016
●	FG SG 881XL.316. ...		
●	FG UG 881XL.316. ...		
●	FG XG 881XL.316. ...		





FG 314

884

Zylinder spitz

Cylinder pointed

Cylindre pointu

Cilindro puntiagudo

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

6

ISO


Ø 1/10 mm

012

Order No.

3/5/10

○	FG	884.314. ...	012
⊗	FG UF	884.314. ...	
●	FG EF	884.314. ...	012
●	FG F	884.314. ...	012
●	FG G	884.314. ...	012
●	FG SG	884.314. ...	012
●	FG UG	884.314. ...	
●	FG XG	884.314. ...	





FG 314

885

Zylinder spitz

Cylinder pointed

Cylindre pointu

Cilindro puntiagudo

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

8

ISO


Ø 1/10 mm

010

Order No.

3/5/10

○	FG	885.314. ...	010
⊗	FG UF	885.314. ...	012
●	FG EF	885.314. ...	014
●	FG F	885.314. ...	012
●	FG G	885.314. ...	012
●	FG SG	885.314. ...	012
●	FG UG	885.314. ...	
●	FG XG	885.314. ...	






FG 314

886

Zylinder spitz, langer Kopf

Cylinder pointed, long head

Cylindre pointu, tête longue

Cilindro puntiagudo, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

10

ISO


Ø 1/10 mm

012

Order No.

3/5/10

○	FG	886.314. ...	012
⊗	FG UF	886.314. ...	014
●	FG EF	886.314. ...	016
●	FG F	886.314. ...	012
●	FG G	886.314. ...	014
●	FG SG	886.314. ...	016
●	FG UG	886.314. ...	
●	FG XG	886.314. ...	





FG 314

876

Torpedo kurz

Torpedo short

Torpille courte

Torpedo corto

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

5

ISO


Ø 1/10 mm

010

Order No.

3/5/10

○	FG	876.314. ...	010
⊗	FG UF	876.314. ...	
●	FG EF	876.314. ...	
●	FG F	876.314. ...	
●	FG G	876.314. ...	
●	FG SG	876.314. ...	
●	FG UG	876.314. ...	
●	FG XG	876.314. ...	





FG 314

877

Torpedo kurz

Torpedo short

Torpille courte

Torpedo corto

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

6

ISO


Ø 1/10 mm

008

Order No.

3/5/10

○	FG	877.314. ...	008
⊗	FG UF	877.314. ...	010
●	FG EF	877.314. ...	014
●	FG F	877.314. ...	008
●	FG G	877.314. ...	010
●	FG SG	877.314. ...	014
●	FG UG	877.314. ...	
●	FG XG	877.314. ...	





FG 314

878

Torpedo

Torpedo

Torpille

Torpedo

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

8

ISO


Ø 1/10 mm

008

Order No.

3/5/10

○	FG	878.314. ...	008
⊗	FG UF	878.314. ...	010
●	FG EF	878.314. ...	012
●	FG F	878.314. ...	014
●	FG G	878.314. ...	016
●	FG SG	878.314. ...	010
●	FG UG	878.314. ...	012
●	FG XG	878.314. ...	014





FG 314

879

Torpedo, langer Kopf

Torpedo, long head

Torpille, tête longue

Torpedo, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

10

ISO


Ø 1/10 mm

010

Order No.

3/5/10

○	FG	879.314. ...	010
⊗	FG UF	879.314. ...	012
●	FG EF	879.314. ...	014
●	FG F	879.314. ...	016
●	FG G	879.314. ...	018
●	FG SG	879.314. ...	010
●	FG UG	879.314. ...	012
●	FG XG	879.314. ...	014





FG 314

879L

Torpedo lang, extra langer Kopf

Torpedo long, extra long head

Torpille longue, tête extra longue

Torpedo largo, cabeza extra largo2

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

12

ISO


Ø 1/10 mm

012

Order No.

3/5/10

○	FG	879L.314. ...	012
⊗	FG UF	879L.314. ...	014
●	FG EF	879L.314. ...	016
●	FG F	879L.314. ...	012
●	FG G	879L.314. ...	014
●	FG SG	879L.314. ...	016
●	FG UG	879L.314. ...	
●	FG XG	879L.314. ...	





FG-Micro

Micro FG para micropreparaciones precisas. Nuestros microdiamantes (MI) proporcionan una mejor visión de conjunto durante la preparación. La alta escuela de la micropreparación requiere instrumentos muy delicados con cuellos estrechos y piezas pequeñas. Nuestros microdiamantes son ideales para preservar la mayor cantidad posible de sustancia dental sana y trabajar solo en las cavidades necesarias.





FG 314

MI801

Kugel

Round

Boule

Bola





Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm
ISO		Ø 1/10 mm
Order No.		3/5/10
○	FG MI801.314. ...	009
⊗	FG UF MI801.314. ...	
●	FG EF MI801.314. ...	
●	FG F MI801.314. ...	009
●	FG G MI801.314. ...	
●	FG SG MI801.314. ...	
●	FG UG MI801.314. ...	
●	FG XG MI801.314. ...	



FG 314


MI806

Rund, Hals belegt

Round, coated neck

Boule, cou occupé

Bola, cuello ocupado





Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm
ISO		Ø 1/10 mm
Order No.		3/5/10
○	FG MI806.314. ...	014
⊗	FG UF MI806.314. ...	
●	FG EF MI806.314. ...	
●	FG F MI806.314. ...	014
●	FG G MI806.314. ...	
●	FG SG MI806.314. ...	
●	FG UG MI806.314. ...	
●	FG XG MI806.314. ...	



FG 314


MI830

Birne

Pear

Poire

Pera





Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm
ISO		Ø 1/10 mm
Order No.		3/5/10
○	FG MI830.314. ...	009
⊗	FG UF MI830.314. ...	
●	FG EF MI830.314. ...	
●	FG F MI830.314. ...	009
●	FG G MI830.314. ...	
●	FG SG MI830.314. ...	
●	FG UG MI830.314. ...	
●	FG XG MI830.314. ...	



FG 314


MI838

Zylinder rund

Cylinder round

Cylindre rond

Cilindro redondo





Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm
ISO		Ø 1/10 mm
Order No.		3/5/10
○	FG MI838.314. ...	007
⊗	FG UF MI838.314. ...	
●	FG EF MI838.314. ...	
●	FG F MI838.314. ...	007
●	FG G MI838.314. ...	
●	FG SG MI838.314. ...	
●	FG UG MI838.314. ...	
●	FG XG MI838.314. ...	



FG 314


MI889

Torpedo

Torpedo

Torpille

Torpedo





Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm
ISO		Ø 1/10 mm
Order No.		3/5/10
○	FG MI889.314. ...	007
⊗	FG UF MI889.314. ...	
●	FG EF MI889.314. ...	
●	FG F MI889.314. ...	007
●	FG G MI889.314. ...	
●	FG SG MI889.314. ...	
●	FG UG MI889.314. ...	
●	FG XG MI889.314. ...	



FG 314


MI890

Flamme kurz

Flame short

Flamme courte

Llama corta





Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm
ISO		Ø 1/10 mm
Order No.		3/5/10
○	FG MI890.314. ...	014
⊗	FG UF MI890.314. ...	
●	FG EF MI890.314. ...	
●	FG F MI890.314. ...	014
●	FG G MI890.314. ...	
●	FG SG MI890.314. ...	
●	FG UG MI890.314. ...	
●	FG XG MI890.314. ...	



FG 314


MI368

Knospe

Bud Pointed

Bouton

Brote





Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm
ISO		Ø 1/10 mm
Order No.		3/5/10
○	FG MI368.314. ...	012
⊗	FG UF MI368.314. ...	
●	FG EF MI368.314. ...	
●	FG F MI368.314. ...	012
●	FG G MI368.314. ...	
●	FG SG MI368.314. ...	
●	FG UG MI368.314. ...	
●	FG XG MI368.314. ...	

FG-Curettage

		FG 314 867K			
Kegel rund Cone round Cône rond Cono redondo					
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	6			
ISO	Ø 1/10 mm	014			
Order No.			3/5/10		
○	FG	867K.314. ...	014		
⊗	FG UF	867K.314. ...			
●	FG EF	867K.314. ...	014		
●	FG F	867K.314. ...	014		
●	FG G	867K.314. ...	014		
●	FG SG	867K.314. ...	014		
●	FG UG	867K.314. ...	014		
●	FG XG	867K.314. ...			

		FG 314 868K			
Kegel rund Cone round Cône rond Cono redondo					
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	8	8		
ISO	Ø 1/10 mm	012	016		
Order No.			3/5/10		
○	FG	868K.314. ...	012	016	
⊗	FG UF	868K.314. ...			
●	FG EF	868K.314. ...	012	016	
●	FG F	868K.314. ...	012	016	
●	FG G	868K.314. ...	012	016	
●	FG SG	868K.314. ...	012	016	
●	FG UG	868K.314. ...	012		
●	FG XG	868K.314. ...			

		FG 314 869K			
Kegel rund Cone round Cône rond Cono redondo					
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10	10		
ISO	Ø 1/10 mm	014	018		
Order No.			3/5/10		
○	FG	869K.314. ...	014	018	
⊗	FG UF	869K.314. ...			
●	FG EF	869K.314. ...	014	018	
●	FG F	869K.314. ...	014	018	
●	FG G	869K.314. ...	014	018	
●	FG SG	869K.314. ...	014	018	
●	FG UG	869K.314. ...			
●	FG XG	869K.314. ...			

		FG 314 875K			
Y-Form ,rund Y-shape ,round Forme en Y,ronde Forma en Y,redonda					
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10			
ISO	Ø 1/10 mm	025			
Order No.			3/5/10		
○	FG	875K.314. ...			
⊗	FG UF	875K.314. ...			
●	FG EF	875K.314. ...			
●	FG F	875K.314. ...			
●	FG G	875K.314. ...	025		
●	FG SG	875K.314. ...			
●	FG UG	875K.314. ...			
●	FG XG	875K.314. ...			

		FG 314 877K			
Kegel spitz Cone pointed Cône pointu Cono puntiagudo					
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	6	6		
ISO	Ø 1/10 mm	012	014		
Order No.			3/5/10		
○	FG	877K.314. ...	012	014	
⊗	FG UF	877K.314. ...			
●	FG EF	877K.314. ...		014	
●	FG F	877K.314. ...	012	014	
●	FG G	877K.314. ...	012	014	
●	FG SG	877K.314. ...	012	014	
●	FG UG	877K.314. ...			
●	FG XG	877K.314. ...			

		FG 314 878K			
Kegel spitz Cone pointed Cône pointu Cono puntiagudo					
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	8	8	8	8
ISO	Ø 1/10 mm	010	012	014	016
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○	FG	878K.314. ...	010	012	014
⊗	FG UF	878K.314. ...			
●	FG EF	878K.314. ...			016
●	FG F	878K.314. ...	010	012	014
●	FG G	878K.314. ...	010	012	014
●	FG SG	878K.314. ...		012	014
●	FG UG	878K.314. ...	010	012	016
●	FG XG	878K.314. ...		012	018

		FG 314 879K			
Kegel spitz Cone pointed Cône pointu Cono puntiagudo					
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10	10	10	10
ISO	Ø 1/10 mm	012	014	016	018
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○	FG	879K.314. ...	012	014	016
⊗	FG UF	879K.314. ...			
●	FG EF	879K.314. ...		014	016
●	FG F	879K.314. ...	012	014	016
●	FG G	879K.314. ...	012	014	016
●	FG SG	879K.314. ...		014	016
●	FG UG	879K.314. ...		014	016
●	FG XG	879K.314. ...		014	016

⊗	Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10μ	ISO No. 494
●	Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15μ	ISO No. 504
●	Fein / fine / fin / fino	46μ	ISO No. 514
○	Mittel / medium / moyen / medio	91μ-107μ	ISO No. 524
●	Grob / coarse / grossiere / grueso	126μ	ISO No. 534
●	Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151μ	ISO No. 544
●	Ultra grob / ultra coarse / ultra grossier / ultra grueso	181μ	ISO No. 554
●	Extra grob / extra coarse / extra grossier / extra grueso	252μ	ISO No. 564

FG-Rapid

Gracias al diseño especial de la pieza de trabajo con su muesca convertida en una estructura en espiral, producen un arranque de material ideal con un muy buen flujo de virutas y una mejor refrigeración. La cantidad de sustancia dental eliminada es significativamente mayor, lo que ahorra tiempo durante la fase de tratamiento y, por tanto, reduce el estrés del paciente.



**FG 314
Q837**

Zylinder flach
Cylinder flat
Cylindre plat
Cilindro plano

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		
ISO	Ø 1/10 mm	7	7
		012	014

Order No.			
○ FG Q837.314. ...		012	014
⊗ FG UF Q837.314. ...			
● FG EF Q837.314. ...			
● FG F Q837.314. ...			
● FG G Q837.314. ...			
● FG SG Q837.314. ...			
● FG UG Q837.314. ...			
● FG XG Q837.314. ...			





**FG 314
Q842**

Zylinder flach
Cylinder flat
Cylindre plat
Cilindro plano

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		
ISO	Ø 1/10 mm	10	10
		018	

Order No.			
○ FG Q842.314. ...		018	
⊗ FG UF Q842.314. ...			
● FG EF Q842.314. ...			
● FG F Q842.314. ...			
● FG G Q842.314. ...			
● FG SG Q842.314. ...			
● FG UG Q842.314. ...			
● FG XG Q842.314. ...			





**FG 314
Q881**

Zylinder rund
Cylinder round
Cylindre rond
Cilindro redondo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		
ISO	Ø 1/10 mm	8	8
		012	014

Order No.			
○ FG Q881.314. ...		012	014
⊗ FG UF Q881.314. ...			
● FG EF Q881.314. ...			
● FG F Q881.314. ...			
● FG G Q881.314. ...			
● FG SG Q881.314. ...			
● FG UG Q881.314. ...			
● FG XG Q881.314. ...			





**FG 314
Q847**

Kegel flach
Cone flat
Cône plat
Cono plano

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		
ISO	Ø 1/10 mm	7	8
		016	018

Order No.			
○ FG Q847.314. ...		016	018
⊗ FG UF Q847.314. ...			
● FG EF Q847.314. ...			
● FG F Q847.314. ...			
● FG G Q847.314. ...			
● FG SG Q847.314. ...			
● FG UG Q847.314. ...			
● FG XG Q847.314. ...			





**FG 314
Q848**

Kegel flach
Cone flat
Cône plat
Cono plano

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		
ISO	Ø 1/10 mm	10	10
		018	025

Order No.			
○ FG Q848.314. ...		018	025
⊗ FG UF Q848.314. ...			
● FG EF Q848.314. ...			
● FG F Q848.314. ...			
● FG G Q848.314. ...			
● FG SG Q848.314. ...			
● FG UG Q848.314. ...			
● FG XG Q848.314. ...			





**FG 314
Q856**

Kegel rund
Cone round
Cône rond
Cono redondo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		
ISO	Ø 1/10 mm	8	8
		014	016

Order No.			
○ FG Q856.314. ...		014	016
⊗ FG UF Q856.314. ...			
● FG EF Q856.314. ...			
● FG F Q856.314. ...			
● FG G Q856.314. ...			
● FG SG Q856.314. ...			
● FG UG Q856.314. ...			
● FG XG Q856.314. ...			





**FG 314
Q850**

Kegel rund
Cone round
Cône rond
Cono redondo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		
ISO	Ø 1/10 mm	10	10
		016	018

Order No.			
○ FG Q850.314. ...		016	018
⊗ FG UF Q850.314. ...			
● FG EF Q850.314. ...			
● FG F Q850.314. ...			
● FG G Q850.314. ...			
● FG SG Q850.314. ...			
● FG UG Q850.314. ...			
● FG XG Q850.314. ...			





**FG 314
Q878**

Torpedo
Torpedo
Torpille
Torpedo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		
ISO	Ø 1/10 mm	8	8
		012	014

Order No.			
○ FG Q878.314. ...		012	014
⊗ FG UF Q878.314. ...			
● FG EF Q878.314. ...			
● FG F Q878.314. ...			
● FG G Q878.314. ...			
● FG SG Q878.314. ...			
● FG UG Q878.314. ...			
● FG XG Q878.314. ...			





**FG 314
Q879**

Torpedo
Torpedo
Torpille
Torpedo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		
ISO	Ø 1/10 mm	8	8
		012	014

Order No.			
○ FG Q879.314. ...		012	014
⊗ FG UF Q879.314. ...			
● FG EF Q879.314. ...			
● FG F Q879.314. ...			
● FG G Q879.314. ...			
● FG SG Q879.314. ...			
● FG UG Q879.314. ...			
● FG XG Q879.314. ...			




FG-Rapid - Spezial

Gracias a un recubrimiento especial, Rapid Spezial ha optimizado los valores de refrigeración y eliminación de abrasivo en comparación con los diamantes Rapid disponibles en el mercado.



FG 314
QA837

Zylinder flach
Cylinder flat
Cylindre plat
Cilindro plano




7	7
012	014
3/5/10	3/5/10

○	FG	QA837.314. ...		
⊗	FG	UF	QA837.314. ...	
●	FG	EF	QA837.314. ...	
●	FG	F	QA837.314. ...	
●	FG	G	QA837.314. ...	
●	FG	SG	QA837.314. ...	
●	FG	UG	QA837.314. ...	012 014
●	FG	XG	QA837.314. ...	



FG 314
QA842

Zylinder flach
Cylinder flat
Cylindre plat
Cilindro plano




10	
018	
3/5/10	

○	FG	QA842.314. ...		
⊗	FG	UF	QA842.314. ...	
●	FG	EF	QA842.314. ...	
●	FG	F	QA842.314. ...	
●	FG	G	QA842.314. ...	
●	FG	SG	QA842.314. ...	
●	FG	UG	QA842.314. ...	018
●	FG	XG	QA842.314. ...	



FG 314
QA881

Zylinder rund
Cylinder round
Cylindre rond
Cilindro plano




8	8
012	014
3/5/10	3/5/10

○	FG	QA881.314. ...		
⊗	FG	UF	QA881.314. ...	
●	FG	EF	QA881.314. ...	
●	FG	F	QA881.314. ...	
●	FG	G	QA881.314. ...	
●	FG	SG	QA881.314. ...	
●	FG	UG	QA881.314. ...	012 014
●	FG	XG	QA881.314. ...	



FG 314
QA847

Kegel flach
Cone flat
Cône plat
Cono plano




7	8
016	018
3/5/10	3/5/10

○	FG	QA847.314. ...		
⊗	FG	UF	QA847.314. ...	
●	FG	EF	QA847.314. ...	
●	FG	F	QA847.314. ...	
●	FG	G	QA847.314. ...	
●	FG	SG	QA847.314. ...	
●	FG	UG	QA847.314. ...	016 018
●	FG	XG	QA847.314. ...	



FG 314
QA848

Kegel flach
Cone flat
Cône plat
Cono plano




10	
018	025
3/5/10	3/5/10

○	FG	QA848.314. ...		
⊗	FG	UF	QA848.314. ...	
●	FG	EF	QA848.314. ...	
●	FG	F	QA848.314. ...	
●	FG	G	QA848.314. ...	
●	FG	SG	QA848.314. ...	
●	FG	UG	QA848.314. ...	018 025
●	FG	XG	QA848.314. ...	



FG 314
QA856

Kegel rund
Cone round
Cône rond
Cono redondo




8	8
014	016
3/5/10	3/5/10

○	FG	QA856.314. ...		
⊗	FG	UF	QA856.314. ...	
●	FG	EF	QA856.314. ...	
●	FG	F	QA856.314. ...	
●	FG	G	QA856.314. ...	
●	FG	SG	QA856.314. ...	
●	FG	UG	QA856.314. ...	014 016
●	FG	XG	QA856.314. ...	



FG 314
QA850

Kegel rund
Cone round
Cône rond
Cono redondo




10	10
016	018
3/5/10	3/5/10

○	FG	QA850.314. ...		
⊗	FG	UF	QA850.314. ...	
●	FG	EF	QA850.314. ...	
●	FG	F	QA850.314. ...	
●	FG	G	QA850.314. ...	
●	FG	SG	QA850.314. ...	
●	FG	UG	QA850.314. ...	016 018
●	FG	XG	QA850.314. ...	



FG 314
QA878

Torpedo
Torpedo
Torpille
Torpedo




8	8
012	014
3/5/10	3/5/10

○	FG	QA878.314. ...		
⊗	FG	UF	QA878.314. ...	
●	FG	EF	QA878.314. ...	
●	FG	F	QA878.314. ...	
●	FG	G	QA878.314. ...	
●	FG	SG	QA878.314. ...	
●	FG	UG	QA878.314. ...	012 014
●	FG	XG	QA878.314. ...	



FG 314
QA879

Torpedo
Torpedo
Torpille
Torpedo



8	8
012	014
3/5/10	3/5/10

○	FG	QA879.314. ...		
⊗	FG	UF	QA879.314. ...	
●	FG	EF	QA879.314. ...	
●	FG	F	QA879.314. ...	
●	FG	G	QA879.314. ...	
●	FG	SG	QA879.314. ...	
●	FG	UG	QA879.314. ...	012 014
●	FG	XG	QA879.314. ...	



FG-Special

Se desarrollaron, por un lado, para crear una separación horizontal y, por otro, para evitar un exceso de preparación. Con el pasador guía, puede realizar una preparación con una profundidad de corte definida de forma controlada. Esto también evita en gran medida las lesiones debidas a la anchura biológica.

FG 314 851

Kegel Rund , spitz rund nicht frontal schneidend
Cone Round , pointed round not cutting frontally
Cone Rond , rond pointu ne coupe pas le front
Cono redonda, redondo puntiagudo que no corta la frente

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	ISO
8	012	016
Order No.	3/5/10	3/5/10
○ FG 851.314. ...	012	016
⊗ FG UF 851.314. ...		
● FG EF 851.314. ...	012	016
● FG F 851.314. ...	012	016
● FG G 851.314. ...	012	016
● FG SG 851.314. ...		
● FG UG 851.314. ...		
● FG XG 851.314. ...		

FG 314 857

Kegel Rund , spitz rund nicht frontal schneidend
Cone Round , pointed round not cutting frontally
Cone Rond , rond pointu pas de coupe frontale
Cono redonda, redondo puntiagudo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	ISO
10	014	
Order No.	3/5/10	
○ FG 857.314. ...		014
⊗ FG UF 857.314. ...		
● FG EF 857.314. ...		014
● FG F 857.314. ...		014
● FG G 857.314. ...		014
● FG SG 857.314. ...		
● FG UG 857.314. ...		
● FG XG 857.314. ...		

FG 314 841R

Torpedo, Zylinder rund nicht frontal schneidend
Torpedo, cylinder round not cutting frontally
Torpille, rond cylindre pas de coupe frontale
Torpedo, cilindro redondo no corte frontal

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	ISO
10	012	014
Order No.	3/5/10	3/5/10
○ FG 841R.314. ...	012	014
⊗ FG UF 841R.314. ...		
● FG EF 841R.314. ...		
● FG F 841R.314. ...	012	014
● FG G 841R.314. ...	012	014
● FG SG 841R.314. ...		
● FG UG 841R.314. ...		
● FG XG 841R.314. ...		

FG 314 508R

Kegel Rund , spitz Zylinder, nicht frontal schneidend
Cone Round , pointed cylinder, not cutting frontally
Cone Rond , cylindre rond, pas de coupe frontale
Cono redonda, cilindro redondo, que no corta la frente

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	ISO
8.5	016	020
Order No.	3/5/10	3/5/10
○ FG 508R.314. ...	016	020
⊗ FG UF 508R.314. ...		
● FG EF 508R.314. ...		
● FG F 508R.314. ...	016	020
● FG G 508R.314. ...	016	020
● FG SG 508R.314. ...		
● FG UG 508R.314. ...		
● FG XG 508R.314. ...		

FG 314 A862

Zylinder spitz , spitz nicht frontal schneidend
Cylinder pointed, pointed not cutting frontally
Cylindre pointu, pointu pas de coupe frontale
Cilindro puntiagudo, puntiagudo no cortar frontalmente

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	ISO
8	012	
Order No.	3/5/10	
○ FG A862.314. ...		
⊗ FG UF A862.314. ...		
● FG EF A862.314. ...	012	
● FG F A862.314. ...	012	
● FG G A862.314. ...		
● FG SG A862.314. ...		
● FG UG A862.314. ...		
● FG XG A862.314. ...		

FG 314 A863

Zylinder spitz , spitz nicht frontal schneidend
Cylinder pointed, pointed not cutting frontally
Cylindre pointu, pointu pas de coupe frontale
Cilindro puntiagudo, puntiagudo no cortar frontalmente

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	ISO
10	012	
Order No.	3/5/10	
○ FG A863.314. ...		
⊗ FG UF A863.314. ...		
● FG EF A863.314. ...	012	
● FG F A863.314. ...	012	
● FG G A863.314. ...		
● FG SG A863.314. ...		
● FG UG A863.314. ...		
● FG XG A863.314. ...		

FG 314 A859

Kegel spitz , spitz nicht frontal schneidend
Cone pointed, pointed not cutting frontally
Cone pointu, pointu pas de coupe frontale
Cono puntiagudo, puntiagudo no cortar frontalmente

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	ISO
10	012	
Order No.	3/5/10	
○ FG A859.314. ...		
⊗ FG UF A859.314. ...		
● FG EF A859.314. ...	012	
● FG F A859.314. ...	012	
● FG G A859.314. ...		
● FG SG A859.314. ...		
● FG UG A859.314. ...		
● FG XG A859.314. ...		

FG 314 839

Zylinder Stirnschneidend
Cylinder flat, front cutting
Cylindre plat, coupe frontale
Cilindro plano, corte de cejas

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	ISO
0.2	012	014
Order No.	3/5/10	3/5/10
○ FG 839.314. ...	012	014
⊗ FG UF 839.314. ...		
● FG EF 839.314. ...		
● FG F 839.314. ...	014	016
● FG G 839.314. ...		
● FG SG 839.314. ...		
● FG UG 839.314. ...		
● FG XG 839.314. ...		


FG 314 844


Kegel Rund , spitz fein schneidend
Cone Round , pointed fine cutting frontally
Cone Rond , pointu fine de coupe frontale
Cono redondo, puntiagudo corte fino



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	ISO
10	014	016
Order No.	3/5/10	3/5/10
○ FG 844.314. ...	014	016
⊗ FG UF 844.314. ...		
● FG EF 844.314. ...		
● FG F 844.314. ...		
● FG G 844.314. ...		
● FG SG 844.314. ...		
● FG UG 844.314. ...		
● FG XG 844.314. ...		



Fresas de carburo y diamante especiales para odontosección

 FG 316 H389L			
Hartmetall Kugelfräser, Hals Diamant belegt Round Carbide cutters, diamond-coated neck Fraises rondes en carbure, collet diamanté Fresa redonda de carburo, cuello diamantado			
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	8	8
ISO	Ø 1/10 mm	012	014
Order No.		3/5/10	3/5/10
○	FG H389L.316. ...		
⊙	FG UF H389L.316. ...		
●	FG EF H389L.316. ...		
●	FG F H389L.316. ...		
●	FG G H389L.316. ...	012	014
●	FG SG H389L.316. ...	016	018
●	FG UG H389L.316. ...		
●	FG XG H389L.316. ...		

 FG 316 467L			
Hartmetall Kegel flach, Diamant belegt Carbide cone flat, diamond coated Fraises cône plat en carbure, revêtu de diamant Cono de carburo plano revestido			
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	11.5	11.5
ISO	Ø 1/10 mm	016	020
Order No.		3/5/10	3/5/10
○	FG 467L.316. ...		
⊙	FG UF 467L.316. ...		
●	FG EF 467L.316. ...		
●	FG F 467L.316. ...		
●	FG G 467L.316. ...	016	020
●	FG SG 467L.316. ...		
●	FG UG 467L.316. ...		
●	FG XG 467L.316. ...		



extra
fine



fine



medium





coarse




Vástago cónico rectificado

Nuestras limas forman parte de los sistemas oscilantes que complementan a los instrumentos rotatorios. Se utilizan mediante la elevación de piezas angulares; en comparación con los instrumentos rotatorios utilizados en la consulta dental, se trata claramente de una aplicación especial. Pero quien haya utilizado limas de movimiento alternativo en la preparación de obturaciones proximales y aprecie el reducido riesgo que supone su uso, ya no querrá perderse sus ventajas. En estas aplicaciones, la protección del diente adyacente es una prioridad absoluta.

 FD1			
Doppelseitig Double-sided Des deux côtés En ambos lados			
Feile mit konischem Schaft File with conical shaft Lime à tige conique Lima con eje cónico			
Dicke / Thickness / Épaisseur / Espesor mm		EF=0.25 / F=0.35 / 0.45 / G=0.55	
Kopf / Shank / Tête / Cabeza	L mm	10	
Order No.		3/5/10	
○	FD1.000. ...	10	
●	EF FD1.000. ...	10	
●	F FD1.000. ...	10	
●	G FD1.000. ...	10	
●	SG FD1.000. ...		

 FE1			
Einseitig One-sided D'un côté En un lado			
Feile mit konischem Schaft File with conical shaft Lime à tige conique Lima con eje cónico			
Dicke / Thickness / Épaisseur / Espesor mm		EF=0.20 / F=0.25 / 0.30 / G=0.35	
Kopf / Shank / Tête / Cabeza	L mm	10	
Order No.		3/5/10	
○	FE1.000. ...	10	
●	EF FE1.000. ...	10	
●	F FE1.000. ...	10	
●	G FE1.000. ...	10	
●	SG FE1.000. ...		



Marcador de profundidad y la técnica de chapado

s o o a a l o las a llas. La eliminación de material debe ser mínima, pero debe evitarse que penetre demasiado en el esmalte. Con nuestros marcadores de profundidad especialmente desarrollados, puede controlar fácilmente esta profundidad de penetración.



FG 314
A834

Tiefenmarkierer
Depth marker
Marqueur de profondeur
Marcador de profundidad

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

8
018

8
021

Order No. 

	FG	A834.314. ...	3/5/10	021	021
	FG	UF A834.314. ...			
	FG	EF A834.314. ...			
	FG	F A834.314. ...			
	FG	G A834.314. ...			
	FG	SG A834.314. ...			
	FG	UG A834.314. ...			
	FG	XG A834.314. ...			

0.3mm

0.5mm



FG 314
834

Tiefenmarkierer
Depth Marker, Veneer technique
Marqueur de profondeur
Marcador de profundidad

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

6.5
016

6.5
021

6.5
027

6.5
035

Order No. 

	FG	834.314. ...	3/5/10	016	021	027	035
	FG	UF 834.314. ...					
	FG	EF 834.314. ...					
	FG	F 834.314. ...					
	FG	G 834.314. ...					
	FG	SG 834.314. ...					
	FG	UG 834.314. ...					
	FG	XG 834.314. ...					

0.3mm

0.5mm

0.9mm

1.3mm





FG 314
845RM

Kegel flach, kante rund (Tiefen-Markierer)
Cone flat, rounded edge (deep markers)
Cône plat, bord rond (marqueur profond)
Cono plano, borde redondo (Marcador de profundidad)

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

4
018

4
021

4
025

Order No. 

	FG	845RM.314. ...	3/5/10		
	FG	UF 845RM.314. ...			
	FG	EF 845RM.314. ...			
	FG	F 845RM.314. ...			
	FG	G 845RM.314. ...	018	021	025
	FG	SG 845RM.314. ...			
	FG	UG 845RM.314. ...			
	FG	XG 845RM.314. ...			

2 mm

2 mm

2 mm



51

FG-Tallo corto Diamonds

Una amplia gama de diamantes FG en la versión corta (313) con una longitud total máxima de 16mm.

⊙	Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10μ	ISO No. 494
●	Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15μ	ISO No. 504
●	Fein / fine / fin / fino	46μ	ISO No. 514
○	Mittel / medium / moyen / medio	91μ-107μ	ISO No. 524
●	Grob / coarse / grossiere / grueso	126μ	ISO No. 534
●	Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151μ	ISO No. 544
●	Ultra grob / ultra coarse / ultra grossier / ultra grueso	181μ	ISO No. 554
●	Extra grob / extra coarse / extra grossier / extra grueso	252μ	ISO No. 564




FG 313

S801

Kugel

Round

Boule

Bola

Kopf / Head / Tête / Cabeza

ISO

L mm

Ø 1/10 mm

Order No.

○ FG S801.313. ...

⊙ FG UF S801.313. ...

● FG EF S801.313. ...

● FG F S801.313. ...

● FG G S801.313. ...

● FG SG S801.313. ...

● FG UG S801.313. ...

● FG XG S801.313. ...

008

009

010

012

014

016

018

023

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

008

009

010

012

014

016

018

023

014

018

012

014





FG 313

S802

Rund, Hals belegt

Round, coated neck

Boule, cou enduit

Bola, cuello recubierto

							
Kopf / Head / Tête / Cabeza	2	2	3	3	3	4	4.5
ISO	Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016	018
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG S802.313. ...		008	010	012	014	016	018
⊙ FG UF S802.313. ...							
● FG EF S802.313. ...							
● FG F S802.313. ...							
● FG G S802.313. ...							
● FG SG S802.313. ...							
● FG UG S802.313. ...							
● FG XG S802.313. ...							





FG 313
S805

Umgekehrter Kegel
Inverted Cone
Cône renversé
Cono invertido













Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	1	1	1	1.5	1.5	1.5
ISO	Ø 1/10 mm	008	009	010	012	014	016
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
 FG S805.313. ...		008	009	010	012	014	016
 FG UF S805.313. ...							
 FG EF S805.313. ...							
 FG F S805.313. ...							
 FG G S805.313. ...						014	
 FG SG S805.313. ...							
 FG UG S805.313. ...							
 FG XG S805.313. ...							



FG 313
S806

Umgekehrter Kegel, Hals belegt
Inverted Cone, coated neck
Cône renversé, cou enduit
Cono invertido, cuello recubierto

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

2	2	3	3
008	010	012	014

3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
008	010	012	014

Order No.

○	FG	S806.313. ...				
⊙	FG UF	S806.313. ...				
●	FG EF	S806.313. ...				
●	FG F	S806.313. ...				
●	FG G	S806.313. ...				
●	FG SG	S806.313. ...				
●	FG UG	S806.313. ...				
●	FG XG	S806.313. ...				





FG 313

S830

Birne

Pear

Poire

Pera

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

3

3

3

ISO

Ø 1/10 mm

010

012

014

Order No.

3/5/10

3/5/10

3/5/10

○	FG	S830.313. ...	010	012	014
⊗	FG	UF S830.313. ...			
●	FG	EF S830.313. ...			
●	FG	F S830.313. ...			
●	FG	G S830.313. ...		012	014
●	FG	SG S830.313. ...			
●	FG	UG S830.313. ...			
●	FG	XG S830.313. ...			





FG 313

S830L

Birne, lang

Pear, long

Poire, longue

Pera, largo

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

5

5

ISO

Ø 1/10 mm

014

016

Order No.

3/5/10

3/5/10

○	FG	S830L.313. ...	014	016
⊗	FG	UF S830L.313. ...		
●	FG	EF S830L.313. ...		
●	FG	F S830L.313. ...		
●	FG	G S830L.313. ...	014	016
●	FG	SG S830L.313. ...		
●	FG	UG S830L.313. ...		
●	FG	XG S830L.313. ...		







FG 313

S813

Umgekehrter Kegel, gegenseitig

Inverted Cone, mutual

Cône inversé, mutuel

Cono invertido, mutuo

○

○

○

○

○

○

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

1.6

ISO

Ø 1/10 mm

014

Order No.

3/5/10

○	FG	S813.313. ...	014
⊗	FG	UF S813.313. ...	
●	FG	EF S813.313. ...	
●	FG	F S813.313. ...	
●	FG	G S813.313. ...	
●	FG	SG S813.313. ...	
●	FG	UG S813.313. ...	
●	FG	XG S813.313. ...	





FG 313

S909

Rad

Wheel

Roue

Rueda

○

○

○

○

○

○

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

1.7

ISO

Ø 1/10 mm

040

Order No.

3/5

○	FG	S909.313. ...	040
⊗	FG	UF S909.313. ...	
●	FG	EF S909.313. ...	
●	FG	F S909.313. ...	
●	FG	G S909.313. ...	
●	FG	SG S909.313. ...	
●	FG	UG S909.313. ...	
●	FG	XG S909.313. ...	





FG 313

S835

Zylinder flach, kurzer Kopf

Cylinder flat, short head

Cylindre plat, tête courte

Cilindro plano, cabeza corta

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

3

3

4

4

4

4

ISO

Ø 1/10 mm

008

009

010

012

014

016

Order No.

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

○	FG	S835.314. ...	008	009	010	012	014	016
⊗	FG	UF S835.314. ...						
●	FG	EF S835.314. ...						
●	FG	F S835.314. ...						
●	FG	G S835.314. ...	008		010	012		
●	FG	SG S835.314. ...		009	010	012		
●	FG	UG S835.314. ...						
●	FG	XG S835.314. ...						





FG 313

S836

Zylinder flach

Cylinder flat

Cylindre plat

Cilindro plano

○

○

○

○

○

○

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

6

ISO

Ø 1/10 mm

012

Order No.

3/5/10

○	FG	S836.313. ...	012
⊗	FG	UF S836.313. ...	
●	FG	EF S836.313. ...	
●	FG	F S836.313. ...	
●	FG	G S836.313. ...	
●	FG	SG S836.313. ...	
●	FG	UG S836.313. ...	
●	FG	XG S836.313. ...	





FG 313

S837

Zylinder flach

Cylinder flat

Cylindre plat

Cilindro plano

○

○

○

○

○

○

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

8

ISO

Ø 1/10 mm

014

Order No.

3/5/10

○	FG	S837.313. ...	014
⊗	FG	UF S837.313. ...	
●	FG	EF S837.313. ...	
●	FG	F S837.313. ...	014
●	FG	G S837.313. ...	014
●	FG	SG S837.313. ...	
●	FG	UG S837.313. ...	
●	FG	XG S837.313. ...	





FG 313

S842

Zylinder flach

Cylinder flat

Cylindre plat

Cilindro plano

○

○

○

○

○

○

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

10

ISO

Ø 1/10 mm

014

Order No.

3/5/10

○	FG	S842.313. ...	014
⊗	FG	UF S842.313. ...	
●	FG	EF S842.313. ...	
●	FG	F S842.313. ...	
●	FG	G S842.313. ...	
●	FG	SG S842.313. ...	
●	FG	UG S842.313. ...	
●	FG	XG S842.313. ...	



53

 **FG 313
S845**

Kegel flach, kurzer Kopf
Cone flat, short head
Cône plat, tête courte
Cono plano, cabeza corta

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm			
ISO	Ø 1/10 mm			
		4	4	4
		012	016	021
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG	S845.313. ...	012	016	021
⊗ FG	UF S845.313. ...			
● FG	EF S845.313. ...			
● FG	F S845.313. ...			
● FG	G S845.313. ...			
● FG	SG S845.313. ...			
● FG	UG S845.313. ...			
● FG	XG S845.313. ...			



 **FG 313
S845R**

Kegel flach, Kante rund
Cone flat, rounded edge
Cône plat, bord rond
Cono plano, borde redondo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	
ISO	Ø 1/10 mm	
		4
		025
Order No.		3/5/10
○ FG	S845R.313. ...	025
⊗ FG	UF S845R.313. ...	
● FG	EF S845R.313. ...	
● FG	F S845R.313. ...	025
● FG	G S845R.313. ...	025
● FG	SG S845R.313. ...	025
● FG	UG S845R.313. ...	025
● FG	XG S845R.313. ...	



 **FG 313
S846**

Kegel flach
Cone flat
Cône plat
Cono plano

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		
ISO	Ø 1/10 mm		
		6	7
		016	025
Order No.		3/5/10	3/5/10
○ FG	S846.313. ...	016	025
⊗ FG	UF S846.313. ...		
● FG	EF S846.313. ...		
● FG	F S846.313. ...		025
● FG	G S846.313. ...		025
● FG	SG S846.313. ...	016	025
● FG	UG S846.313. ...		
● FG	XG S846.313. ...		



 **FG 313
S846R**

Kegel flach, kante rund
Cone flat, rounded edge
Cône plat, bord rond
Cono plano, borde redondo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	
ISO	Ø 1/10 mm	
		7
		025
Order No.		3/5/10
○ FG	S846R.313. ...	025
⊗ FG	UF S846R.313. ...	
● FG	EF S846R.313. ...	
● FG	F S846R.313. ...	025
● FG	G S846R.313. ...	025
● FG	SG S846R.313. ...	025
● FG	UG S846R.313. ...	
● FG	XG S846R.313. ...	



 **FG 313
S847**

Kegel flach
Cone flat
Cône plat
Cono plano

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm				
ISO	Ø 1/10 mm				
		8	8	8	8
		012	014	016	018
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG	S847.313. ...				
⊗ FG	UF S847.313. ...				
● FG	EF S847.313. ...				
● FG	F S847.313. ...	012	014	016	018
● FG	G S847.313. ...	012	014	016	018
● FG	SG S847.313. ...		014		
● FG	UG S847.313. ...	012		016	018
● FG	XG S847.313. ...				



 **FG 313
S847R**

Kegel flach, kante rund
Cone flat, rounded edge
Cône plat, bord rond
Cono plano, borde redondo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm						
ISO	Ø 1/10 mm						
		8	8	8	8	8	8
		012	014	016	018	021	023
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
○ FG	S847R.314. ...						
⊗ FG	UF S847R.314. ...						
● FG	EF S847R.314. ...						
● FG	F S847R.314. ...	012	014	016	018	021	023
● FG	G S847R.314. ...	012	014	016	018	021	023
● FG	SG S847R.314. ...	012	014	016	018	021	023
● FG	UG S847R.314. ...	012	014	016	018	021	023
● FG	XG S847R.314. ...		014	016	018	021	023



 **FG 313
S848**

Kegel flach, langer Kopf
Cone flat, long head
Cône plat, tête longue
Cono plano, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	
ISO	Ø 1/10 mm	
		10
		016
Order No.		3/5/10
○ FG	S848.313. ...	016
⊗ FG	UF S848.313. ...	
● FG	EF S848.313. ...	
● FG	F S848.313. ...	
● FG	G S848.313. ...	
● FG	SG S848.313. ...	
● FG	UG S848.313. ...	
● FG	XG S848.313. ...	



⊗ Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10µ ISO No. 494
● Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15µ ISO No. 504
● Fein / fine / fin / fino	46µ ISO No. 514
○ Mittel / medium / moyen / medio	91µ-107µ ISO No. 524
● Grob / coarse / grossiere / grueso	126µ ISO No. 534
● Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151µ ISO No. 544
● Ultra grob / ultra coarse / ultra grossier / ultra grueso	181µ ISO No. 554
● Extra grob / extra coarse / extra grossier / extra grueso	252µ ISO No. 564



Preparación cavitaria



Preparación de rellenos



Extracción de coronas



Preparación coronaria



Eliminación de empastes antiguos



Preparación del conducto radicular

		FG 313 S856													
Kegel rund Cone round Cône rond Cono redondo															
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm		8		8		8		8		8		8	
ISO		Ø 1/10 mm		012		014		016		018		021		025	
Order No.				3/5/10		3/5/10		3/5/10		3/5/10		3/5/10		3/5/10	
	FG	S856.313.		012	014	016	018	021	023						
	FG UF	S856.313.													
	FG EF	S856.313.		012	014	016	018	021	023						
	FG F	S856.313.		012	014	016	018	021	023						
	FG G	S856.313.		012	014	016	018	021	023						
	FG SG	S856.313.		012	014	016	018	021	023						
	FG UG	S856.313.		012	014	016	018	021	023						
	FG XG	S856.313.			014	016	018	021	023					025	


FG 313
S368
Knospe
Bud Pointed
Bouton
Brote

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 3.5
ISO Ø 1/10 mm 016

Order No. 3/5/10

○	FG	S368.313. ...	
⊗	FG UF	S368.313. ...	
●	FG EF	S368.313. ...	
●	FG F	S368.313. ...	
●	FG G	S368.313. ...	
●	FG SG	S368.313. ...	
●	FG UG	S368.313. ...	
●	FG XG	S368.313. ...	



⊗	Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10μ ISO No. 494
●	Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15μ ISO No. 504
●	Fein / fine / fin / fino	46μ ISO No. 514
○	Mittel / medium / moyen / medio	91μ-107μ ISO No. 524
●	Grob / coarse / grossiere / grueso	126μ ISO No. 534
●	Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151μ ISO No. 544
●	Ultra grob / ultra coarse / ultra grossier / ultra grueso	181μ ISO No. 554
●	Extra grob / extra coarse / extra grossier / extra grueso	252μ ISO No. 564


FG 313
S860
Flamme, kurzer Kopf
Flame, short head
Flamme, tête courte
Llama, cabeza corta

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 5
ISO Ø 1/10 mm 012

Order No. 3/5/10

○	FG	S860.313. ...	
⊗	FG UF	S860.313. ...	
●	FG EF	S860.313. ...	012
●	FG F	S860.313. ...	
●	FG G	S860.313. ...	
●	FG SG	S860.313. ...	
●	FG UG	S860.313. ...	
●	FG XG	S860.313. ...	




FG 313
S862
Flamme
Flame
Flamme
Llama

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 8
ISO Ø 1/10 mm 012

Order No. 3/5/10

○	FG	S862.313. ...	
⊗	FG UF	S862.313. ...	
●	FG EF	S862.313. ...	
●	FG F	S862.313. ...	012
●	FG G	S862.313. ...	012
●	FG SG	S862.313. ...	012
●	FG UG	S862.313. ...	
●	FG XG	S862.313. ...	




FG 313
S864
Flamme, langer Kopf
Flame, long head
Flamme, tête longue
Llama, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 12
ISO Ø 1/10 mm 014

Order No. 3/5/10

○	FG	S864.313. ...	
⊗	FG UF	S864.313. ...	
●	FG EF	S864.313. ...	014
●	FG F	S864.313. ...	
●	FG G	S864.313. ...	
●	FG SG	S864.313. ...	
●	FG UG	S864.313. ...	
●	FG XG	S864.313. ...	





FG 313
S877
Torpedo, kurzer Kopf
Torpedo, short head
Torpille, tête courte
Torpedo, cabeza corta

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 6
ISO Ø 1/10 mm 010 012

Order No. 3/5/10 3/5/10

○	FG	S877.313. ...		
⊗	FG UF	S877.313. ...		
●	FG EF	S877.313. ...		
●	FG F	S877.313. ...	010	012
●	FG G	S877.313. ...	010	012
●	FG SG	S877.313. ...		
●	FG UG	S877.313. ...		
●	FG XG	S877.313. ...		




FG 313
S878
Torpedo
Torpedo
Torpille
Torpedo

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 8
ISO Ø 1/10 mm 012 014 016

Order No. 3/5/10 3/5/10 3/5/10

○	FG	S878.313. ...			
⊗	FG UF	S878.313. ...			
●	FG EF	S878.313. ...			
●	FG F	S878.313. ...	012	014	016
●	FG G	S878.313. ...	012	014	016
●	FG SG	S878.313. ...			
●	FG UG	S878.313. ...		014	016
●	FG XG	S878.313. ...		014	016




FG 313
S879
Torpedo, langer Kopf
Torpedo, long head
Torpille, tête longue
Torpedo, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 10
ISO Ø 1/10 mm 014

Order No. 3/5/10

○	FG	S879.313. ...	
⊗	FG UF	S879.313. ...	
●	FG EF	S879.313. ...	
●	FG F	S879.313. ...	014
●	FG G	S879.313. ...	014
●	FG SG	S879.313. ...	
●	FG UG	S879.313. ...	
●	FG XG	S879.313. ...	



 		FG 313 S884			
Zylinder spitz, kurzer Kopf Cylinder pointed, short head Cylindre pointu, tête courte Cilindro puntiaguda, cabeza corta					
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm		6	
ISO		Ø 1/10 mm		012	
Order No.				3/5/10	
○	FG	S884.313. ...	012		
⊗	FG UF	S884.313. ...			
●	FG EF	S884.313. ...			
●	FG F	S884.313. ...	012		
●	FG G	S884.313. ...	012		
●	FG SG	S884.313. ...			
●	FG UG	S884.313. ...			
●	FG XG	S884.313. ...			



	FG 313 S885		
Zylinder spitz Cylinder pointed Cylindre pointu Cilindro puntiaguda			
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	8
ISO		Ø 1/10 mm	012
Order No.			 3/5/10
	FG	S885.313. ...	012
	FG UF	S885.313. ...	
	FG EF	S885.313. ...	
	FG F	S885.313. ...	012
	FG G	S885.313. ...	012
	FG SG	S885.313. ...	
	FG UG	S885.313. ...	
	FG XG	S885.313. ...	



	FG 313 S886		
Zylinder spitz, langer Kopf Cylinder pointed, long head Cylindre pointu, tête longue Cilindro puntiaguda, cabeza larga			
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10	
ISO	Ø 1/10 mm	014	
Order No.			3/5/10
○	FG S886.313. ...		014
⊗	FG UF S886.313. ...		
●	FG EF S886.313. ...		
●	FG F S886.313. ...		014
●	FG G S886.313. ...		014
●	FG SG S886.313. ...		
●	FG UG S886.313. ...		
●	FG XG S886.313. ...		



FGS-Special

 		FG 313 SG846RMD			
Kegel flach, kante rund (doppel Markierer) Cone flat, rounded edge (double marker) Cône plat, bord rond (double marqueur) Cono plano, borde redondo (doble marcador)					
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm		7	
ISO		Ø 1/10 mm		025	
Order No.				3/5/10	
○	FG	SG846RMD.313. ...			
⊗	FG UF	SG846RMD.313. ...			
●	FG EF	SG846RMD.313. ...			
●	FG F	SG846RMD.313. ...			
●	FG G	SG846RMD.313. ...			
●	FG SG	SG846RMD.313. ...			
●	FG UG	SG846RMD.313. ...			
●	FG XG	S846RMD.313. ...			



-Garantizamos el tallado de 100 piezas dentales con una sola fresa CHAMPION.

-El zirconio se lo merienda.

-Talla un diente vitalizado en paralelo en 2:30min.

Finalidad de uso

- Diente natural

- Zirconio

Ponts dentaires/couronne
Prothèses dentaires
télescopiques

Puentes/coronas dentales
Dentadura postiza telesópica

- Cerámica

Puentes/coronas dentales
Dentires telescópicos

- Clínica y laboratorio

La fresa campeona en turbina


La calidad se deteriora si no se mejora. Por ello, la gama de productos CHAMPION se ha desarrollado para satisfacer perfectamente todos los requisitos. Gracias a un nuevo tipo de revestimiento, nuestra empresa ha logrado producir una concentración de diamantes sin igual. La vida útil se ha ampliado considerablemente en comparación con los artículos de diamante producidos con tipos de revestimiento convencionales, ya que CHAMPION contiene entre 3 y 4 veces más de diamante natural. Cuando se utilizan productos CHAMPION, los intervalos de cambio de la herramienta son mucho más espaciados.

Trabaje con refrigeración por agua para conseguir el mejor resultado y mantener el taladro en funcionamiento el mayor tiempo posible.



FG - 314 / 316 Champion

Índice de contenidos Champion (FG)



Anillo purpura
+
rojo



Extra gruesa - fino

XGF

252 µm
-
46 µm

Tallado super rápido

Anillo negro
+
rojo



Super grueso - fino

SGF

151 µm
-
46 µm

Tallado muy rápido

Anillo rojo
+
amarillo



Extra fino - fino

FEF


64 µm
-
15 µm

Pre-pulido y pulido
Para unos acabados
excelentes.



FG 314
801

Kugel
Round
Boule
Bola




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
●● FG FEF 801Ch.314. ...	012 014 016 018 021 023
●● FG SGF 801Ch.314. ...	012 014 016 018 021 023
●● FG XGF 801Ch.314. ...	014 016 018 021 023





FG 316
801XL

Kugel, extra langer Hals
Round, extra long neck
Boule, extra long cou
Bola, cuello extra largo



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
●● FG FEF 801XLCh.316. ...	014 016 018 021
●● FG SGF 801XLCh.316. ...	014 016 018 021
●● FG XGF 801XLCh.316. ...	016 018 021


- Fein- Extra grob / fine- extra coarse / fin- extra grossier / fino- extra grueso 46µ / 252µ
- Fein- Super grob / fine- super coarse / fin- très grossier / fino- muy gruesa 46µ / 151µ
- Extra fein- Fein / extra fine- fine / extra fin- fin / extra fino- fino 15µ / 64µ





FG 314
830L

Birne lang
Pear long
Poire, long
Pera, largo




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
●● FG FEF 830LCh.314. ...	012 014 016 018 021 023 025
●● FG SGF 830LCh.314. ...	012 014 016 018 021 023 025
●● FG XGF 830LCh.314. ...	012 014 016 018 021 023 025





FG 314
379

Ei-Form
Egg Shape
Forme d'œuf
Forma de huevo




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
●● FG FEF 379Ch.314. ...	014 016 018 021 023
●● FG SGF 379Ch.314. ...	014 016 018 021 023
●● FG XGF 379Ch.314. ...	014 016 018 021 023 025





FG 316
379XL

Ei-Form
Egg Shape
Forme d'œuf
Forma de huevo



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
●● FG FEF 379XLCh.316. ...	012 014 016 018 023
●● FG SGF 379XLCh.316. ...	012 014 016 018 023
●● FG XGF 379XLCh.316. ...	014 016 018



FG 314
368

Knospe
Bud Pointed
Bouton
Brote

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm

Order No.	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
FG FEF 368Ch.314. ...	016	018	021	023
FG SGF 368Ch.314. ...	016	018	021	023
FG XGF 368Ch.314. ...		018	021	023

FG 314
A368

Knospe
Bud Pointed
Bouton
Brote

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm

Order No.	3/5/10
FG FEF A368Ch.314. ...	023
FG SGF A368Ch.314. ...	023
FG XGF A368Ch.314. ...	

FG
FGS
RA

Champion[®]

FG 314
A890L

Granate
Grenade
Grenade
Granada

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm

Order No.	3/5/10
FG FEF A890LCh.314. ...	014
FG SGF A890LCh.314. ...	014
FG XGF A890LCh.314. ...	

FG 314
862

Flamme
Flame
Flamme
Llama

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm

Order No.	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
FG FEF 862Ch.314. ...	012	014	016	018
FG SGF 862Ch.314. ...	012	014	016	018
FG XGF 862Ch.314. ...	012	014	016	018

FG 314
863

Flamme
Flame
Flamme
Llama

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm

Order No.	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
FG FEF 863Ch.314. ...	012	014	016	018
FG SGF 863Ch.314. ...	012	014	016	018
FG XGF 863Ch.314. ...	012	014	016	018

FG 314
878

Torpedo
Torpedo
Torpille
Torpedo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm

Order No.	3/5/10	3/5/10	3/5/10
FG FEF 878Ch.314. ...	010	012	014
FG SGF 878Ch.314. ...	010	012	014
FG XGF 878Ch.314. ...	010	012	014

FG 314
879

Torpedo
Torpedo
Torpille
Torpedo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm

Order No.	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10
FG FEF 879Ch.314. ...	012	014	016	018
FG SGF 879Ch.314. ...	012	014	016	018
FG XGF 879Ch.314. ...	012	014	016	018

FG 314
880

Zylinder rund
Cylinder round
Cylindre rond
Cilindro redonda

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	6
	Ø 1/10 mm

Order No.  3/5/10

  FG FEF 880Ch.314. ...	014
  FG SGF 880Ch.314. ...	014
  FG XGF 880Ch.314. ...	014



FG 314
881

Zylinder rund
Cylinder round
Cylindre rond
Cilindro redonda

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	8
	Ø 1/10 mm

Order No.  3/5/10

  FG FEF 881Ch.314. ...	010	012	014	016	018
  FG SGF 881Ch.314. ...	010	012	014	016	018
  FG XGF 881Ch.314. ...		012	014	016	018



FG 314
882

Zylinder rund, langer Kopf
Cylinder round, long head
Cylindre rond, tête longue
Cilindro redonda, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	10
	Ø 1/10 mm

Order No.  3/5/10

  FG FEF 882Ch.314. ...	012	014
  FG SGF 882Ch.314. ...	012	014
  FG XGF 882Ch.314. ...		014





FG 316
881XL

Zylinder rund, extra langer Hals
Cylinder round, extra long neck
Cylindre rond, extra long cou
Cilindro redonda, cuello extra largo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	10
	Ø 1/10 mm

Order No.  3/5/10

  FG FEF 881XLCh.316. ...	014	016
  FG SGF 881XLCh.316. ...	014	016
  FG XGF 881XLCh.316. ...		016



FG 314
835

Zylinder flach, kurzer Kopf
Cylinder flat, short head
Cylindre plat, tête courte
Cilindro plano, cabeza corta

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	3
	Ø 1/10 mm

Order No.  3/5/10

  FG FEF 835Ch.314. ...	009	010	012	014
  FG SGF 835Ch.314. ...	009	010	012	014
  FG XGF 835Ch.314. ...			012	014



FG 314
836

Zylinder flach
Cylinder flat
Cylindre plat
Cilindro plano

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	6
	Ø 1/10 mm

Order No.  3/5/10

  FG FEF 836Ch.314. ...	010	012	014
  FG SGF 836Ch.314. ...	010	012	014
  FG XGF 836Ch.314. ...		012	014



FG 314
837

Zylinder flach
Cylinder flat
Cylindre plat
Cilindro plano


Kopf Shank	L mm
ISO	8
	Ø 1/10 mm

Order No.  3/5/10

  FG FEF 837Ch.314. ...	010	012	014
  FG SGF 837Ch.314. ...	010	012	014
  FG XGF 837Ch.314. ...		012	014




  Fein- Extra grob / fine- extra coarse / fin- extra grossier / fino- extra grueso	46µ / 252µ
  Fein- Super grob / fine- super coarse / fin- très grossier / fino- muy gruesa	46µ / 151µ
  Extra fein- Fein / extra fine- fine / extra fin- fin / extra fino- fino	15µ / 64µ


								
FG 314 850								
Kegel rund, langer Kopf Cone round, long head Cône rond, tête longue Cono redonda, cabeza larga								
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		10 012	10 014	10 016	10 018	10 023	10 025	
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	
●● FG FEF 850Ch.314. ...		012	014	016	018	023		
●● FG SGF 850Ch.314. ...		012	014	016	018	023		
●● FG XGF 850Ch.314. ...			014	016	018		025	


FG
FGS
RA


Champion[®]


					
FG 316 850XL					
Kegel rund, extra langer Hals Cone round, extra long neck Cône rond, extra long cou Cono redonda, cuello extra largo					
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		10 014	10 021	10 023	
Order No.		3/5	3/5	3/5	
●● FG FEF 850XLCh.316. ...		014	021	023	
●● FG SGF 850XLCh.316. ...		014	021	023	
●● FG XGF 850XLCh.316. ...				023	

			
FG 316 850XXL			
Kegel rund, extra langer Hals Cone round, extra long neck Cône rond, extra long cou Cono redonda, cuello extra largo			
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		10 014	
Order No.		3/5	
●● FG FEF 850XXLCh.316. ...		014	
●● FG SGF 850XXLCh.316. ...		014	
●● FG XGF 850XXLCh.316. ...			

					
FG 314 847					
Kegel flach Cone flat Cône plat Cono plano					
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		8 014	8 016	8 018	
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	
●● FG FEF 847Ch.314. ...		014	016	018	
●● FG SGF 847Ch.314. ...		014	016	018	
●● FG XGF 847Ch.314. ...			016	018	

					
FG 314 848					
Zylinder flach, langer Kopf Cone flat, long head Cône plat, tête longue Cono plano, cabeza larga					
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		10 014	10 016	10 018	
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	
●● FG FEF 848Ch.314. ...		014	016	018	
●● FG SGF 848Ch.314. ...		014	016	018	
●● FG XGF 848Ch.314. ...			016	018	

								
FG 314 856								
Kegel rund Cone round Cône rond Cono redonda								
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		8 012	8 014	8 016	8 018	8 021	8 023	
Order No.		3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	3/5/10	
●● FG FEF 856Ch.314. ...		012	014	016	018	021	023	
●● FG SGF 856Ch.314. ...		012	014	016	018	021	023	
●● FG XGF 856Ch.314. ...			014	016	018	021	023	

			
FG 314 A856			
Kegel rund Cone round Cône rond Cona redonda			
Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm ISO Ø 1/10 mm		8 023	
Order No.		3/5/10	
●● FG FEF A856Ch.314. ...		023	
●● FG SGF A856Ch.314. ...		023	
●● FG XGF A856Ch.314. ...		023	

FG 314

858

Nadel spitz

Needle pointed

Aiguille pointue

Aguja puntiagudo

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	8	8
ISO	Ø 1/10 mm	010	012
Order No.		3/5/10	3/5/10
FG FEF 858Ch.314. ...		010	012
FG SGF 858Ch.314. ...		010	012
FG XGF 882Ch.314. ...			

FG 314

859

Nadel spitz, langer Kopf

Needle pointed, long head

Aiguille pointue, tête longue

Aguja puntiagudo, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10	10
ISO	Ø 1/10 mm	010	012
Order No.		3/5/10	3/5/10
FG FEF 859Ch.314. ...		010	012
FG SGF 859Ch.314. ...		010	012
FG XGF 859Ch.314. ...			

FG 314

859L

Nadel spitz, langer Kopf

Needle pointed, long head

Aiguille pointue, tête longue

Aguja puntiaguda, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	11	11
ISO	Ø 1/10 mm	010	012
Order No.		3/5/10	3/5/10
FG FEF 859LCh.314. ...		010	012
FG SGF 859LCh.314. ...		010	012
FG XGF 859LCh.314. ...			

	Fein- Extra grob / fine- extra coarse / fin- extra grossier / fino- extra grueso	46µ / 252µ
	Fein- Super grob / fine- super coarse / fin- très grossier / fino- muy gruesa	46µ / 151µ
	Extra fein- Fein / extra fine- fine / extra fin- fin / extra fino- fino	15µ / 64µ

Preparación cavitaria

Preparación de rellenos

Extracción de coronas

Preparación coronaria

Eliminación de empastes antiguos

Preparación del conducto radicular


FRESAS PARA CONTRA-ÁNGULO (RA)- 204/205/206






ÍNDICE DE CONTENIDO:








															
801	802	805	806	807	808	809	810	812	909	815	818	820	816	835	837
78	78	78	79	79	79	79	79	79	79	80	80	80	80	80	80





															
845	847	848	849	850	379	368	890	860	862	863	852	858	859	859L	
81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	82	82	82	82	82	

															
P368L	P868L	P368XL	P868XL												
83	83	83	83												

															
4007	901	902	909	943	D943	S943									
84	85	85	85	86	86	86									

Standard - Scheiben starr
Standard - Discs rigid
Standard - Disques rigides
Estándar - Discos rígidos


					
D916	916	917	D910	910	
87	87	87	88	88	


					
PD916	P916	P917	P910		
88	89	89	89		

 	RA 204 801		      							
Kugel Round Boule Bola										
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		010	012	014	016	018	023	029	
ISO	Ø 1/10 mm		3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	
Order No.			010	012	014	016	018	023	029	
	RA	801.204 ...								
	RA UF	801.204 ...								
	RA EF	801.204 ...					018	023	029	
	RA F	801.204 ...					018	023	029	
	RA G	801.204 ...						023	029	
	RA SG	801.204 ...								
	RA UG	801.204 ...								
	RA XG	801.204 ...								

		RA 204 806					
		Umgekehrter Kegel, Hals belegt Inverted Cone, coated neck Cône inversé, cou enduit Cono invertido, cuello recubierto					
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	2	3	3	3	3.5
ISO		Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018
Order No.			3/5	3/5	3/5	3/5	3/5
○	RA	806.204. ...	010	012	014	016	018
⊗	RA	UF 806.204. ...					
●	RA	EF 806.204. ...		012			
●	RA	F 806.204. ...					
●	RA	G 806.204. ...					
●	RA	SG 806.204. ...					
●	RA	UG 806.204. ...					
●	RA	XG 806.204. ...					


		RA 204 807					
		Umgekehrter Kegel, lang Inverted Cone, long Cône inversé Cono invertido, largo					
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	4				
ISO		Ø 1/10 mm	016				
Order No.			3/5				
○	RA	807.204. ...	016				
⊗	RA	UF 807.204. ...					
●	RA	EF 807.204. ...	016				
●	RA	F 807.204. ...					
●	RA	G 807.204. ...					
●	RA	SG 807.204. ...					
●	RA	UG 807.204. ...					
●	RA	XG 807.204. ...					



		RA 204 808					
		Umgekehrter Kegel Inverted Cone Cône inversé Cono invertido					
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	0.7	0.8	1.5		
ISO		Ø 1/10 mm	018	023	040		
Order No.			3/5	3/5	3/5		
○	RA	808.204. ...	018	023	040		
⊗	RA	UF 808.204. ...					
●	RA	EF 808.204. ...					
●	RA	F 808.204. ...					
●	RA	G 808.204. ...					
●	RA	SG 808.204. ...					
●	RA	UG 808.204. ...					
●	RA	XG 808.204. ...					

							
RA 204		809					
Umgekehrter Kegel, Hals belegt							
Inverted Cone, coated neck							
Cône inversé, cou enduit							
Cono invertido, cuello recubierto							
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm		2,5		2,5	
ISO		Ø 1/10 mm		018		023	
Order No.							
○	RA	809.204. ...		018		023	
⊗	RA	UF 809.204. ...					
●	RA	EF 809.204. ...					
●	RA	F 809.204. ...					
●	RA	G 809.204. ...					
●	RA	SG 809.204. ...					
●	RA	UG 809.204. ...					
●	RA	XG 809.204. ...					

		RA 204 810					
		Umgekehrter Kegel, spezial Inverted Cone, special Cône inversé, spécial Cono invertido, especial					
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	0.2				
ISO		Ø 1/10 mm	040				
Order No.			3/5				
○	RA	810.204. ...	040				
⊗	RA	UF 810.204. ...					
●	RA	EF 810.204. ...					
●	RA	F 810.204. ...					
●	RA	G 810.204. ...					
●	RA	SG 810.204. ...					
●	RA	UG 810.204. ...					
●	RA	XG 810.204. ...					


		RA 204 812					
		Umgekehrter Kegel, spezial Inverted Cone, special Cône inversé, spécial Cono invertido, especial					
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	1.5				
ISO		Ø 1/10 mm	040				
Order No.			3/5				
○	RA	812.204. ...	040				
⊗	RA	UF 812.204. ...					
●	RA	EF 812.204. ...					
●	RA	F 812.204. ...					
●	RA	G 812.204. ...					
●	RA	SG 812.204. ...					
●	RA	UG 812.204. ...					
●	RA	XG 812.204. ...					


		RA 204 909					
		Rad Wheel Roue Rueda					
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	0.8	1.5	2		
ISO		Ø 1/10 mm	033	040	050		
Order No.			3/5	3/5	3/5		
○	RA	909.204. ...	033	040	050		
⊗	RA	UF 909.204. ...					
●	RA	EF 909.204. ...					
●	RA	F 909.204. ...					
●	RA	G 909.204. ...					
●	RA	SG 909.204. ...					
●	RA	UG 909.204. ...					
●	RA	XG 909.204. ...					



 RA 204 815				
Rad Wheel Roue Rueda				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	0.5	0.7	0.8
ISO	Ø 1/10 mm	014	018	023
Order No.		3/5	3/5	3/5
○ RA	815.204. ...	014	018	023
⊗ RA	UF 815.204. ...			
● RA	EF 815.204. ...			
● RA	F 815.204. ...			
● RA	G 815.204. ...			
● RA	SG 815.204. ...			
● RA	UG 815.204. ...			
● RA	XG 815.204. ...			

 RA 204 818			
Rad Wheel Roue Rueda			
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	1	
ISO	Ø 1/10 mm	040	
Order No.		3/5	
○ RA	818.204. ...	040	
⊗ RA	UF 818.204. ...		
● RA	EF 818.204. ...		
● RA	F 818.204. ...		
● RA	G 818.204. ...		
● RA	SG 818.204. ...		
● RA	UG 818.204. ...		
● RA	XG 818.204. ...		

 RA 204 820			
Rad Wheel Roue Rueda			
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	2	
ISO	Ø 1/10 mm	040	
Order No.		3/5	
○ RA	820.204. ...	040	
⊗ RA	UF 820.204. ...		
● RA	EF 820.204. ...		
● RA	F 820.204. ...		
● RA	G 820.204. ...		
● RA	SG 820.204. ...		
● RA	UG 820.204. ...		
● RA	XG 820.204. ...		

 RA 204 816			
Rad, Hals belegt Wheel, coated neck Roue, cou enduit Rueda			
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	1.5	1.8
ISO	Ø 1/10 mm	014	018
Order No.		3/5	3/5
○ RA	816.204. ...	014	018
⊗ RA	UF 816.204. ...		
● RA	EF 816.204. ...		
● RA	F 816.204. ...		
● RA	G 816.204. ...		
● RA	SG 816.204. ...		
● RA	UG 816.204. ...		
● RA	XG 816.204. ...		

 RA 204 835							
Zylinder flach, kurzer Kopf Cylinder flat, short head Cylindre plat, tête courte Cilindro plano, cabeza corta							
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	4	4	4	4	4	5
ISO	Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016	021
Order No.		3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5
○ RA	835.204. ...	008	010	012	014	016	021
⊗ RA	UF 835.204. ...						
● RA	EF 835.204. ...						
● RA	F 835.204. ...						
● RA	G 835.204. ...						
● RA	SG 835.204. ...						
● RA	UG 835.204. ...						
● RA	XG 835.204. ...						

 RA 204 837					
Zylinder flach Cylinder flat Cylindre plat Cilindro plano					
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	7	7	7	7
ISO	Ø 1/10 mm	012	014	016	018
Order No.		3/5	3/5	3/5	3/5
○ RA	837.204. ...	012	014	016	018
⊗ RA	UF 837.204. ...				
● RA	EF 837.204. ...		014		
● RA	F 837.204. ...	012	014	016	018
● RA	G 837.204. ...				
● RA	SG 837.204. ...				
● RA	UG 837.204. ...				
● RA	XG 837.204. ...				



RA 204

845

Kegel flach, kurzer Kopf

Cone flat, short head

Cône plat, tête courte

Cono plano, cabeza corta

4

4

4

5

010

012

014

018

3/5

3/5

3/5

3/5

010

012

014

018

Order No.

○

⊗

●

●

●

●

●

●

RA

RA UF

RA EF

RA F

RA G

RA SG

RA UG

RA XG

845.204. ...

845.204. ...

845.204. ...

845.204. ...

845.204. ...

845.204. ...

845.204. ...

845.204. ...



RA 204

847

Kegel flach

Cone flat

Cône plat

Cono plano

7

025

3/5

Order No.

○

⊗

●

●

●

●

●

●

RA

RA UF

RA EF

RA F

RA G

RA SG

RA UG

RA XG

847.204. ...

847.204. ...

847.204. ...

847.204. ...

847.204. ...

847.204. ...

847.204. ...

847.204. ...



RA 204

848

Kegel flach, langer Kopf

Cone flat, long head

Cône plat, tête longue

Cono plano, cabeza larga

10

10

10

10

012

014

016

021

3/5

3/5

3/5

3/5

012

014

016

021

Order No.

○

⊗

●

●

●

●

●

●

RA

RA UF

RA EF

RA F

RA G

RA SG

RA UG

RA XG

848.204. ...

848.204. ...

848.204. ...

848.204. ...

848.204. ...

848.204. ...

848.204. ...

848.204. ...



RA 204

849

Kegel rund, kurzer Kopf

Cone round, short head

Cône rond, tête courte

Cono redonda, cabeza corta

4

4

012

016

3/5

3/5

012

016

Order No.

○

⊗

●

●

●

●

●

●

RA

RA UF

RA EF

RA F

RA G

RA SG

RA UG

RA XG

849.204. ...

849.204. ...

849.204. ...

849.204. ...

849.204. ...

849.204. ...

849.204. ...

849.204. ...



RA 204

850

Kegel rund, langer Kopf

Cone round, long head

Cône rond, tête longue

Cono redonda, cabeza larga

10

10

012

014

3/5

3/5

012

014

Order No.

○

⊗

●

●

●

●

●

●

RA

RA UF

RA EF

RA F

RA G

RA SG

RA UG

RA XG

850.204. ...

850.204. ...

850.204. ...

850.204. ...

850.204. ...

850.204. ...

850.204. ...

850.204. ...



RA 204

379

Ei-Form

Egg Shape

Forme d'œuf

Forma de huevo

3

3.5

4.5

014

018

023

3/5

3/5

3/5

014

018

023

Order No.

○

⊗

●

●

●

●

●

●

RA

RA UF

RA EF

RA F

RA G

RA SG

RA UG

RA XG

379.204. ...

379.204. ...

379.204. ...

379.204. ...

379.204. ...

379.204. ...

379.204. ...

379.204. ...



RA 204

368

Knospe

Bud Pointed

Bouton

Brote

3.5

4.5

5

016

021

023

3/5

3/5

3/5

016

021

023

Order No.

○

⊗

●

●

●

●

●

●

RA

RA UF

RA EF

RA F

RA G

RA SG

RA UG

RA XG

368.204. ...

368.204. ...

368.204. ...

368.204. ...

368.204. ...

368.204. ...

368.204. ...

368.204. ...

81


 RA 204
890

Flamme
Flame
Flamme
Llama

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

Order No. 3/5

○	RA	890.204. ...	016
⊗	RA	UF 890.204. ...	
●	RA	EF 890.204. ...	016
●	RA	F 890.204. ...	016
●	RA	G 890.204. ...	
●	RA	SG 890.204. ...	
●	RA	UG 890.204. ...	
●	RA	XG 890.204. ...	




 RA 204
860

Flamme
Flame
Flamme
Llama

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

Order No. 3/5 3/5

○	RA	860.204. ...	012	016
⊗	RA	UF 860.204. ...		
●	RA	EF 860.204. ...	012	
●	RA	F 860.204. ...	012	
●	RA	G 860.204. ...		
●	RA	SG 860.204. ...		
●	RA	UG 860.204. ...		
●	RA	XG 860.204. ...		




 RA 204
862

Flamme
Flame
Flamme
Llama

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

Order No. 3/5 3/5

○	RA	862.204. ...	012	016
⊗	RA	UF 862.204. ...		
●	RA	EF 862.204. ...	012	016
●	RA	F 862.204. ...	012	016
●	RA	G 862.204. ...		
●	RA	SG 862.204. ...		
●	RA	UG 862.204. ...		
●	RA	XG 862.204. ...		




 RA 204
863

Flamme, langer Kopf
Flame, long head
Flamme, tête longue
Llama, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

Order No. 3/5 3/5 3/5

○	RA	863.204. ...	012	016	018
⊗	RA	UF 863.204. ...			
●	RA	EF 863.204. ...	012	016	
●	RA	F 863.204. ...	012	016	
●	RA	G 863.204. ...			
●	RA	SG 863.204. ...			
●	RA	UG 863.204. ...			
●	RA	XG 863.204. ...			




 RA 204
852

Kegel spitz
Cone pointed
Cône pointue
Cono puntiagudo

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

Order No. 3/5 3/5

○	RA	852.204. ...	023	037
⊗	RA	UF 852.204. ...		
●	RA	EF 852.204. ...		
●	RA	F 852.204. ...		
●	RA	G 852.204. ...		
●	RA	SG 852.204. ...		
●	RA	UG 852.204. ...		
●	RA	XG 852.204. ...		




 RA 204
858

Nadel spitz
Needle pointed
Aiguille pointue
Aguja puntiagudo

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

Order No. 3/5

○	RA	858.204. ...	014
⊗	RA	UF 858.204. ...	
●	RA	EF 858.204. ...	014
●	RA	F 858.204. ...	014
●	RA	G 858.204. ...	
●	RA	SG 858.204. ...	
●	RA	UG 858.204. ...	
●	RA	XG 858.204. ...	




 RA 204
859

Nadel spitz, langer Kopf
Needle pointed, long head
Aiguille pointue, tête longue
Aguja puntiagudo, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

Order No. 3/5 3/5

○	RA	859.204. ...	012	016
⊗	RA	UF 859.204. ...		
●	RA	EF 859.204. ...		016
●	RA	F 859.204. ...		016
●	RA	G 859.204. ...		
●	RA	SG 859.204. ...		
●	RA	UG 859.204. ...		
●	RA	XG 859.204. ...		




 RA 204
859L

Nadel spitz, extra langer Kopf
Needle pointed, extra long head
Aiguille pointue, tête extra longue
Aguja puntiagudo, cabeza extra largo

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm
ISO Ø 1/10 mm

Order No. 3/5 3/5 3/5 3/5

○	RA	859L.204. ...	016	018	021	025
⊗	RA	UF 859L.204. ...				
●	RA	EF 859L.204. ...				
●	RA	F 859L.204. ...				
●	RA	G 859L.204. ...				
●	RA	SG 859L.204. ...				
●	RA	UG 859L.204. ...				
●	RA	XG 859L.204. ...				



RA-Perio (set)



RA 205

P368L

Knospe

Bud Pointed

Bouton

Brote

○

○

○

●

●

●

○

○

○

●

●

●

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

5

ISO

Ø 1/10 mm

015

Order No.

3/5

○	RA	P368L.205. ...	
⊗	RA	UF P368L.205. ...	
●	RA	EF P368L.205. ...	015
●	RA	F P368L.205. ...	015
●	RA	G P368L.205. ...	
●	RA	SG P368L.205. ...	
●	RA	P368L.205. ...	015
●	RA	XG P368L.205. ...	






RA 205

P868L

Knospe

Bud Pointed

Bouton

Brote

○

○

○

●

●

●

○

○

○

●

●

●

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

5

ISO

Ø 1/10 mm

015

Order No.

3/5

○	RA	P868L.205. ...	
⊗	RA	UF P868L.205. ...	
●	RA	EF P868L.205. ...	015
●	RA	F P868L.205. ...	015
●	RA	G P868L.205. ...	
●	RA	SG P868L.205. ...	
●	RA	P868L.205. ...	015
●	RA	XG P868L.205. ...	








RA 206

P368XL

Knospe

Bud Pointed

Bouton

Brote

○

○

○

●

●

●

○

○

○

●

●

●

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

5

ISO

Ø 1/10 mm

015

Order No.

3/5

○	RA	P368XL.206. ...	
⊗	RA	UF P368XL.206. ...	
●	RA	EF P368XL.206. ...	015
●	RA	F P368XL.206. ...	015
●	RA	G P368XL.206. ...	
●	RA	SG P368XL.206. ...	
●	RA	P368XL.206. ...	015
●	RA	XG P368XL.206. ...	






RA 206

P868XL

Knospe

Bud Pointed

Bouton

Brote

○

○

○

●

●

●

○

○

○

●

●

●

Kopf / Head / Tête / Cabeza

L mm

5

ISO

Ø 1/10 mm

015

Order No.

3/5

○	RA	P868XL.206. ...	
⊗	RA	UF P868XL.206. ...	
●	RA	EF P868XL.206. ...	015
●	RA	F P868XL.206. ...	015
●	RA	G P868XL.206. ...	
●	RA	SG P868XL.206. ...	
●	RA	P868XL.206. ...	015
●	RA	XG P868XL.206. ...	




Perio-set



Autoclavable 135°C

PIEZA DE MANO (HP)

Finalidad de uso

- Diente natural

- Zirconio

Puentes/coronas dentales
Dentadura postiza telescópica

- Cerámica

Puentes/coronas dentales
Dentires telescópicos

- Clínica y laboratorio

La experiencia es una percepción comprendida. Nuestra empresa puede presumir de 80 años de experiencia en técnicas de recubrimiento diamantado. Gracias a ella y a los conocimientos adquiridos, tenemos una clara ventaja sobre nuestros competidores. Solo utilizamos granos de diamante natural finamente seleccionados, que tienen un filo más agudo que los granos sintéticos o mixtos. Esto se traduce en un mejor rendimiento de corte.

Trabaje con refrigeración por agua para lograr el mejor resultado y prolongar la vida útil de la perforadora.

HP - 104 Diamonds

Inhaltsverzeichnis Diamant (HP)
Table of contents Diamond (HP)
Table des matières Diamants (HP)
Indice de contenidos Diamante (HP)

801	802	805	806	807	A807	808	809	810	812	815	818	820	909	825	826
114	114	114	115	115	115	115	115	115	115	116	116	116	116	116	116

835	836	837	A837	839	840	A840	845	847	848	A848	854	A854	849	856	850
117	117	117	117	117	117	117	118	118	118	118	118	118	118	118	119

850L	852	858	859	366	368	379	890	860	862	863	A863	868	869	892L	881
119	119	119	119	120	120	120	120	120	120	120	121	121	121	121	121

881L	511	501	507	503	503R	606	502	605	505	602	642	643	601	506	645
121	122	122	122	122	122	122	123	123	123	123	123	123	123	123	124

646	603	644	604	641	504	AD1000	AD1001			4007.050	4029.080	4007.140	Rote kl.	Metall kl.
124	124	124	124	124	124	125	125			126	126	126	126	126

926	926	901	902	909	943	D943	S943
127	127	127	127	127	128	128	128

Standard - Scheiben starr
Standard - Discs rigid
Standard - Disques rigide
Estándar - Discos rígidos

D916	916	917	D910	910	
129	129	129	130	130	

PD916	P916	P917	P910		
130	131	131	131		

920	D920				
132	132				

Flex - Scheiben
Flex - Discs
Flex - Disques
Flex - Discos

D918	918	919	D950	D911	
133	133	133	134	134	

911	PD918	P918	P919	P911	
134	135	135	135	136	

S911	930	931			
136	137	137			



Superflex - Scheiben
Superflex - Discs
Superflex - Disques
Superflex - Discos

D914	D912	D913	950	V914	
138	138	138	139	139	

					
914	912	913	983	932	
140	140	140	141	141	

					
933	924				
141	142				

Scheiben für Gips
 Discs for Plaster
 Disques pour Plâtre
 discos para yeso

					
964	924				
143	143				

Ultraflex - Scheiben
 Ultraflex - Discs
 Ultraflexe - Disques
 Ultraflex - Discos

					
X914	X912	X913	X950	XV914	
144	144	144	145	145	

					
X983	X930	X931	X924		
145	146	146	147		


Alle Produkte sind
durchgehend in allen
Varianten & Mengen
erhältlich.


All products are
available
throughout in all
versions &
quantities.

Tous les produits
sont disponibles
dans toutes les
variantes et
quantités.


Todos los productos
están disponibles en
todas las
variedades y
cantidades.

	Verblend und Keramiktechnik Veneering and ceramic technique Technique de recouvrement et de céramique Revestimiento y técnica cerámica		Kunststofftechnik Acrylic technology Technique acrylique Técnica acrílica		Kein Anpressdruck verwenden Do not apply contact pressure Ne pas appliquer de pression de contact No aplicar presión de contacto
	Kronen und Brückentechnik Crown and bridge technique Technique de la couronne et du pont Técnica de coronas y puentes		Modellgusstechnik Model casting technique Technique de moulage de modèles Técnica de fundición de modelos		Okkusalbearbeitung Adjusting Occlusal surfaces Ajustement des surfaces occlusales Ajuste de las superficies oclusales

		HP 104 801													
Kugel Round Boule Bola															
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm													
ISO		Ø 1/10 mm													
Order No.															
○	HP 801.104. ...	008	009	010	012	014	016	018	021	023	029	035	042	070	
●	HP EF 801.104. ...	008	009	010	012	014	016	018	021	023	029	035	042	070	
●	HP F 801.104. ...	008		010	012	014	016	018	021	023	029	035			
●	HP G 801.104. ...			010	012	014	016	018	021	023	029	035	042		
●	HP SG 801.104. ...														

				
HP 104 802				
Rund, Hals belegt Round, coated neck Boule, cou enduit Bola, cuello recubierto				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	3	3.5	4
ISO	Ø 1/10 mm	010	016	018
Order No.		3/5	3/5	3/5
○ HP	802.104. ...	010	016	018
● HP EF	802.104. ...			
● HP F	802.104. ...			
● HP G	802.104. ...			
● HP SG	802.104. ...			

○ Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10µ ISO No. 494
● Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15µ ISO No. 504
● Fein / fine / fin / fino	46µ ISO No. 514
○ Mittel / medium / moyen / medio	91µ-107µ ISO No. 524
● Grob / coarse / grossiere / grueso	126µ ISO No. 534
● Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151µ ISO No. 544

		HP 104 805									
Umgekehrter Kegel Inverted Cone Cône renversé Cono invertido											
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm									
ISO		Ø 1/10 mm									
Order No.											
 HP	805.104. ...	010	012	014	016	018	021	023	033	040	
 HP EF	805.104. ...										
 HP F	805.104. ...								033	040	
 HP G	805.104. ...		012	010				023			
 HP SG	805.104. ...								033	040	

HP 104 806						
Umgekehrter Kegel, Hals belegt Inverted cone, coated neck Cône renversé, cou enduit Cono invertido, cuello recubierto						
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		3	3.5	3.5	3.5
ISO	Ø 1/10 mm		012	014	016	018
Order No.			3/5	3/5	3/5	3/5
○ HP	806.104. ...		012	014	016	018
● HP	EF 806.104. ...					
● HP	F 806.104. ...					
● HP	G 806.104. ...					
● HP	SG 806.104. ...					

HP 104 807						
Umgekehrter Kegel lang Inverted cone long Cône long renversé Cono largo invertido						
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		4	5	6	8
ISO	Ø 1/10 mm		016	018	023	060
Order No.			3/5	3/5	3/5	1/3/5
○ HP	807.104. ...		016	018	023	060
● HP	EF 807.104. ...					
● HP	F 807.104. ...		016			
● HP	G 807.104. ...		016		023	
● HP	SG 807.104. ...		016			

HP 104 A807				
Umgekehrter Kegel, spezial Inverted cone, special Cône renversé, spécial Cono invertido, especial				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		8	
ISO	Ø 1/10 mm		060	
Order No.			1/3/5	
○ HP	A807.104. ...		060	
● HP	EF A807.104. ...			
● HP	F A807.104. ...			
● HP	G A807.104. ...			
● HP	SG A807.104. ...			

HP 104 808						
Umgekehrter Kegel Inverted cone Cône renversé Cono invertido						
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		0.7	0.8	1.5	2
ISO	Ø 1/10 mm		018	023	040	050
Order No.			3/5	3/5	3/5	3/5
○ HP	808.104. ...		018	023	040	050
● HP	EF 808.104. ...					
● HP	F 808.104. ...					050
● HP	G 808.104. ...		018	023	040	050
● HP	SG 808.104. ...		018	023		

HP 104 809				
Umgekehrter Kegel, Hals belegt Inverted cone, coated neck Cône renversé, cou enduit Cono invertido, cuello recubierto				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		3.5	3.5
ISO	Ø 1/10 mm		018	023
Order No.			3/5	3/5
○ HP	809.104. ...		018	023
● HP	EF 809.104. ...			
● HP	F 809.104. ...			
● HP	G 809.104. ...			
● HP	SG 809.104. ...			

HP 104 810				
Umgekehrter Kegel, spezial Inverted Cone, special Cône renversé, spécial Cono invertido, especial				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		1.5	2
ISO	Ø 1/10 mm		040	050
Order No.			3/5	3/5
○ HP	810.104. ...		040	050
● HP	EF 810.104. ...			
● HP	F 810.104. ...			
● HP	G 810.104. ...			
● HP	SG 810.104. ...			

HP 104 812				
Umgekehrter Kegel, spezial Inverted Cone, special Cône renversé, spécial Cono invertido, especial				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm		1.5	2
ISO	Ø 1/10 mm		040	050
Order No.			3/5	3/5
○ HP	812.104. ...		040	050
● HP	EF 812.104. ...			
● HP	F 812.104. ...			
● HP	G 812.104. ...			
● HP	SG 812.104. ...			

			HP 104 815			
Rad Wheel Roue Rueda						
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	0.7		
ISO			Ø 1/10 mm	018		
Order No.				3/5		
	HP	815.104. ...		018		
	HP EF	815.104. ...				
	HP F	815.104. ...		018		
	HP G	815.104. ...		018		
	HP SG	815.104. ...				

			HP 104 818				
Rad Wheel Roue Rueda							
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	1	1	1	
ISO			Ø 1/10 mm	033	040	050	
Order No.				3/5	3/5	3/5	
	HP	818.104. ...		033	040	050	
	HP EF	818.104. ...					
	HP F	818.104. ...					
	HP G	818.104. ...					
	HP SG	818.104. ...					

			HP 104 820			
Rad Wheel Roue Rueda						
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	2	2	
ISO			Ø 1/10 mm	040	050	
Order No.				3/5	3/5	
	HP	820.104. ...		040	050	
	HP EF	820.104. ...				
	HP F	820.104. ...				
	HP G	820.104. ...				
	HP SG	820.104. ...				


			HP 104 909				
Rad Wheel Roue Rueda							
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	0.8	1.5	2	
ISO			Ø 1/10 mm	033	040	050	
Order No.				3/5	3/5	3/5	
	HP	909.104. ...		033	040	050	
	HP EF	909.104. ...					
	HP F	909.104. ...					
	HP G	909.104. ...					
	HP SG	909.104. ...					


	Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10µ ISO No. 494
	Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15µ ISO No. 504
	Fein / fine / fin / fino	46µ ISO No. 514
	Mittel / medium / moyen / medio	91µ-107µ ISO No. 524
	Grob / coarse / grossiere / grueso	126µ ISO No. 534
	Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151µ ISO No. 544

	Verblend und Keramiktechnik Veneering and ceramic technique Technique de recouvrement et de céramique Revestimiento y técnica cerámica		Kunststofftechnik Acrylic technology Technique acrylique Técnica acrílica		Kein Anpressdruck verwenden Do not apply contact pressure Ne pas appliquer de pression de contact No aplicar presión de contacto
	Kronen und Brückentechnik Crown and bridge technique Technique de la couronne et du pont Técnica de coronas y puentes		Modellgusstechnik Model casting technique Technique de moulage de modèles Técnica de fundición de modelos		Okkusalbearbeitung Adjusting Occlusal surfaces Ajustement des surfaces occlusales Ajuste de las superficies oclusales

			HP 104 825							
Linse Lens Lentille Lente										
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	0.8	0.9	1.1	1.5	1	1	
ISO			Ø 1/10 mm	018	025	040	050	065	100	
Order No.				3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	1	
	HP	825.104. ...		018	025	040	050	065	100	
	HP EF	825.104. ...								
	HP F	825.104. ...		018				065	100	
	HP G	825.104. ...			025			065	100	
	HP SG	825.104. ...								

			HP 104 826			
Linse, Hals belegt Lens, coated neck Lentille, cou enduit Lente, cuello recubierto						
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	3		
ISO			Ø 1/10 mm	018		
Order No.				3/5		
	HP	826.104. ...		018		
	HP EF	826.104. ...				
	HP F	826.104. ...				
	HP G	826.104. ...				
	HP SG	826.104. ...				

										
HP 104 835 Zylinder flach, kurzer Kopf Cylinder flat, short head Cylindre plat, tête courte Cilindro plano, cabeza corta										
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	4	4	4	4	4	4	5
ISO			Ø 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	021
Order No.				3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5
○ HP			835.104. ...	008	009	010	012	014	016	021
● HP EF			835.104. ...							
● HP F			835.104. ...	008		010	012	014	016	021
● HP G			835.104. ...	008		010	012	014	016	021
● HP SG			835.104. ...							

			HP 104 836 Zylinder flach Cylinder flat Cylindre plat Cilindro plano			
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	6		
ISO			Ø 1/10 mm	025		
Order No.				3/5		
○ HP			836.104. ...	025		
● HP EF			836.104. ...			
● HP F			836.104. ...			
● HP G			836.104. ...			
● HP SG			836.104. ...			



HP 104


837

Zylinder flach


Cylinder flat


Cylindre plat

Cilindro plano



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	7	8	8	7
ISO	Ø 1/10 mm	016	025	033	050
Order No.		3/5	3/5	3/5	3/5
○ HP	837.104. ...	016	025	033	050
● HP EF	837.104. ...				
● HP F	837.104. ...			033	
● HP G	837.104. ...			033	050
● HP SG	837.104. ...				

			HP 104 A837 Zylinder flach, spezial Cylinder flat, special Cylindre plat, spécial Cilindro plano, especial			
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	7		
ISO			Ø 1/10 mm	050		
Order No.				3/5		
○ HP			A837.104. ...	050		
● HP EF			A837.104. ...			
● HP F			A837.104. ...			
● HP G			A837.104. ...			
● HP SG			A837.104. ...			

			HP 104 839 Zylinder flach, spezial Cylinder flat, special Cylindre plat, spécial Cilindro plano, especial			
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	7		
ISO			Ø 1/10 mm	050		
Order No.				3/5		
○ HP			839.104. ...	050		
● HP EF			839.104. ...			
● HP F			839.104. ...			
● HP G			839.104. ...			
● HP SG			839.104. ...			

			HP 104 840			
Zylinder flach, langer Kopf Cylinder flat, long head Cylindre plat, tête longue Cilindro plano, cabeza larga						
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	9		
ISO			Ø 1/10 mm	040		
Order No.						
	HP	840.104. ...		040		070
	HP EF	840.104. ...				
	HP F	840.104. ...				
	HP G	840.104. ...				070
	HP SG	840.104. ...				

			HP 104 A840 Zylinder flach, langer Kopf, spezial Cylinder flat, long head, special Cylindre plat, tête longue, spécial Cilindro plano, cabeza larga, especial			
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	9		
ISO			Ø 1/10 mm	070		
Order No.				1/3/5		
○ HP			A840.104. ...	070		
● HP EF			A840.104. ...			
● HP F			A840.104. ...			
● HP G			A840.104. ...			
● HP SG			A840.104. ...			

HP 104 845									
Kegel flach, kurzer Kopf Cone flat, short head Cône plat, tête courte Cono plano, cabeza corta									
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	4	4	4	4	4	5
ISO			Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016	018
Order No.				3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5
	HP	845.104. ...		008	010	012	014	016	018
	HP EF	845.104. ...							
	HP F	845.104. ...							
	HP G	845.104. ...							
	HP SG	845.104. ...							

HP 104 847			
Kegel flach Cone flat Cône plat Cono plano			
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	7
ISO		Ø 1/10 mm	025
Order No.			3/5
☐	HP	847.104. ...	025
☐	HP EF	847.104. ...	
☐	HP F	847.104. ...	
☐	HP G	847.104. ...	033
☐	HP SG	847.104. ...	

HP 104 848						
Kegel flach, langer Kopf Cone flat, long head Cône plat, tête longue Cono plano, cabeza larga						
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	10	10	9
ISO			Ø 1/10 mm	018	031	040
Order No.				3/5	3/5	3/5
	HP	848.104. ...		018	031	040
	HP EF	848.104. ...				
	HP F	848.104. ...		018		
	HP G	848.104. ...		018	031	040
	HP SG	848.104. ...				

HP 104 A848			
Kegel flach, langer Kopf Cone flat, long head Cône plat, tête longue Cono plano, cabeza larga			
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm	9
ISO		Ø 1/10 mm	040
Order No.			3/5
	HP	A848.104. ...	040
	HP EF	A848.104. ...	
	HP F	A848.104. ...	
	HP G	A848.104. ...	
	HP SG	A848.104. ...	

HP 104 854				
Kegel flach Cone flat Cône plat Cono plano				
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	8
ISO			Ø 1/10 mm	050
Order No.				3/5
○	HP	854.104. ...		050
●	HP EF	854.104. ...		
●	HP F	854.104. ...		
●	HP G	854.104. ...		
●	HP SG	854.104. ...		

HP 104 A854				
Kegel flach Cone flat Cône plat Cono plano				
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	8
ISO			Ø 1/10 mm	050
Order No.				3/5
○	HP	A854.104. ...		050
●	HP EF	A854.104. ...		
●	HP F	A854.104. ...		
●	HP G	A854.104. ...		
●	HP SG	A854.104. ...		



HP 104 849									
Kegel rund, kurzer Kopf Cone round, short head Cône rond, tête courte Cono redonda, cabeza corta									
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	4	4	4	4	4	4
ISO			Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016	018
Order No.				3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5
○	HP	849.104. ...		008	010	012	014	016	018
●	HP EF	849.104. ...							
●	HP F	849.104. ...		008	010	012	014	016	018
●	HP G	849.104. ...		008	010	012	014	016	018
●	HP SG	849.104. ...							018

HP 104 856				
Kegel rund Cone round Cône rond Cono redonda				
Kopf / Head / Tête / Cabeza			L mm	7
ISO			Ø 1/10 mm	016
Order No.				3/5
○	HP	856.104. ...		016
●	HP EF	856.104. ...		
●	HP F	856.104. ...		
●	HP G	856.104. ...		
●	HP SG	856.104. ...		


HP 104 850 Kegel rund, langer Kopf Cone round, long head Cône rond, tête longue Cono redonda, cabeza larga															
Kopf / Head / Tête / Cabeza				L mm	10	10	10	10	10	10	9	9	8		
ISO				Ø 1/10 mm	012	014	016	018	021	025	033	040	050		
Order No.					3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5		
○	HP	850.104. ...			012	014	016	018	021	025	033	040	050		
●	HP EF	850.104. ...													
●	HP F	850.104. ...			012	014	016	018	021	025					
●	HP G	850.104. ...			012	014	016	018	021	025					
●	HP SG	850.104. ...				014		018							

HP 104							
850L							
Kegel rund, extra langer Kopf							
Cone round, extra long head							
Cône rond, tête extra longue							
Cono redonda, cabeza extra larga							
Kopf / Head / Tête / Cabeza				L mm		13	
ISO				Ø 1/10 mm		031	
Order No.						3/5	
	HP	850L.104. ...					031
	HP EF	850L.104. ...					031
	HP F	850L.104. ...					031
	HP G	850L.104. ...					031
	HP SG	850L.104. ...					031

○	Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10µ	ISO No. 494
●	Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15µ	ISO No. 504
●	Fein / fine / fin / fino	46µ	ISO No. 514
○	Mittel / medium / moyen / medio	91µ-107µ	ISO No. 524
●	Grob / coarse / grossiere / grueso	126µ	ISO No. 534
●	Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151µ	ISO No. 544


											
HP 104											
852											
Kegel spitz											
Cone pointed											
Cône pointue											
Cono puntiagudo											
Kopf / Head / Tête / Cabeza		L mm		4		6		7		9	
ISO		Ø 1/10 mm		010		023		037		050	
Order No.				3/5		3/5		3/5		3/5	
	HP	852.104. ...		010	023	037	050				
	HP EF	852.104. ...									
	HP F	852.104. ...									
	HP G	852.104. ...									
	HP SG	852.104. ...									

HP 104					
858					
Nadel spitz, langer Kopf					
Needle pointed, long head					
Aiguille pointue, tête longue					
Aguja puntiagudo, cabeza larga					
Kopf / Head / Tête / Cabeza				L mm	8
ISO				Ø 1/10 mm	012
Order No.					3/5
○	HP	858.104. ...			012
●	HP EF	858.104. ...			016
●	HP F	858.104. ...			012
●	HP G	858.104. ...			016
●	HP SG	858.104. ...			012


															
HP 104 859 Nadel spitz, langer Kopf Needle pointed, long head Aiguille pointue, tête longue Aguja puntiagudo, cabeza larga															
Kopf / Head / Tête / Cabeza				L mm	10	10	11								
ISO				Ø 1/10 mm	014	018	025								
Order No.					3/5	3/5	3/5								
○	HP	859.104. ...			014	018	025								
○	HP EF	859.104. ...			014										
●	HP F	859.104. ...			014	018									
●	HP G	859.104. ...			014	018									
●	HP SG	859.104. ...													


			
HP 104 366			
Knospe Bud Pointed Bouton Brote			
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	1.8	2.5
ISO	Ø 1/10 mm	012	016
Order No.		3/5	3/5
○ HP	366.104. ...	012	016
● HP EF	366.104. ...		
● HP F	366.104. ...	012	016
● HP G	366.104. ...	012	016
● HP SG	366.104. ...		

			
HP 104 368			
Knospe Bud Pointed Bouton Brote			
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	5	
ISO	Ø 1/10 mm	023	
Order No.		3/5	
○ HP	368.104. ...	023	
● HP EF	368.104. ...	023	
● HP F	368.104. ...	023	
● HP G	368.104. ...		
● HP SG	368.104. ...		

				
HP 104 379				
Ei-Form Egg Shape Forme d'œuf Forma de huevo				
Kopf / Head / Tête / Cabeza		3	3.5	4.5
ISO Ø 1/10 mm		014	018	023
Order No.		3/5	3/5	3/5
 HP	379.104. ...	014	018	023
 HP EF	379.104. ...	014		023
 HP F	379.104. ...	014	018	023
 HP G	379.104. ...	014	018	023
 HP SG	379.104. ...	014	018	023

			
HP 104 890			
Flamme, kurz Flame, short Flamme, courte Llama, corta			
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	3.5	
ISO	Ø 1/10 mm	016	
Order No.		3/5	
○ HP	890.104. ...	016	
● HP EF	890.104. ...	016	
● HP F	890.104. ...	016	
● HP G	890.104. ...		
● HP SG	890.104. ...		

					
HP 104					
860					
Flamme, kurz Flame, short Flamme, courte Llama, corta					
					
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	4	5	5	5
ISO	Ø 1/10 mm	010	012	014	016
Order No.		3/5	3/5	3/5	3/5
 HP	860.104. ...	010	012	014	016
 HP EF	860.104. ...				
 HP F	860.104. ...	010	012	014	014
 HP G	860.104. ...	010	012	014	014
 HP SG	860.104. ...	010			

				
HP 104				
862				
Flamme				
Flame				
Flamme				
Llama				
Kopf / Head / Tête / Cabeza		8		
ISO		Ø 1/10 mm		
		010		
Order No.		3/5		
○ HP 862.104. ...		010		
● HP EF 862.104. ...		012		
● HP F 862.104. ...		014		
● HP G 862.104. ...		010		
● HP SG 862.104. ...		012		
		014		

HP 104	
863	
Flamme, langer Kopf Flame, long head Flamme, tête longue Llama, cabeza larga	
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
○ HP 863.104. ...	010
● HP EF 863.104. ...	010
● HP F 863.104. ...	010
● HP G 863.104. ...	010
● HP SG 863.104. ...	

10 010	10 012	10 014	10 016	10 018	10 021	10 023	10 025	10 025
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5
010	012	014	016	018	021	023	025	025

HP 104
A863

Flamme, spezial
Flame, special
Flamme, spécial
Llama, especial

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 6.5
ISO Ø 1/10 mm 016

Order No. 3/5

○	HP	A863.104. ...	016
●	HP EF	A863.104. ...	
●	HP F	A863.104. ...	016
●	HP G	A863.104. ...	016
●	HP SG	A863.104. ...	016

 Verblend und Keramiktechnik Veneering and ceramic technique Technique de recouvrement et de céramique Revestimiento y técnica cerámica	 Kunststofftechnik Acrylic technology Technique acrylique Técnica acrílica	 Kein Anpressdruck verwenden Do not apply contact pressure Ne pas appliquer de pression de contact No aplicar presión de contacto
 Kronen und Brückentechnik Crown and bridge technique Technique de la couronne et du pont Técnica de coronas y puentes	 Modellgusstechnik Model casting technique Technique de moulage de modèles Técnica de fundición de modelos	 Okkusalbearbeitung Adjusting Occlusal surfaces Ajustement des surfaces occlusales Ajuste de las superficies oclusales

○ Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10µ ISO No. 494
● Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15µ ISO No. 504
● Fein / fine / fin / fino	46µ ISO No. 514
○ Mittel / medium / moyen / medio	91µ-107µ ISO No. 524
● Grob / coarse / grossiere / grueso	126µ ISO No. 534
● Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151µ ISO No. 544

HP 104
868

Torpedo
Torpedo
Torpille
Torpedo

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 8
ISO Ø 1/10 mm 012

Order No. 3/5

○	HP	868.104. ...	012
●	HP EF	868.104. ...	
●	HP F	868.104. ...	012
●	HP G	868.104. ...	012
●	HP SG	868.104. ...	012

HP 104
869

Torpedo, langer Kopf
Torpedo, long head
Torpille, tête longue
Torpedo, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 10
ISO Ø 1/10 mm 014

Order No. 3/5

○	HP	869.104. ...	014
●	HP EF	869.104. ...	
●	HP F	869.104. ...	
●	HP G	869.104. ...	014
●	HP SG	869.104. ...	

HP 104
892L

Torpedo lang, extra langer Kopf
Torpedo long, extra long head
Torpille longue, tête extra longue
torpedo larga, cabeza extra larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 15
ISO Ø 1/10 mm 020

Order No. 3/5

○	HP	892L.104. ...	020
●	HP EF	892L.104. ...	
●	HP F	892L.104. ...	020
●	HP G	892L.104. ...	020
●	HP SG	892L.104. ...	020

HP 104
881

Zylinder rund
Cylinder round
Cylindre rond
Cilindro redonda

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 7 8 9
ISO Ø 1/10 mm 016 025 040

Order No. 3/5 3/5 3/5

○	HP	881.104. ...	016	025	040
●	HP EF	881.104. ...			
●	HP F	881.104. ...			
●	HP G	881.104. ...	016	025	
●	HP SG	881.104. ...			

HP 104
881L

Zylinder rund, extra langer Kopf
Cylinder round, extra long head
Cylindre rond, tête extra longue
Cilindro redonda, cabeza extra larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 12
ISO Ø 1/10 mm 018

Order No. 3/5

○	HP	881L.104. ...	018
●	HP EF	881L.104. ...	
●	HP F	881L.104. ...	018
●	HP G	881L.104. ...	018
●	HP SG	881L.104. ...	018

HP-Trimmers


**HP 104
511**

Granate rund, extra langer Kopf
Grenade, extra long head
Grenade rond, tête extra longue
Granada redonda, cabeza extra larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 19
ISO Ø 1/10 mm 110

Order No. 1

○	HP	511.104. ...	110
●	HP EF	511.104. ...	
●	HP F	511.104. ...	
●	HP G	511.104. ...	110
●	HP SG	511.104. ...	




**HP 104
501**

Granate rund, extra langer Kopf
Grenade, extra long head
Grenade rond, tête extra longue
Granada redonda, cabeza extra larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 16
ISO Ø 1/10 mm 080

Order No. 1/3/5

○	HP	501.104. ...	080
●	HP EF	501.104. ...	
●	HP F	501.104. ...	
●	HP G	501.104. ...	080
●	HP SG	501.104. ...	




**HP 104
507**

Kegel rund, extra langer Kopf
Cone round, extra long head
Cône rond, tête extra longue
Cono redonda, cabeza extra larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 16
ISO Ø 1/10 mm 080

Order No. 1/3/5

○	HP	507.104. ...	080
●	HP EF	507.104. ...	
●	HP F	507.104. ...	
●	HP G	507.104. ...	080
●	HP SG	507.104. ...	




**HP 104
503**

Kegel flach, extra langer Kopf
Cone flat, extra long head
Cône plat, tête extra longue
Cono plano, cabeza extra larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 19
ISO Ø 1/10 mm 060

Order No. 1/3/5

○	HP	503.104. ...	060
●	HP EF	503.104. ...	
●	HP F	503.104. ...	
●	HP G	503.104. ...	060
●	HP SG	503.104. ...	




**HP 104
503R**

Kegel rund, extra langer Kopf
Cone round, extra long head
Cône rond, tête extra longue
Cono redonda, cabeza extra larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 19
ISO Ø 1/10 mm 060

Order No. 1/3/5

○	HP	503R.104. ...	060
●	HP EF	503R.104. ...	
●	HP F	503R.104. ...	
●	HP G	503R.104. ...	060
●	HP SG	503R.104. ...	




**HP 104
606**

Kegel rund, langer Kopf
Cone round, long head
Cône rond, tête longue
Cono redonda, cabeza larga

Kopf / Head / Tête / Cabeza L mm 12
ISO Ø 1/10 mm 045

Order No. 3/5

○	HP	606.104. ...	045
●	HP EF	606.104. ...	
●	HP F	606.104. ...	
●	HP G	606.104. ...	045
●	HP SG	606.104. ...	




	
HP 104 502	
Birne, lang Kopf Pear, long head Poire, tête longue Pera, cabeza larga	
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
○ HP	502.104. ...
● HP EF	502.104. ...
● HP F	502.104. ...
● HP G	502.104. ...
● HP SG	502.104. ...




	
HP 104 605	
Birne Pear Poire Pera	
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
○ HP	605.104. ...
● HP EF	605.104. ...
● HP F	605.104. ...
● HP G	605.104. ...
● HP SG	605.104. ...




	
HP 104 505	
Knospe rund Bud round Bouton rond Brote redondo	
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
○ HP	505.104. ...
● HP EF	505.104. ...
● HP F	505.104. ...
● HP G	505.104. ...
● HP SG	505.104. ...



	
HP 104 602	
Knospe rund Bud round Bouton rond Brote redondo	
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
○ HP	602.104. ...
● HP EF	602.104. ...
● HP F	602.104. ...
● HP G	602.104. ...
● HP SG	602.104. ...




	
HP 104 642	
Knospe Bud Bouton Brote	
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
○ HP	642.104. ...
● HP EF	642.104. ...
● HP F	642.104. ...
● HP G	642.104. ...
● HP SG	642.104. ...




	
HP 104 643	
Knospe Bud Bouton Brote	
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
○ HP	643.104. ...
● HP EF	643.104. ...
● HP F	643.104. ...
● HP G	643.104. ...
● HP SG	643.104. ...



	
HP 104 601	
Knospe Bud Bouton Brote	
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
○ HP	601.104. ...
● HP EF	601.104. ...
● HP F	601.104. ...
● HP G	601.104. ...
● HP SG	601.104. ...



	
HP 104 506	
Knospe Bud Bouton Brote	
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO	Ø 1/10 mm
Order No.	
○ HP	506.104. ...
● HP EF	506.104. ...
● HP F	506.104. ...
● HP G	506.104. ...
● HP SG	506.104. ...



		HP 104 645		
Flamme Flame Flamme Llama				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	8		
ISO	Ø 1/10 mm	033		
Order No.		3/5		
 HP	645.104. ...	033		
 HP EF	645.104. ...			
 HP F	645.104. ...			
 HP G	645.104. ...			
 HP SG	645.104. ...			



		HP 104 646		
Flamme Flame Flamme Llama				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	10		
ISO	Ø 1/10 mm	040		
Order No.		3/5		
 HP	646.104. ...	040		
 HP EF	646.104. ...			
 HP F	646.104. ...			
 HP G	646.104. ...			
 HP SG	646.104. ...			



		HP 104 603		
Ei - Form Egg Shape Forme d'œuf Forma de huevo				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	9.5		
ISO	Ø 1/10 mm	050		
Order No.		3/5		
 HP	603.104. ...	050		
 HP EF	603.104. ...			
 HP F	603.104. ...			
 HP G	603.104. ...	050		
 HP SG	603.104. ...			



 Ultra fein / ultra fine / ultra fin / ultra fino	10µ ISO No. 494
 Extra fein / extra fine / extra fin / extra fino	15µ ISO No. 504
 Fein / fine / fin / fino	46µ ISO No. 514
 Mittel / medium / moyen / medio	91µ-107µ ISO No. 524
 Grob / coarse / grossiere / grueso	126µ ISO No. 534
 Sehr grob / very coarse / très grossier / muy gruesa	151µ ISO No. 544

		HP 104 644		
Zylinder rund Cylinder round Cylindre rond Cilindro redondo				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	5.5		
ISO	Ø 1/10 mm	033		
Order No.		3/5		
 HP	644.104. ...	033		
 HP EF	644.104. ...			
 HP F	644.104. ...			
 HP G	644.104. ...			
 HP SG	644.104. ...			



		HP 104 604		
Zylinder rund Cylinder round Cylindre rond Cilindro redondo				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	9.5		
ISO	Ø 1/10 mm	050		
Order No.		3/5		
 HP	604.104. ...	050		
 HP EF	604.104. ...			
 HP F	604.104. ...			
 HP G	604.104. ...	050		
 HP SG	604.104. ...			



		HP 104 641		
Kugel Round Boule Bola				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	042		
ISO	Ø 1/10 mm	042		
Order No.		3/5		
 HP	641.104. ...	042		
 HP EF	641.104. ...			
 HP F	641.104. ...			
 HP G	641.104. ...			
 HP SG	641.104. ...			




		HP 104 504		
Kugel Round Boule Bola				
Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm	070		
ISO	Ø 1/10 mm	070		
Order No.		1/3/5		
 HP	504.104. ...	070		
 HP EF	504.104. ...			
 HP F	504.104. ...			
 HP G	504.104. ...	070		
 HP SG	504.104. ...			



HP Mandrell

HP 104

HP Mandrell standard
HP Mandrell standard
PM Mandrell standard
PM Mandrell Estándar




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO Ø 1/10 mm	050
Order No.	5/10/100
HP 4007.104. ...	050

Standard Beilagescheiben dick
Standard washer thick
Rondelle standard épaisse
Arandela estándar gruesa




Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO Ø 1/10 mm	050
Order No.	10/100
4000.. ...	050

Metall Beilagescheiben dünn
Metall washer thinn
Rondelle métallique mince
Arandela metálica fina



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO Ø 1/10 mm	075
Order No.	10/100
4001.. ...	075


Flansch flach
Flange flat
Bride plate
Brida plana



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO Ø 1/10 mm	140
Order No.	10/100
4002.. ...	

HP 104


HP Mandrell mittel, Flansch verstärkt
HP Mandrell medium, flange reinforced
Mandrin PM moyen, bride renforcée
Mandril mediano PM, brida reforzada



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO Ø 1/10 mm	080
Order No.	5/10/100
HP 4029.104. ...	080


HP 104

HP Mandrell gross, Flansch verstärkt
HP Mandrell great, flange reinforced
Mandrin PM grand, bride renforcée
Mandril grande PM, brida reforzada



Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO Ø 1/10 mm	140
Order No.	5/10/100
HP 4007.104. ...	140

Verstärkter Flansch gross
Reinforced flange large
Bride renforcée large
Brida reforzada larga








Kopf / Head / Tête / Cabeza	L mm
ISO Ø 1/10 mm	140
Order No.	10/100
4003.. ...	140


HP-Wheels

	
HP 104 926	
Scheibe starr Disc rigid Disque rigide Disco rígido	
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm	1.7
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ	120
ISO Ø 1/10 mm	
Order No.	1
○ HP 926.104. ...	120
● HP EF 926.104. ...	
● HP F 926.104. ...	
● HP G 926.104. ...	
● HP SG 926.104. ...	


	
HP 104 909	
Scheibe starr Disc rigid Disque rigide Disco rígido	
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm	3.5
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ	100
ISO Ø 1/10 mm	
Order No.	1
○ HP 909.104. ...	100
● HP EF 909.104. ...	
● HP F 909.104. ...	
● HP G 909.104. ...	
● HP SG 909.104. ...	

							
HP 104 901							
Scheibe starr Disc rigid Disque rigide Disco rígido							
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ	100	130	130	130	130	130	130
ISO Ø 1/10 mm							
Order No.	1	1	1	1	1	1	1
○ HP 901.104. ...	100	130	130	130	130	130	130
● HP EF 901.104. ...							
● HP F 901.104. ...							
● HP G 901.104. ...							
● HP SG 901.104. ...							


	
HP 104 902	
Scheibe starr Disc rigid Disque rigide Disco rígido	
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm	3.0
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ	130
ISO Ø 1/10 mm	
Order No.	1
○ HP 902.104. ...	130
● HP EF 902.104. ...	
● HP F 902.104. ...	
● HP G 902.104. ...	
● HP SG 902.104. ...	

	
HP 104 909	
Scheibe starr Disc rigid Disque rigide Disco rígido	
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm	2.0
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ	130
ISO Ø 1/10 mm	
Order No.	1
○ HP 909.104. ...	130
● HP EF 909.104. ...	
● HP F 909.104. ...	
● HP G 909.104. ...	
● HP SG 909.104. ...	


HP-Minidisks

 HP 104 943 Mini - Scheiben Mini - Discs Mini - Disques Mini - Discos				
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing$ 1/10 mm		0.20 / 0.25  065	0.20 / 0.25  080	0.20 / 0.25  100
Order No.		1/3/5	1/3/5	1
 HP	943.104. ...	65	080	100
 HP EF	943.104. ...			
 HP F	943.104. ...			
 HP G	943.104. ...		080	100
 HP SG	943.104. ...			



 HP 104 D943 Mini - Scheiben Mini - Discs Mini - Disques Mini - Discos		
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing$ 1/10 mm		0.20 / 0.25  100
Order No.		1
 HP	D943.104. ...	100
 HP EF	D943.104. ...	
 HP F	D943.104. ...	
 HP G	D943.104. ...	100
 HP SG	D943.104. ...	







 HP 104 S943 Mini - Scheiben Mini - Discs Mini - Disques Mini - Discos			
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing$ 1/10 mm		0.20  080	0.20  100
Order No.		1/3/5	1
 HP	S943.104. ...	80	100
 HP EF	S943.104. ...		
 HP F	S943.104. ...		
 HP G	S943.104. ...		
 HP SG	S943.104. ...		



Standardscheibe mit Dicke 0,35 - 0,45 mm inklusive Standard Diamantierung. Zentriert und mit poliertem Stahl.
Standard Disc with thickness 0,35 - 0,45 mm including standard diamond coating. Centred and polished steel.
Disque standard d'une épaisseur de 0,35 à 0,45 mm avec revêtement diamanté standard. Acier centré et poli.
Disco estándar de 0,35 a 0,45 mm de grosor con recubrimiento de diamante estándar. Acero centrado y pulido.





HP - Discs Standard







 HP 104 D916 Standard - Scheiben starr Standard - Discs rigid Standard - Disques rigide Estándar - Discos rígidos Discs : Dicke / Thickness / Epaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm			
			
	O= O=91µ O=	O= O=91µ O=	O= O=91µ O=
	0.45 160	0.45 190	0.45 220
Order No.	1	1	1
○ HP D916.104. ...	160	190	220
● HP EF D916.104. ...			
● HP F D916.104. ...			
● HP G D916.104. ...			
● HP SG D916.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
○ HP D916.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF D916.104. ...			
● HP F D916.104. ...			
● HP G D916.104. ...			
● HP SG D916.104. ...			



In Standarddiamantkörnung, für das Trennen und Konturieren.
In standard diamond grit, for cutting and contouring.
En grain de diamant standard, pour la coupe et le modelage.
Grano de diamante estándar, para cortar y modelar.



 HP 104 916 Standard - Scheiben starr Standard - Discs rigid Standard - Disques rigide Estándar - Discos rígidos Discs : Dicke / Thickness / Epaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm			
			
	O= O=91µ O=	O= O=91µ O=	O= O=91µ O=
	0.35 160	0.35 190	0.35 220
Order No.	1	1	1
○ HP 916.104. ...	160	190	220
● HP EF 916.104. ...			
● HP F 916.104. ...			
● HP G 916.104. ...			
● HP SG 916.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
○ HP 916.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF 916.104. ...			
● HP F 916.104. ...			
● HP G 916.104. ...			
● HP SG 916.104. ...			







 HP 104 917 Standard - Scheiben starr Standard - Discs rigid Standard - Disques rigide Estándar - Discos rígidos Discs : Dicke / Thickness / Epaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm			
			
	O= O=91µ O=	O= O=91µ O=	O= O=91µ O=
	0.35 160	0.35 190	0.35 220
Order No.	1	1	1
○ HP 917.104. ...	160	190	220
● HP EF 917.104. ...			
● HP F 917.104. ...			
● HP G 917.104. ...			
● HP SG 917.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
○ HP 917.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF 917.104. ...			
● HP F 917.104. ...			
● HP G 917.104. ...			
● HP SG 917.104. ...			

 HP 104 D910 Standard - Scheiben starr Standard - Discs rigid Standard - Disques rigide Estándar - Discos rígidos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing$ 1/10 mm		 O= O=91μ O=
		0.45 220
Order No.		1
○ HP D910.104. ...		220
● HP EF D910.104. ...		
● HP F D910.104. ...		
● HP G D910.104. ...		
● HP SG D910.104. ...		
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill		
○ HP D910.104. ...		220 umtd
● HP EF D910.104. ...		
● HP F D910.104. ...		
● HP G D910.104. ...		
● HP SG D910.104. ...		







 **In Standarddiamantkörnung für das Vorseparieren und Konturieren.**
In standard diamond grit for pre-separating and contouring.
En grain de diamant standard pour la pré-séparation et le contournage.
Grano de diamante estándar para separación previa y contorneado.





 HP 104 910 Standard - Scheiben starr Standard - Discs rigid Standard - Disques rigide Estándar - Discos rígidos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing$ 1/10 mm		 O= O=91μ O=	 O= O=91μ O=	 O= O=91μ O=
		0.45 160	0.45 190	0.45 220
Order No.		1	1	1
○ HP 910.104. ...		160	190	220
● HP EF 910.104. ...				
● HP F 910.104. ...				
● HP G 910.104. ...				
● HP SG 910.104. ...				
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill				
○ HP 910.104. ...		160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF 910.104. ...				
● HP F 910.104. ...				
● HP G 910.104. ...				
● HP SG 910.104. ...				



 **In Standarddiamantkörnung und Perforiert für das Vortrennen, Vorschleifen und Konturieren.**
In standard diamond grit and perforated for pre-cutting, pre-grinding and contouring.
En grain de diamant standard et perforé pour le prédécoupage, le prépolissage et le contournage.
Grano de diamante estándar y perforado para precorte, rectificado y contorneado.





 HP 104 PD916 Standard - Scheiben starr Standard - Discs rigid Standard - Disques rigide Estándar - Discos rígidos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing$ 1/10 mm		 O= O=91μ O=	 O= O=91μ O=	 O= O=91μ O=
		0.45 160	0.45 190	0.45 220
Order No.		1	1	1
○ HP PD916.104. ...		160	190	220
● HP EF PD916.104. ...				
● HP F PD916.104. ...				
● HP G PD916.104. ...				
● HP SG PD916.104. ...				
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill				
○ HP PD916.104. ...		160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF PD916.104. ...				
● HP F PD916.104. ...				
● HP G PD916.104. ...				
● HP SG PD916.104. ...				







 HP 104 P916 Standard - Scheiben starr Standard - Discs rigid Standard - Disques rigide Estándar - Discos rígidos				
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing$ 1/10 mm		0.35 160	0.35 190	0.35 220
Order No.		1	1	1
○ HP P916.104. ...		160	190	220
● HP EF P916.104. ...				
● HP F P916.104. ...				
● HP G P916.104. ...				
● HP SG P916.104. ...				
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill				
○ HP P916.104. ...		160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF P916.104. ...				
● HP F P916.104. ...				
● HP G P916.104. ...				
● HP SG P916.104. ...				



In Standarddiamantkörnung und perforiert für das Vortrennen, Vorschleifen und Konturieren.
In standard diamond grit and perforated for pre-cutting, pre-grinding and contouring.
En grain de diamant standard et perforé pour le prédécoupage, le prépolissage et le contournage.
Grano de diamante estándar y perforado para precorte, rectificado y contorneado.

 HP 104 P917 Standard - Scheiben starr Standard - Discs rigid Standard - Disques rigide Estándar - Discos rígidos				
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing$ 1/10 mm		0.35 160	0.35 190	0.35 220
Order No.		1	1	1
○ HP P917.104. ...		160	190	220
● HP EF P917.104. ...				
● HP F P917.104. ...				
● HP G P917.104. ...				
● HP SG P917.104. ...				
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill				
○ HP P917.104. ...		160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF P917.104. ...				
● HP F P917.104. ...				
● HP G P917.104. ...				
● HP SG P917.104. ...				



 HP 104 P910 Standard - Scheiben starr Standard - Discs rigid Standard - Disques rigide Estándar - Discos rígidos				
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing$ 1/10 mm		0.45 160	0.45 190	0.45 220
Order No.		1	1	1
○ HP P910.104. ...		160	190	220
● HP EF P910.104. ...				
● HP F P910.104. ...				
● HP G P910.104. ...				
● HP SG P910.104. ...				
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill				
○ HP P910.104. ...		160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF P910.104. ...				
● HP F P910.104. ...				
● HP G P910.104. ...				
● HP SG P910.104. ...				



Alle Produkte sind
durchgehend in allen
Varianten & Mengen
erhältlich.

All products are
available
throughout in all
versions &
quantities.

Tous les produits
sont disponibles
dans toutes les
variantes et
quantités.

Todos los productos
están disponibles en
todas las
variedades y
cantidades.

 HP 104 920 Standard - Scheiben starr (einseitig) Standard - Discs rigid (one-sided) Standard - Disques rigide (unilatéral) Estándar - Discos rígidos (unilateral) Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\emptyset$ 1/10 mm			
Order No. ○ HP 920.104. ... ● HP EF 920.104. ... ● HP F 920.104. ... ● HP G 920.104. ... ● HP SG 920.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
○ HP 920.104. ... ● HP EF 920.104. ... ● HP F 920.104. ... ● HP G 920.104. ... ● HP SG 920.104. ...			







 Verblend und Keramiktechnik Veneering and ceramic technique Technique de recouvrement et de céramique Revestimiento y técnica cerámica	 Kunststofftechnik Acrylic technology Technique acrylique Técnica acrílica	 Kein Anpressdruck verwenden Do not apply contact pressure Ne pas appliquer de pression de contact No aplicar presión de contacto
 Kronen und Brückentechnik Crown and bridge technique Technique de la couronne et du pont Técnica de coronas y puentes	 Modellgusstechnik Model casting technique Technique de moulage de modèles Técnica de fundición de modelos	 Scheiben doppelseitig belegt Disc double sided Disque double face Disco de doble cara

 HP 104 D920 Standard - Scheiben starr (doppelseitig) Standard - Discs rigid (double-faced) Standard - Disques rigide (double-rostre) Estándar - Discos rígidos rígidos (doble-rostro) Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\emptyset$ 1/10 mm			
Order No. ○ HP D920.104. ... ● HP EF D920.104. ... ● HP F D920.104. ... ● HP G D920.104. ... ● HP SG D920.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
○ HP D920.104. ... ● HP EF D920.104. ... ● HP F D920.104. ... ● HP G D920.104. ... ● HP SG D920.104. ...			







Flex Scheibe mit der Dicke von 0,25 - 0,30 mm inklusive Standarddiamantierung. Zentriert und mit poliertem Stahl.
Flex disc with thickness of 0,25 - 0,30 mm including standard diamond coating. Centred and with polished steel.
Disque flexible d'une épaisseur de 0,25 à 0,30 mm avec revêtement diamanté standard. Centré et avec acier poli.
Disco flexible de 0,25 a 0,30 mm de espesor con recubrimiento de diamante estándar. Centrado y con acero pulido.

HP - Discs Flex





 HP 104 D918 Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm			
			
	O= O=76µ O=	O= O=76µ O=	O= O=76µ O=
	0.30 160	0.30 190	0.30 220
Order No.	1	1	1
○ HP D918.104. ...	160	190	220
● HP EF D918.104. ...			
● HP F D918.104. ...			
● HP G D918.104. ...			
● HP SG D918.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
○ HP D918.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF D918.104. ...			
● HP F D918.104. ...			
● HP G D918.104. ...			
● HP SG D918.104. ...			





In Standarddiamantkörnung, für das Trennen und Konturieren.
In standard diamond grit, for cutting and contouring.
En grain de diamant standard, pour la coupe et le modelage.
Grano de diamante estándar, para cortar y modelar.

 HP 104 918 Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm			
			
	O= O=76µ O=	O= O=76µ O=	O= O=76µ O=
	0.25 160	0.25 190	0.25 220
Order No.	1	1	1
○ HP 918.104. ...	160	190	220
● HP EF 918.104. ...			
● HP F 918.104. ...			
● HP G 918.104. ...			
● HP SG 918.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
○ HP 918.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF 918.104. ...			
● HP F 918.104. ...			
● HP G 918.104. ...			
● HP SG 918.104. ...			







 HP 104 919 Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm			
			
	O= O=76µ O=	O= O=76µ O=	O= O=76µ O=
	0.25 160	0.25 190	0.25 220
Order No.	1	1	1
○ HP 919.104. ...	160	190	220
● HP EF 919.104. ...			
● HP F 919.104. ...			
● HP G 919.104. ...			
● HP SG 919.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
○ HP 919.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF 919.104. ...			
● HP F 919.104. ...			
● HP G 919.104. ...			
● HP SG 919.104. ...			







																		
HP 104 D950		○ = ○ = 76µm ○ = ○ =																
Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos																		
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO 220		0.30  220																
<table border="1"><tr><td></td><td>Order No.</td><td></td></tr></table>		Order No.		<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1													
	Order No.																	
1																		
<table border="1"><tr><td>○</td><td>HP</td><td>D950.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP EF</td><td>D950.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP F</td><td>D950.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP G</td><td>D950.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP SG</td><td>D950.104. ...</td></tr></table>	○	HP	D950.104. ...	●	HP EF	D950.104. ...	●	HP F	D950.104. ...	●	HP G	D950.104. ...	●	HP SG	D950.104. ...	<table border="1"><tr><td>220</td></tr></table>	220	
○	HP	D950.104. ...																
●	HP EF	D950.104. ...																
●	HP F	D950.104. ...																
●	HP G	D950.104. ...																
●	HP SG	D950.104. ...																
220																		
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill																		
<table border="1"><tr><td>○</td><td>HP</td><td>D950.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP EF</td><td>D950.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP F</td><td>D950.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP G</td><td>D950.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP SG</td><td>D950.104. ...</td></tr></table>	○	HP	D950.104. ...	●	HP EF	D950.104. ...	●	HP F	D950.104. ...	●	HP G	D950.104. ...	●	HP SG	D950.104. ...	<table border="1"><tr><td>220 umtd</td></tr></table>	220 umtd	
○	HP	D950.104. ...																
●	HP EF	D950.104. ...																
●	HP F	D950.104. ...																
●	HP G	D950.104. ...																
●	HP SG	D950.104. ...																
220 umtd																		







In Standarddiamantkörnung und perforiert für das Vortrennen, Vorschleifen und Konturieren.
In standard diamond grit and perforated for pre-cutting, pre-grinding and contouring.
En grain de diamant standard et perforé pour le prédecoupage, le prépolissage et le contourage.
Grano de diamante estándar y perforado para precorte, rectificado y contorneado.

									
HP 104 D911				O=76µ		O=76µ		O=76µ	
Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos				O=76µ		O=76µ		O=76µ	
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm				0.30  160		0.30  190		0.30  220	
Order No.				1		1		1	
○ HP D911.104. ...				160		190		220	
● HP EF D911.104. ...									
● HP F D911.104. ...									
● HP G D911.104. ...									
● HP SG D911.104. ...									
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill									
○ HP D911.104. ...				160 umtd		190 umtd		220 umtd	
● HP EF D911.104. ...									
● HP F D911.104. ...									
● HP G D911.104. ...									
● HP SG D911.104. ...									







 HP 104 911  Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		 ○= ○=76µ ○= ○= ○=	 ○= ○=76µ ○= ○= ○=	 ○= ○=76µ ○= ○= ○=
Order No. 		1	1	1
○ HP 911.104. ...		160	190	220
● HP EF 911.104. ...				
● HP F 911.104. ...				
● HP G 911.104. ...				
● HP SG 911.104. ...				
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill				
○ HP 911.104. ...		160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF 911.104. ...				
● HP F 911.104. ...				
● HP G 911.104. ...				
● HP SG 911.104. ...				



									
HP 104 PD918 Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos				O= O=76μ O=		O= O=76μ O=		O= O=76μ O=	
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO Ø 1/10 mm				0.30  160		0.30  190		0.30  220	
Order No.				1		1		1	
○ HP PD918.104. ...				160		190		220	
● HP EF PD918.104. ...									
● HP F PD918.104. ...									
● HP G PD918.104. ...									
● HP SG PD918.104. ...									
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill									
○ HP PD918.104. ...				160 umtd		190 umtd		220 umtd	
● HP EF PD918.104. ...									
● HP F PD918.104. ...									
● HP G PD918.104. ...									
● HP SG PD918.104. ...									







In Standarddiamantkörnung, für das Trennen und Konturieren.
In standard diamond grit, for cutting and contouring.
En grain de diamant standard, pour la coupe et le modelage.
Grano de diamante estándar, para cortar y modelar.

 HP 104 P918  Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		 ○= ○=76µ ○= 0.25  160		 ○= ○=76µ ○= 0.25  190		 ○= ○=76µ ○= 0.25  220																
<table><tr><td>○</td><td>HP</td><td>P918.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP EF</td><td>P918.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP F</td><td>P918.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP G</td><td>P918.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP SG</td><td>P918.104. ...</td></tr></table>		○	HP	P918.104. ...	●	HP EF	P918.104. ...	●	HP F	P918.104. ...	●	HP G	P918.104. ...	●	HP SG	P918.104. ...	1		1		1	
○	HP	P918.104. ...																				
●	HP EF	P918.104. ...																				
●	HP F	P918.104. ...																				
●	HP G	P918.104. ...																				
●	HP SG	P918.104. ...																				
		160		190		220																





Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill					
○	HP	P918.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
●	HP EF	P918.104. ...			
●	HP F	P918.104. ...			
●	HP G	P918.104. ...			
●	HP SG	P918.104. ...			



 HP 104 P919 		 ○= ○=76μ ○= ○= ○= ○=	 ○= ○=76μ ○= ○= ○= ○=	 ○= ○=76μ ○= ○= ○= ○=																		
Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO Ø 1/10 mm		0.25  160	0.25  190	0.25  220																		
<table><tr><td></td><td>Order No.</td><td></td></tr><tr><td>○</td><td>HP P919.104. ...</td><td></td></tr><tr><td>●</td><td>HP EF P919.104. ...</td><td></td></tr><tr><td>●</td><td>HP F P919.104. ...</td><td></td></tr><tr><td>●</td><td>HP G P919.104. ...</td><td></td></tr><tr><td>●</td><td>HP SG P919.104. ...</td><td></td></tr></table>			Order No.		○	HP P919.104. ...		●	HP EF P919.104. ...		●	HP F P919.104. ...		●	HP G P919.104. ...		●	HP SG P919.104. ...		1 160	1 190	1 220
	Order No.																					
○	HP P919.104. ...																					
●	HP EF P919.104. ...																					
●	HP F P919.104. ...																					
●	HP G P919.104. ...																					
●	HP SG P919.104. ...																					
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill																						
<table><tr><td>○</td><td>HP P919.104. ...</td><td></td></tr><tr><td>●</td><td>HP EF P919.104. ...</td><td></td></tr><tr><td>●</td><td>HP F P919.104. ...</td><td></td></tr><tr><td>●</td><td>HP G P919.104. ...</td><td></td></tr><tr><td>●</td><td>HP SG P919.104. ...</td><td></td></tr></table>		○	HP P919.104. ...		●	HP EF P919.104. ...		●	HP F P919.104. ...		●	HP G P919.104. ...		●	HP SG P919.104. ...		160 umtd	190 umtd	220 umtd			
○	HP P919.104. ...																					
●	HP EF P919.104. ...																					
●	HP F P919.104. ...																					
●	HP G P919.104. ...																					
●	HP SG P919.104. ...																					





In Standarddiamantkörnung und perforiert für das Vortrennen, Vorschleifen und Konturieren.
In standard diamond grit and perforated for pre-cutting, pre-grinding and contouring.
En grain de diamant standard et perforé pour le prédécoupage, le prépolissage et le contournage.
Grano de diamante estándar y perforado para precorte, rectificado y contorneado.

									
HP 104 P911 Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos				○= ○=76μ ○=		○= ○=76μ ○=		○= ○=76μ ○=	
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO Ø 1/10 mm				0.30  160		0.30  190		0.30  220	
Order No.				1		1		1	
○ HP P911.104. ...				160		190		220	
○ HP EF P911.104. ...									
● HP F P911.104. ...									
● HP G P911.104. ...									
● HP SG P911.104. ...									
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill									
○ HP P911.104. ...				160 umtd		190 umtd		220 umtd	
○ HP EF P911.104. ...									
● HP F P911.104. ...									
● HP G P911.104. ...									
● HP SG P911.104. ...									





	Verblend und Keramiktechnik Veneering and ceramic technique Technique de recouvrement et de céramique Revestimiento y técnica cerámica		Kunststofftechnik Acrylic technology Technique acrylique Técnica acrílica		Kein Anpressdruck verwenden Do not apply contact pressure Ne pas appliquer de pression de contact No aplicar presión de contacto
	Kronen und Brückentechnik Crown and bridge technique Technique de la couronne et du pont Técnica de coronas y puentes		Modellgusstechnik Model casting technique Technique de moulage de modèles Técnica de fundición de modelos		Scheiben doppelseitig belegt Disc double sided Disque double face Disco de doble cara

Gezähnte Diamantscheibe in feiner und Standarddiamantkörnung für das Separieren von Keramik, Gips, Kunststoff und Verblendkunststoff.
Serrated diamond disc in fine and standard diamond grit for separating ceramics, plaster, plastic and veneering plastic.
Disque diamanté dentelé en grain fin et standard pour séparer la céramique, le plâtre, le plastique et le placage du plastique.
Disco de diamante dentado en grano fino y estándar para separar cerámica, yeso, plástico y chapa de plástico.



																				
HP 104 S911																				
Flex - Scheiben / gezähnt Flex - Discs / serrated Flex - Disques / dentelé Flex - Discos / dentados		 =  =46μ  =76μ  =																		
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing \frac{1}{10}$ mm		0.25 / 0.30  220																		
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Order No.</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>HP S911.104. ...</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>HP EF S911.104. ...</td><td>220</td></tr><tr><td></td><td>HP F S911.104. ...</td><td>220</td></tr><tr><td></td><td>HP G S911.104. ...</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP SG S911.104. ...</td><td></td></tr></tbody></table>			Order No.			HP S911.104. ...	1		HP EF S911.104. ...	220		HP F S911.104. ...	220		HP G S911.104. ...			HP SG S911.104. ...		
	Order No.																			
	HP S911.104. ...	1																		
	HP EF S911.104. ...	220																		
	HP F S911.104. ...	220																		
	HP G S911.104. ...																			
	HP SG S911.104. ...																			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill																				
<table border="1"><tbody><tr><td></td><td>HP S911.104. ...</td><td>220 umtd</td></tr><tr><td></td><td>HP EF S911.104. ...</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP F S911.104. ...</td><td>220 umtd</td></tr><tr><td></td><td>HP G S911.104. ...</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP SG S911.104. ...</td><td></td></tr></tbody></table>			HP S911.104. ...	220 umtd		HP EF S911.104. ...			HP F S911.104. ...	220 umtd		HP G S911.104. ...			HP SG S911.104. ...					
	HP S911.104. ...	220 umtd																		
	HP EF S911.104. ...																			
	HP F S911.104. ...	220 umtd																		
	HP G S911.104. ...																			
	HP SG S911.104. ...																			



In Standarddiamantkörnung für das Vorseparieren und Konturieren.
In standard diamond grit for pre-separating and contouring.
En grain de diamant standard pour la pré-séparation et le contournage.
Grano de diamante estándar para separación previa y contorneado.

					
HP 104 930					
Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos					
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur		mm		● = 76µ ○ = ○ =	
Korngröße / Grit size / Taille du grain		µ		0.30	
ISO		Ø 1/10 mm		 220	
Order No.				1	
○	HP	930.104. ...			
●	HP EF	930.104. ...			
●	HP F	930.104. ...			
●	HP G	930.104. ...		220	
●	HP SG	930.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar					
Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill					
○	HP	930.104. ...			
●	HP EF	930.104. ...			
●	HP F	930.104. ...			
●	HP G	930.104. ...		220 umtd	
●	HP SG	930.104. ...			



		
HP 104 931		
Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos		 = 76 µm  =  =
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		0.25  220
Order No.		1
	HP 931.104. ...	
	HP EF 931.104. ...	
	HP F 931.104. ...	
	HP G 931.104. ...	220
	HP SG 931.104. ...	
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill		
	HP 931.104. ...	
	HP EF 931.104. ...	
	HP F 931.104. ...	
	HP G 931.104. ...	220 umtd
	HP SG 931.104. ...	



Superflex



Sehr dünner Stahlträger mit einer Dicke von 0,15 - 0,20 mm inklusive der Diamantkörnung. Zentriert und mit poliertem Stahl.

Very thin steel beam with a thickness of 0,15 - 0,20 mm including the diamond grit. Centred and with polished steel.

Poutre en acier très mince d'une épaisseur de 0,15 à 0,20 mm, y compris le grain de diamant. Centrée et avec de l'acier poli.

Viga de acero muy fina, de 0,15 a 0,20 mm de espesor, con grano de diamante incluido. Centrada y con acero pulido.

HP 104 D914 Superflex - Scheiben Superflex - Discs Superflex - Disques Superflex - Discos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		0.20 160	0.20 190	0.20 220
Order No. ○ HP D914.104. ... ● HP EF D914.104. ... ● HP F D914.104. ... ● HP G D914.104. ... ● HP SG D914.104. ...		1	1	1
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill		160 umtd	190 umtd	220 umtd
○ HP D914.104. ... ● HP EF D914.104. ... ● HP F D914.104. ... ● HP G D914.104. ... ● HP SG D914.104. ...				

HP - Discs Superflex






HP 104 D912 Superflex - Scheiben Superflex - Discs Superflex - Disques Superflex - Discos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		0.15 160	0.15 190	0.15 220
Order No. ○ HP D912.104. ... ● HP EF D912.104. ... ● HP F D912.104. ... ● HP G D912.104. ... ● HP SG D912.104. ...		1	1	1
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill		160 umtd	190 umtd	220 umtd
○ HP D912.104. ... ● HP EF D912.104. ... ● HP F D912.104. ... ● HP G D912.104. ... ● HP SG D912.104. ...				



HP 104 D913 Superflex - Scheiben Superflex - Discs Superflex - Disques Superflex - Discos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		0.15 160	0.15 190	0.15 220
Order No. ○ HP D913.104. ... ● HP EF D913.104. ... ● HP F D913.104. ... ● HP G D913.104. ... ● HP SG D913.104. ...		1	1	1
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill		160 umtd	190 umtd	220 umtd
○ HP D913.104. ... ● HP EF D913.104. ... ● HP F D913.104. ... ● HP G D913.104. ... ● HP SG D913.104. ...				



In Standarddiamantkörnung für das Vorseparieren und Konturieren.
In standard diamond grit for pre-separating and contouring.
En grain de diamant standard pour la pré-séparation et le contournage.
Grano de diamante estándar para separación previa y contorneado.

			
Superflex - Scheiben Superflex - Discs Superflex - Disques Superflex - Discos		 =  = 46μ  =  =  =	 =  = 46μ  =  =
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO Ø 1/10 mm		0.20  190	0.20  220
Order No.		1	1
 HP 950.104. ...	190	220	
 HP EF 950.104. ...			
 HP F 950.104. ...			
 HP G 950.104. ...			
 HP SG 950.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
 HP 950.104. ...	190 umtd	220 umtd	
 HP EF 950.104. ...			
 HP F 950.104. ...			
 HP G 950.104. ...			
 HP SG 950.104. ...			



Flansch

Standard, grob und supergrobe Diamantkörnung für das Vorseparieren inklusiv zusätzlicher Stabilität durch den montierten Flansch.

Standard, coarse and super coarse diamond grit for pre-separation including additional stability due to the mounted flange.

Grains de diamant standard, grossier et super grossier pour la pré-séparation, une stabilité supplémentaire est assurée grâce à la bride montée.

Grano de diamante estándar, grueso y supergrueso para la separación previa, con estabilidad adicional gracias a la brida montada.

HP 104
V914

3 mm

Superflex - Scheiben (mit Flansch)
Superflex - Discs (with Flange)
Superflex - Disques (Avec bride)
Superflex - Discos (con borde)

Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ
ISO $\varnothing 1/10$ mm

● = 64 μ ○ = 46 μ ● = 75 μ
○ = ○ =

0.20 / 0.27

220

Order No.

1

○ HP V914.104. ...

220

● HP EF V914.104. ...

● HP F V914.104. ...

● HP G V914.104. ...

220

● HP SG V914.104. ...

220

Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar

Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill

○ HP V914.104. ...

220 umtd

● HP EF V914.104. ...

● HP F V914.104. ...

● HP G V914.104. ...

220 umtd





● HP SG V914.104. ...

220 umtd







 Verblend und Keramiktechnik Veneering and ceramic technique Technique de recouvrement et de céramique Revestimiento y técnica cerámica	 Kunststofftechnik Acrylic technology Technique acrylique Técnica acrílica	 Kein Anpressdruck verwenden Do not apply contact pressure Ne pas appliquer de pression de contact No aplicar presión de contacto
 Kronen und Brückentechnik Crown and bridge technique Technique de la couronne et de pont Técnica de coronas y puentes	 Modellgusstechnik Model casting technique Technique de moulage de modèles Técnica de fundición de modelos	 Scheiben doppelseitig belegt Disc double sided Disque double face Disco de doble cara





Standard, grob und supergrob Diamantkörnung für das Vorseparieren und Konturieren.
In standard, coarse and super coarse diamond grit for pre-separating and contouring.
En grain de diamant standard, grossier et super grossier pour la pré-séparation et le contourage.
En grano de diamante estándar, grueso y supergrueso para la separación previa y el contorneado.

 HP 104 914 																			
Superflex - Scheiben Superflex - Discs Superflex - Disques Superflex - Discos		●=64µm ○=46µm ●=75µm ○=	●=64µm ○=46µm ●=75µm ○=	●=64µm ○=46µm ●=75µm ○=															
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		0.20  160	0.20  190	0.20  220															
<table border="1"><tr><td></td><td>Order No.</td><td></td></tr></table>			Order No.		1	1	1												
	Order No.																		
<table border="1"><tr><td>○</td><td>HP</td><td>914.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP EF</td><td>914.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP F</td><td>914.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP G</td><td>914.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP SG</td><td>914.104. ...</td></tr></table>		○	HP	914.104. ...	●	HP EF	914.104. ...	●	HP F	914.104. ...	●	HP G	914.104. ...	●	HP SG	914.104. ...	160	190	220
○	HP	914.104. ...																	
●	HP EF	914.104. ...																	
●	HP F	914.104. ...																	
●	HP G	914.104. ...																	
●	HP SG	914.104. ...																	
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill																			
<table border="1"><tr><td>○</td><td>HP</td><td>914.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP EF</td><td>914.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP F</td><td>914.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP G</td><td>914.104. ...</td></tr><tr><td>●</td><td>HP SG</td><td>914.104. ...</td></tr></table>		○	HP	914.104. ...	●	HP EF	914.104. ...	●	HP F	914.104. ...	●	HP G	914.104. ...	●	HP SG	914.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
○	HP	914.104. ...																	
●	HP EF	914.104. ...																	
●	HP F	914.104. ...																	
●	HP G	914.104. ...																	
●	HP SG	914.104. ...																	
		160 umtd	190 umtd	220 umtd															
		160 umtd	190 umtd	220 umtd															




					
HP 104 912			 =  =46µ  =	 =  =46µ  =	 =  =46µ  =
Superflex - Scheiben Superflex - Discs Superflex - Disques Superflex - Discos			 =  =46µ  =	 =  =46µ  =	 =  =46µ  =
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO $\varnothing$ 1/10 mm			0.15  160	0.15  190	0.15  220
Order No.			1	1	1
	HP	912.104. ...	160	190	220
	HP EF	912.104. ...			
	HP F	912.104. ...			
	HP G	912.104. ...			
	HP SG	912.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar					
Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill					
	HP	912.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
	HP EF	912.104. ...			
	HP F	912.104. ...			
	HP G	912.104. ...			
	HP SG	912.104. ...			



 HP 104 913  3 mm				
Superflex - Scheiben Superflex - Discs Superflex - Disques Superflex - Discos		 = $\bigcirc$ =46 μ  =	 = $\bigcirc$ =46 μ  =	 = $\bigcirc$ =46 μ  =
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing$ 1/10 mm		0.15  160	0.15  190	0.15  220
Order No.		1	1	1
 HP 913.104. ...		160	190	220
 HP EF 913.104. ...				
 HP F 913.104. ...				
 HP G 913.104. ...				
 HP SG 913.104. ...				
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill				
 HP 913.104. ...		160 umtd	190 umtd	220 umtd
 HP EF 913.104. ...				
 HP F 913.104. ...				
 HP G 913.104. ...				
 HP SG 913.104. ...				



 HP 104 983 Superflex - Scheiben Superflex - Discs Superflex - Disques Superflex - Discos	
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm	0,15 / 0,20
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ	220
ISO Ø 1/10 mm	1
Order No.	
○ HP 983.104. ...	
● HP EF 983.104. ...	
● HP F 983.104. ...	220
● HP G 983.104. ...	220
● HP SG 983.104. ...	
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar	
Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill	
○ HP 983.104. ...	
● HP EF 983.104. ...	
● HP F 983.104. ...	220 umtd
● HP G 983.104. ...	220 umtd
● HP SG 983.104. ...	




Perforierte Diamantscheibe für gute Durchsicht beim feinen und groben Konturieren und Separieren von Keramik.

Perforated diamond disc for good visibility when fine and coarse contouring and separating ceramics.

Disque diamanté perforé pour une bonne visibilité lors du contourage fin et grossier et de la séparation de la céramique.

Disco diamantado perforado para una buena visibilidad durante el contorneado fino y grueso y la separación de cerámica.

 HP 104 932 Superflex - Scheiben Superflex - Discs Superflex - Disques Superflex - Discos	
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm	0,20
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ	220
ISO Ø 1/10 mm	1
Order No.	
○ RA 932.104. ...	
● RA EF 932.104. ...	
● RA F 932.104. ...	220
● RA G 932.104. ...	
● RA SG 932.104. ...	
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar	
Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill	
○ HP 932.104. ...	
● HP EF 932.104. ...	
● HP F 932.104. ...	220 umtd
● HP G 932.104. ...	
● HP SG 932.104. ...	




Versetzperforierte Diamantscheibe mit extra feinem Diamantkorn für Vorseparieren und Konturieren garantiert ohne Nickelabrieb.

Offset perforated diamond disc with extra fine diamond grit for pre-separation and contouring guaranteed without nickel abrasion.

Disque diamanté à perforations décalées avec un grain de diamant extra fin pour la préséparation et le contourage garanti sans abrasion par le nickel.






Disco de diamante perforado offset con grano de diamante extrafino para separación previa y contorneado, descarta cualquier abrasión de níquel.

 HP 104 933 Superflex - Scheiben Superflex - Discs Superflex - Disques Superflex - Discos	
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm	0,15
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ	220
ISO Ø 1/10 mm	1
Order No.	
○ HP 933.104. ...	
● HP EF 933.104. ...	
● HP F 933.104. ...	220
● HP G 933.104. ...	
● HP SG 933.104. ...	
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar	
Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill	
○ HP 933.104. ...	
● HP EF 933.104. ...	
● HP F 933.104. ...	220 umtd
● HP G 933.104. ...	
● HP SG 933.104. ...	



-  **Heico-Netzscheibe für Keramik, Modellgips und Kunststoff, um mit optimaler Durchsicht und Materialabtrag separieren und konturieren zu können.**
-  Heico mesh disc for ceramics, model plaster and plastic for separating and contouring with optimum visibility and material removal.
-  Disque à mailles Heico pour la céramique, le plâtre de modelage et le plastique pour la séparation et le modelage avec une visibilité et un enlèvement de matière optimaux.
-  Disco de malla Heico para cerámica, yeso de modelar y plásticos para separar y modelar con una visibilidad y eliminación de material óptimas.



 HP 104 924  Superflex - Scheiben Superflex - Discs Superflex - Disques Superflex - Discos					
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		O= O=46µ O= 0.20 140	O= O=46µ O= 0.20 160	O= O=46µ O= 0.20 190	O= O=46µ O= 0.20 220
Order No.		1	1	1	1
○ HP 924.104. ... ● HP EF 924.104. ... ● HP F 924.104. ... ● HP G 924.104. ... ● HP SG 924.104. ...		140	160	190	220
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill					
○ HP 924.104. ... ● HP EF 924.104. ... ● HP F 924.104. ... ● HP G 924.104. ... ● HP SG 924.104. ...		140 umtd	160 umtd	190 umtd	220 umtd

 Verblend und Keramiktechnik Veneering and ceramic technique Technique de recouvrement et de céramique Revestimiento y técnica cerámica	 Kunststofftechnik Acrylic technology Technique acrylique Técnica acrílica	 Kein Anpressdruck verwenden Do not apply contact pressure Ne pas appliquer de pression de contact No aplicar presión de contacto
 Kronen und Brückentechnik Crown and bridge technique Technique de la couronne et du pont Técnica de coronas y puentes	 Modellgusstechnik Model casting technique Technique de moulage de modèles Técnica de fundición de modelos	 Scheiben doppelseitig belegt Disc double sided Disque double face Disco de doble cara





Die Gips Scheibe für das schnelle Trennen von Gips. Durch die Perforierung wird der Schleifstaub gut abtransportiert und durch die Positionierung der Zähne wird eine Verkantung der Scheibe vermieden.




The plaster disc for quick cutting of plaster. The perforation ensures good removal of the sanding dust and the positioning of the teeth prevents the disc from jamming.

Le disque à plâtre permet de couper rapidement le plâtre. La perforation assure une bonne évacuation de la poussière de ponçage et le positionnement des dents empêche le disque de se bloquer.

El disco de escayola corta la escayola rápidamente. La perforación garantiza que el polvo de lijado se elimine fácilmente y la colocación de los dientes evita que el disco se atasque.



 HP 104 964 Gibsscheiben Discs for Plaster Disque pour plâtre Disco de escayola							
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO $\varnothing 1/10$ mm		$\varnothing = 46\mu$ 0.35  300		$\varnothing = 46\mu$ 0.35  370		$\varnothing = 46\mu$ 0.35  450	
Order No.		1		1		1	
○ HP 964.104. ...		300		370		450	
● HP EF 964.104. ...							
● HP F 964.104. ...							
● HP G 964.104. ...							
● HP SG 964.104. ...							
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill							
○ HP 964.104. ...		300 umtd		370 umtd		450 umtd	
● HP EF 964.104. ...							
● HP F 964.104. ...							
● HP G 964.104. ...							
● HP SG 964.104. ...							

  HP 104 924																																
Gibsscheiben Discs for Plaster Disque pour plâtre Disco de escayola	 =  = 46μ  =	 =  = 46μ  =																														
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO Ø 1/10 mm	0.32  300	0.32  400																														
<table><tr><td></td><td>Order No.</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP 924.104. ...</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP EF 924.104. ...</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP F 924.104. ...</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP G 924.104. ...</td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP SG 924.104. ...</td><td></td></tr></table>		Order No.			HP 924.104. ...			HP EF 924.104. ...			HP F 924.104. ...			HP G 924.104. ...			HP SG 924.104. ...		<table><tr><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>300</td><td></td></tr></table>		1			300		<table><tr><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>400</td><td></td></tr></table>		1			400	
	Order No.																															
	HP 924.104. ...																															
	HP EF 924.104. ...																															
	HP F 924.104. ...																															
	HP G 924.104. ...																															
	HP SG 924.104. ...																															
	1																															
	300																															
	1																															
	400																															
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill																																
<table><tr><td></td><td>HP 924.104. ...</td><td>300 umtd</td><td>400 umtd</td></tr><tr><td></td><td>HP EF 924.104. ...</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP F 924.104. ...</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP G 924.104. ...</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP SG 924.104. ...</td><td></td><td></td></tr></table>		HP 924.104. ...	300 umtd	400 umtd		HP EF 924.104. ...				HP F 924.104. ...				HP G 924.104. ...				HP SG 924.104. ...														
	HP 924.104. ...	300 umtd	400 umtd																													
	HP EF 924.104. ...																															
	HP F 924.104. ...																															
	HP G 924.104. ...																															
	HP SG 924.104. ...																															





Ultraflex

Ultradünner Stahlträger mit einer Dicke von 0,10 - 0,20 mm inklusive der Diamantschicht. Ohne Nickelabrieb auf dem Modell oder Werkstück trotz sehr feinem Diamantkorn. Besonders geeignet für das Konturieren von Kunststoffverblendungen im Front- und Seitenzahnbereich. Zentriert und mit poliertem Stahl.







Ultra-thin steel support with a thickness of 0,10 - 0,20 mm including the diamond layer. No nickel abrasion on the model or workpiece despite very fine diamond grit. Especially suitable for contouring acrylic veneers in the anterior and posterior region. Centred and with polished steel.











Support en acier ultra-mince d'une épaisseur de 0,10 à 0,20 mm, couche de diamant incluse. Pas d'abrasion par le nickel sur le modèle ou la pièce à travailler malgré un grain de diamant très fin. Particulièrement adapté au modelage des facettes acryliques dans les régions antérieures et postérieures. Centré et avec acier poli.



Soporte de acero ultrafino con un grosor de 0,10 a 0,20 mm, incluida la capa de diamante. Sin abrasión de níquel en el modelo ni en la pieza de trabajo a pesar del grano de diamante muy fino. Especialmente adecuado para el modelado de carillas acrílicas en la zona anterior y posterior. Centrado y con acero pulido.

 HP 104 X914 Ultraflex - Scheiben Ultraflex - Discs Ultraflex - Disques Ultraflex - Discos Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		 ○= ○=30µ ○= ○= 0.15  160	 ○= ○=30µ ○= ○= 0.15  190	 ○= ○=30µ ○= ○= 0.15  220
Order No.		1	1	1
○ HP X914.104. ...		160	190	220
● HP EF X914.104. ...				
● HP F X914.104. ...				
● HP G X914.104. ...				
● HP SG X914.104. ...				
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar				
Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill				
○ HP X914.104. ...		160 umtd	190 umtd	220 umtd
● HP EF X914.104. ...				
● HP F X914.104. ...				
● HP G X914.104. ...				
● HP SG X914.104. ...				

									
HP 104 X912				○= ○=30µ ○=		○= ○=30µ ○=		○= ○=30µ ○=	
Ultraflex - Scheiben Ultraflex - Discs Ultraflex - Disques Ultraflex - Discos									
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm				0.10  160		0.10  190		0.10  220	
Order No.				1		1		1	
○ HP X912.104. ...				160		190		220	
● HP EF X912.104. ...									
● HP F X912.104. ...									
● HP G X912.104. ...									
● HP SG X912.104. ...									
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar									
Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill									
○ HP X912.104. ...				160 umtd		190 umtd		220 umtd	
● HP EF X912.104. ...									
● HP F X912.104. ...									
● HP G X912.104. ...									
● HP SG X912.104. ...									

									
HP 104 X913				○= ○=30µ ○=		○= ○=30µ ○=		○= ○=30µ ○=	
Ultraflex - Scheiben Ultraflex - Discs Ultraflex - Disques Ultraflex - Discos									
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm				0.10  160		0.10  190		0.10  220	
Order No.				1		1		1	
○ HP X913.104. ...				160		190		220	
● HP EF X913.104. ...									
● HP F X913.104. ...									
● HP G X913.104. ...									
● HP SG X913.104. ...									
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill									
○ HP X913.104. ...				160 umtd		190 umtd		220 umtd	
● HP EF X913.104. ...									
● HP F X913.104. ...									
● HP G X913.104. ...									
● HP SG X913.104. ...									

HP - Discs Ultraflex





Sehr feine Diamantkörnung für Vorseparieren und Konturieren.

Very fine diamond grit for pre-separating and contouring.

Grain de diamant très fin pour la pré-séparation et le modelage.



Grano de diamante muy fino para la preparación previa y el modelado.



 HP 104 X950 4,5 mm		
Ultraflex - Scheiben Ultraflex - Discs Ultraflex - Disques Ultraflex - Discos		O= O=30µ O= O= O= O=
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		0.15 220
Order No.		1
○ HP X950.104. ...		220
● HP EF X950.104. ...		
● HP F X950.104. ...		
● HP G X950.104. ...		
● HP SG X950.104. ...		
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill		
○ HP X950.104. ...		220 umtd
● HP EF X950.104. ...		
● HP F X950.104. ...		
● HP G X950.104. ...		
● HP SG X950.104. ...		





-  **Sehr feine Diamantkörnung für das Vorseparieren und Konturieren.**
-  Very fine diamond grit for pre-separating and contouring.
-  Grain de diamant très fin pour la pré-séparation et le modelage.
-  Grano de diamante muy fino para la preparación previa y el modelado.

 HP 104 XV914 3 mm		
Ultraflex - Scheiben (mit Flansch) Ultraflex - Discs (with Flange) Ultraflex - Disques (Avec bride) Ultraflex - Discos (con reborde)		O= O=30µ O= O= O= O=
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		0.15 220
Order No.		1
○ HP XV914.104. ...		220
● HP EF XV914.104. ...		
● HP F XV914.104. ...		
● HP G XV914.104. ...		
● HP SG XV914.104. ...		
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill		
○ HP XV914.104. ...		220 umtd
● HP EF XV914.104. ...		
● HP F XV914.104. ...		
● HP G XV914.104. ...		
● HP SG XV914.104. ...		





-  **Sehr feine Diamantkörnung für Vorseparieren inklusiv zusätzlicher Stabilität durch den montierten Flansch.**
-  Very fine diamond grit for pre-separation including additional stability due to the mounted flange.
-  Grain de diamant très fin pour la pré-séparation, une stabilité supplémentaire est assurée grâce à la bride montée.
-  Grano de diamante muy fino para la separación previa, con estabilidad adicional gracias a la brida montada.

 HP 104 X983 7 mm		
Ultraflex - Scheiben Ultraflex - Discs Ultraflex - Disques Ultraflex - Discos		O= O= O=30µ O= O= O=
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain µ ISO Ø 1/10 mm		0.15 220
Order No.		1
○ HP X983.104. ...		220
● HP EF X983.104. ...		
● HP F X983.104. ...		
● HP G X983.104. ...		
● HP SG X983.104. ...		
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill		
○ HP X983.104. ...		220 umtd
● HP EF X983.104. ...		
● HP F X983.104. ...		
● HP G X983.104. ...		
● HP SG X983.104. ...		





-  **Perforierte Diamantscheibe für gute Durchsicht beim extra feinen Konturieren und Separieren von Keramik ohne Nickelabrieb.**
-  Perforated diamond disc for good visibility when extra fine contouring and separating ceramics without nickel abrasion.
-  Disque diamanté perforé pour une bonne visibilité lors du contourage extra-fin et de la séparation de céramiques sans abrasion par le nickel.
-  Disco diamantado perforado para una buena visibilidad al contornear y separar cerámica extrafina sin abrasión de níquel.

-  **Versetzperforierte Diamantscheibe mit extra feinem Diamantkorn für Vorseparieren und Konturieren garantiert ohne Nickelabrieb.**
-  **Offset perforated diamond disc with extra fine diamond grit for pre-separation and contouring guaranteed without nickel abrasion.**
-  **Disque diamanté décalé à perforations décalées avec un grain de diamant extra fin pour la pré-séparation et le contournage garanti sans abrasion par le nickel.**
-  **Disco de diamante perforado offset con grano de diamante extrafino para separación previa y contorneado, descarta cualquier abrasión de níquel.**

					
HP 104 X932		7 mm			
Ultraflex - Scheiben Ultraflex - Discs Ultraflex - Disques Ultraflex - Discos					
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur		mm		0.15	
Korngröße / Grit size / Taille du grain		μ			
ISO		Ø 1/10 mm		220	
Order No.				1	
	HP	X932.104. ...			
	HP EF	X932.104. ...		220	
	HP F	X932.104. ...			
	HP G	X932.104. ...			
	HP SG	X932.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar					
Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrille / Sin mandrill					
	HP	X932.104. ...			
	HP EF	X932.104. ...		220 umtd	
	HP F	X932.104. ...			
	HP G	X932.104. ...			
	HP SG	X932.104. ...			







					
Ultraflex - Scheiben Ultraflex - Discs Ultraflex - Disques Ultraflex - Discos				○ = ○ = ○ = ○ = ○ = ○ = 30μ	
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm				0.10	
Korngröße / Grit size / Taille du grain μ				220	
ISO Ø 1/10 mm					
Order No.				1	
○	HP	X933.104. ...			
●	HP EF	X933.104. ...	220		
●	HP F	X933.104. ...			
●	HP G	X933.104. ...			
●	HP SG	X933.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar					
Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrille / Sin mandrill					
○	HP	X933.104. ...			
●	HP EF	X933.104. ...	220 umtd		
●	HP F	X933.104. ...			
●	HP G	X933.104. ...			
●	HP SG	X933.104. ...			



 Verblend und Keramiktechnik Veneering and ceramic technique Technique de recouvrement et de céramique Revestimiento y técnica cerámica		 Kunststofftechnik Acrylic technology Technique acrylique Técnica acrílica		 Kein Anpressdruck verwenden Do not apply contact pressure Ne pas appliquer de pression de contact No aplicar presión de contacto	
 Kronen und Brückentechnik Crown and bridge technique Technique de la couronne et du pont Técnica de coronas y puentes		 Modellgusstechnik Model casting technique Technique de moulage de modèles Técnica de fundición de modelos		 Scheiben doppelseitig belegt Disc double sided Disque double face Disco de doble cara	

-  **Heico-Netzscheibe für Keramik, Modellgips und Kunststoff, um mit optimaler Durchsicht und Materialabtrag separieren und konturieren zu können.**
-  Heico mesh disc for ceramics, model plaster and plastic for separating and contouring with optimum visibility and material removal.
-  Disque à mailles Heico pour la céramique, le plâtre de modelage et le plastique, pour la séparation et le modelage avec une visibilité et un enlèvement de matière optimaux.
-  Disco de malla Heico para cerámica, yeso de modelar y plásticos para separar y modelar con una visibilidad y eliminación de material óptimas.



																																														
HP 104 X924				 =  = 30μ  =		 =  = 30μ  =		 =  = 30μ  =		 =  = 30μ  =																																				
Ultraflex - Scheiben Ultraflex - Discs Ultraflex - Disques Ultraflex - Discos																																														
Discs : Dicke / Thicknes / Épaisseur mm Korngröße / Grit size / Taille du grain μ ISO Ø 1/10 mm		0.15  140		0.15  160		0.15  190		0.15  220																																						
<table><tr><td></td><td>HP</td><td>X924.104. ...</td><td>140</td><td>160</td><td>190</td><td>220</td></tr><tr><td></td><td>HP EF</td><td>X924.104. ...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP F</td><td>X924.104. ...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP G</td><td>X924.104. ...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP SG</td><td>X924.104. ...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			HP	X924.104. ...	140	160	190	220		HP EF	X924.104. ...						HP F	X924.104. ...						HP G	X924.104. ...						HP SG	X924.104. ...														
	HP	X924.104. ...	140	160	190	220																																								
	HP EF	X924.104. ...																																												
	HP F	X924.104. ...																																												
	HP G	X924.104. ...																																												
	HP SG	X924.104. ...																																												
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill																																														
<table><tr><td></td><td>HP</td><td>X924.104. ...</td><td>140 umtd</td><td>160 umtd</td><td>190 umtd</td><td>220 umtd</td></tr><tr><td></td><td>HP EF</td><td>X924.104. ...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP F</td><td>X924.104. ...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP G</td><td>X924.104. ...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>HP SG</td><td>X924.104. ...</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			HP	X924.104. ...	140 umtd	160 umtd	190 umtd	220 umtd		HP EF	X924.104. ...						HP F	X924.104. ...						HP G	X924.104. ...						HP SG	X924.104. ...														
	HP	X924.104. ...	140 umtd	160 umtd	190 umtd	220 umtd																																								
	HP EF	X924.104. ...																																												
	HP F	X924.104. ...																																												
	HP G	X924.104. ...																																												
	HP SG	X924.104. ...																																												

- Champion Scheiben haben eine extreme Diamantkonzentration auf der Arbeitsfläche, was die Standzeit maximal ausdehnt. Der Verwendungsbereich ist derselbe wie bei der Diamant-Produktlinie.
- Champion discs have an extreme diamond concentration on the working surface which extends the tool life to the maximum. The range of uses is the same as for the diamond product line.
- Les disques Champion ont une concentration extrême de diamants sur la surface de travail, ce qui prolonge au maximum la durée de vie de l'outil. La gamme d'utilisation est la même que pour la ligne de produits diamantés.
- Los discos Champion tienen una concentración extrema de diamantes en la superficie de trabajo, lo que maximiza la vida útil de la herramienta. La gama de usos es la misma que para la línea de productos diamantados.

HP - Discs Standard

 HP 104 910Ch Standard - Scheiben starr Standard - Discs rigide Standard - Disques rigide Estándar - Discos rígidos			
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm	0.50	0.50	0.50
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ	160	190	220
ISO Ø 1/10 mm	1	1	1
Order No.			
HP FEF 910Ch.104. ...			
HP GF 910Ch.104. ...	160	190	220
HP UGF 910Ch.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
HP FEF 910Ch.104. ...			
HP GF 910Ch.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
HP UGF 910Ch.104. ...			



HP - Discs Flex

 HP 104 D911Ch Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos			
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm	0.40	0.40	0.40
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ	160	190	220
ISO Ø 1/10 mm	1	1	1
Order No.			
HP FEF D911Ch.104. ...			
HP GF D911Ch.104. ...	160	190	220
HP UGF D911Ch.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
HP FEF D911Ch.104. ...			
HP GF D911Ch.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
HP UGF D911Ch.104. ...			



HP - Discs Superflex

 HP 104 914Ch Flex - Scheiben Flex - Discs Flex - Disques Flex - Discos			
Discs : Dicke / Thickness / Épaisseur mm	0.30	0.30	0.30
Korngröße / Grit size / Taille du grain µ	160	190	220
ISO Ø 1/10 mm	1	1	1
Order No.			
HP FEF 914Ch.104. ...			
HP GF 914Ch.104. ...	160	190	220
HP UGF 914Ch.104. ...			
Unmontiert / unmounted / non monté / sin montar Ohne Mandrell / Without mandrell / sans mandrelle / Sin mandrill			
HP FEF 914Ch.104. ...			
HP GF 914Ch.104. ...	160 umtd	190 umtd	220 umtd
HP UGF 914Ch.104. ...			

