



dentacare
SWISS DENTAL PRODUCTS

“Tu empresa de confianza, con más de 35 años de experiencia en el sector”

Reciba su pedido en tan solo 24h:  606997834  965361020



Calle los quintos, 1 | 03350 Cox (Alicante)

comercial@dentacare.es

SETS PARA PROVISIONALES Y LABORATORIO DE ORTODONCIA



NEW LABORCARE ORTHODONTIC (DR. CARLOS NAVARRO)



NEW PROVIPREP SEST (DR. IÑAKI GAMBORENA)

PULIDORES PARA CERÁMICA



KENDA Z-SERIES



SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS

- Para todo tipo de **cerámicas, incluyendo óxido de zirconio, alúmina y disilicato de litio.**
- Alto contenido en diamante para una eficiencia superior.
- Tres granulometrías diferentes que cubren todas las fases: desde el ajuste hasta el pulido de alto brillo.
- Ajustes rápidos con el pulidor grueso (morado).
- El resultado suave minimiza la abrasión de los dientes naturales antagonistas.
- Reduce el astillado y la fractura.

Se ha informado que las superficies pulidas son más suaves con el diente antagonista en comparación con el glaseado.¹
Además, se ha demostrado que el pulido de las cerámicas mejora sus propiedades mecánicas.²

PULIDORES CON DIAMANTE



Video Puliendo circonio



Video puliendo disilicato de litio

		ISO 872 104 041 535 120					ISO 862 104 041 525 120					ISO 858 104 041 514 120				
		ISO 872 104 304 535 120					ISO 862 104 304 525 120					ISO 858 104 304 514 120				
		ISO 872 105 250 535 050					ISO 862 105 250 525 050					ISO 858 105 250 514 050				
		ISO 878 105 543 532 140					ISO 862 900 370 535 260					ISO 858 105 543 512 140				
		ISO 872 104 041 535 120					ISO 862 104 041 525 120					ISO 858 104 041 514 120				
		ISO 862 104 304 525 120					ISO 862 105 250 525 050					ISO 858 105 250 514 050				
		ISO 868 105 543 522 140					ISO 862 900 370 535 260					ISO 858 105 543 512 140				
		ISO 862 900 370 535 260					ISO 858 104 041 514 120					ISO 858 105 250 514 050				
		ISO 858 104 304 514 120					ISO 858 105 250 514 050					ISO 858 105 543 512 140				
		ISO 858 900 370 514 260					ISO 858 900 370 514 260					ISO 858 900 370 514 260				
Polisher type	1, 3 pcs	Z-010.C.003	Z-014.C.003	Z-024.C.003	Z-025.C.003	Z-026.C.001	Z-010.M.003	Z-014.M.003	Z-024.M.003	Z-025.M.003	Z-026.M.001	Z-010.F.003	Z-014.F.003	Z-024.F.003	Z-025.F.003	Z-026.F.001
Ø mm		12	12	5	14	26	12	12	5	14	26	12	12	5	14	26
Head L in mm		2.5	5.8	10	2	2.5	2.5	5.8	10	2	2.5	2.5	5.8	10	2	2.5
RPM	Rec	7'500 - 10'000			5'000 - 7'000	5'000 - 7'500	7'500 - 10'000			6'000 - 8'000	5'000 - 7'500	5'000 - 7'500			6'000 - 8'000	5'000 - 7'500
	Max	10'000				7'500	10'000			7'500		10'000				7'500

REF (Set & Samples)																
Z-000.X.009	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-
Z-010.003	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Z-014.003	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Z-026.004	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
Z-025.003	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

Contorneado- Superficie rugosa

Acabado & Pulido - Superficie suave

Ultra brillo final-Glaseado final



¹ Janyavula S, Lawson N, Cakir D, Beck P, Ramp LC, Burgess JO (2013) The wear of polished and glazed zirconia against enamel. J Prosthet Dent 109:22-29. [https://doi.org/10.1016/S0022-3913\(13\)00000-0](https://doi.org/10.1016/S0022-3913(13)00000-0)

² Vohra M, Pandurangan KK, Shenoy A, Keskar V. A Comprehensive Review of the Surface and Chromatic Properties of Monolithic Zirconia: Evaluating the Impact of Polishing and Finishing Methods on Aesthetics and Performance. Cureus. 2024 Aug 2;16(8):e66029. doi: 10.7759/cureus.66029. PMID: 39221297; PMCID: PMC11366407.

PULIDORES PARA ACRÍLICO

REINA KENDA



SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS

- Sistema duradero y probado con el tiempo
- Tres granos equilibrados disponibles
- Grano abrasivo firme para un acabado más rápido
- El tercer paso de pulido para lograr un acabado brillante



Video

ISO 658 105 245 533 125														ISO 658 105 144 533 125														ISO 658 105 204 533 100														ISO 658 105 245 533 100														ISO 658 105 245 533 125														ISO 658 105 144 534 125														ISO 658 105 204 534 100														ISO 658 105 245 534 100														ISO 658 105 245 534 100														ISO 638 105 245 493 125														ISO 638 105 144 493 125														ISO 638 105 204 493 100														ISO 638 105 245 493 100													
Polisher type 6, 12 pcs		9008		.006		.012		9009		.006		.012		9014		.006		.012		9015		.006		.012		7008		.006		.012		7009		.006		.012		7014		.006		.012		7015		.006		.012		6008		.006		.012		6009		.006		.012		6014		.006		.012		6015		.006		.012																																																																																																													
		Ø mm		12.5		12.5		10		10		12.5		12.5		10		10		12.5		12.5		10		10		12.5		12.5		10		10		22		15		24.5		18		22		15		24.5		18		22		15		24.5		18																																																																																																																											
RPM		Rec		10'000 - 15'000																												10'000 - 15'000																												5'000 - 10'000																																																																																																																									
		Max		15'000																												15'000																												15'000																																																																																																																									

REF (Set & Samples)												
6000.009	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1

Contorneado- Superficie rugosa

Acabado & Pulido - Superficie suave

Ultra brillo final- Glaseado final



PULIDORES PARA ACRÍLICO

KENDA AZUL ACRÍLICO

SISTEMA DE PULIDO EN 3 PASOS

- Sistema duradero y probado con el tiempo
- Tres granos equilibrados disponibles
- El grano abrasivo fino logra un brillo de alto nivel
- El grano grueso permite ajustes fáciles y rápidos



Video

	ISO 638 105 245 543 125	ISO 638 105 144 543 125	ISO 638 105 204 543 100	ISO 638 105 245 543 100	ISO 638 105 245 523 125	ISO 638 105 144 523 125	ISO 638 105 204 523 100	ISO 638 105 245 523 100	ISO 638 105 245 493 125	ISO 638 105 144 493 125	ISO 638 105 204 493 100	ISO 638 105 245 493 100
Polisher type	8308	8309	8314	8315	8408	8409	8414	8415	8508	8509	8514	8515
6, 12, 25 pcs	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006	.006
Ø mm	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012	.012
	12.5	12.5	10	10	12.5	12.5	10	10	12.5	12.5	10	10
Head L in mm	22	15	24.7	18	22	15	24.7	18	22	15	24.7	18
RPM	Rec				Rec				Rec			
	10'000 - 15'000				10'000 - 15'000				5'000 - 10'000			
RPM	Max				Max				Max			
	15'000				15'000				15'000			

REF (Set & Samples)												
8300.009	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	1	1
8614.006	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-

Contorneado- Superficie rugosa

Acabado & Pulido - Superficie suave

Ultra brillo final- Glaseado final



KENDA BESTFLEX

SISTEMA DE PULIDO EN 1 PASO

- Especialmente adaptado a prótesis flexibles a base de **nylon**
- Un solo paso para un acabado suave, disponible en cuatro formas






	ISO 638 105 245 533 125		ISO 638 105 144 533 125		ISO 638 105 204 533 100		ISO 638 105 245 533 100	
Polisher type 6, 12, 25 pcs Ø mm	6508	.006 .012	6509	.006 .012	6514	.006 .012	6515	.006 .012
	12.5		12.5		10		10	
Head L in mm	22		15		24.7		18	
RPM	Rec	10'000 - 15'000						
	Max	15'000						

REF (Set & Samples)				
6500.A.006	2	-	2	2

Contorneado- Superficie rugosa

Acabado & Pulido - Superficie suave

Ultra brillo final-Glaseado final



CEPILLOS PULIDORES

Se recomienda usar pasta de pulir




PELO DE CABRA

con cuero, 3 capas



Ref. 140



USOS:

- Metales preciosos y no preciosos
- Composite
- Acrílico
- Cerámica
- Titanio

ALGODÓN



Ref. 150



USOS:

- Metales preciosos y no preciosos
- Composite
- Acrílico
- Cerámica
- Titanio
- Desbaste de esqueléticos

Consejos de limpieza:

- Lejía jabonosa, no emplear medios de desinfección agresivos
- Pueden emplearse ultrasonidos
- No es resistente a la termodesinfección ni a la esterilización

- Revoluciones recomendadas: 10.000 min^{-1}
- Revoluciones máximas: 15.000 min^{-1}